



SAMPLING TRANSPORT STORAGE

采样、传递和存储




样本运输管（带导向盖）

- 聚丙烯管身/聚乙烯螺口盖
- 用于生物样本的安全储存和运输
- 聚乙烯螺口盖采用拭子导向设计，以确保拭子能牢牢地固定在管盖内，管身透明，可清晰观察样品
- 透明的聚丙烯管身可以无障碍地观察样品
- 管身防碎，可低温存放
- 管身具有磨砂的书写面，便于标记
- 五种常规尺寸可供选择
- 非无菌



产品编号	容量	管身尺寸(MM)	刻度	管盖形式	包装形式
1 84004-1514	5ml	16 x 56.5	磨具刻度	已组装	100只/袋, 1000只/箱
84004-1515	5ml	16 x 56.5	磨具刻度	未组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱
2 84004-1512	8ml	16 x 85	磨具刻度	已组装	100只/袋, 1000只/箱
84004-1513	8ml	16 x 85	磨具刻度	未组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱
3 84004-1590	10ml	16 x 102	无刻度	已组装	100只/袋, 1000只/箱
84004-1592	10ml	16 x 102	无刻度	未组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱




	ΦA(mm)	ΦB(mm)	C(mm)	D(mm)
1	21	16	58	56.5
2	21	16	89.5	85
3	21	16	102	101



平盖款样本运输管

- 聚丙烯管身/聚乙烯螺口盖
- 用于生物样本的安全储存和运输
- 具有防漏的螺口盖
- 透明的聚丙烯管身可以无障碍地观察样品
- 管身防碎，可低温存放
- 五种尺寸可供选择
- 非无菌

产品编号	容量	管身尺寸(MM)	刻度	管盖形式	包装形式
84004-1501	5ml	16 x 60	磨具刻度	已组装	100只/袋, 1000只/箱
1 84004-1502	5ml	16 x 60	磨具刻度	未组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱
2 84004-1503	10ml	16 x 94	磨具刻度	已组装	100只/袋, 1000只/箱
84004-1504	10ml	16 x 94	磨具刻度	未组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱




	ΦA(mm)	ΦB(mm)	C(mm)	D(mm)
1	21	16	60.5	60
2	21	16	95	94




预灌装样本运输管

- 聚丙烯管身/聚乙烯螺口盖
- 具有极好的密封性，用于预灌装输送液体培养基，以保持运输过程中病毒或细菌的生存能力，例如VTM / UTM，以及用于样本分析的生物试剂
- 管身透明可以无障碍地观察样品
- 管身防碎，可低温存放
- 四种常规尺寸可供选择
- 可根据要求提供标签
- Gamma 灭菌



产品编号	容量	管身尺寸(MM)	刻度	管盖形式	包装形式
1 84004-1576	5ml	16 x 56.5	磨具刻度	已组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱
2 84004-1577	8ml	16 x 85	磨具刻度	已组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱
3 84004-1593	10ml	16 x 102	无刻度	已组装	100管/袋+1,000盖/袋, 1,000管+1,000盖/箱




	ΦA(mm)	ΦB(mm)	C(mm)	D(mm)
1	21	16	58	56.5
2	21	16	89.5	85
3	21	16	100	102

压舌板

作为临床诊断辅助器材用，无菌产品，还可以用于涂抹精油和药膏、搅拌液体或者混匀药物等。

采用优质的白桦木制作而成，光滑圆边，无木屑，无臭无味。




产品编号	订货号	尺寸(长x宽x高 mm)	灭菌	包装形式
86940-0001	5A0006	150x18x1.6	非无菌	散装, 100片/盒, 50盒/箱
86940-0005	5A0010	150x18x1.6	E.O.	1支/纸塑包, 200片/盒, 10盒/箱

尿杯和大便杯

用于采集和存储固体或液体样本，包括食品、药品、尿液和粪便，黑色杯身特别适用于光敏感性物质（如尿液、胆色素和卟啉）或者一些不便展示的样本。

- 杯身由本色PP或黑色PP材质制成，螺口盖由PE材质组成
- 药匙和多种颜色的螺口盖可选
- 具有良好的温度和化学试剂耐受性
- 规格有40ml、60ml、100ml和150ml

容量(ml)	Φ1(mm)	Φ2(mm)	H(mm)
40	34	29	69
60	45	36	66
100	55	42	70
150	59	47	74



产品编号: 84020-0219
60ml/100ml/150ml样本杯可选药匙, PP材质
1000只/袋, 10x1000只/箱

VOL.60mL

带模具刻度 尺寸: Φ46.5/Φ37/H66.5mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-4205-13	-	红色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-4207-13	-	红色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-4204-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-4205-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-4207-02	-	蓝色	* 1,000杯/袋+1000盖/袋, 1,000套/箱
84020-4204-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 600只/箱

带模具刻度, 带药匙

尺寸: Φ46.5/Φ37/H66.5mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0215-13	-	红色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-0218-13	-	红色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0214-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-0215-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-0218-02	-	蓝色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0214-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 600只/箱

带模具刻度, 黑色杯身, 带药匙

尺寸: Φ46.5/Φ37/H66.5mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0515-13	-	红色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-0518-13	-	红色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0514-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-0515-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 600只/箱
84020-0518-02	-	蓝色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0514-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 600只/箱

*杯盖匙分开包装, 并放在同一纸箱内



VOL.100mL

模具刻度20ml到80ml
尺寸：Φ56/Φ46/H71mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0305-13	-	红色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0307-13	-	红色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0304-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0305-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0307-02	-	蓝色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0304-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 400只/箱

模具刻度20ml到80ml, 带药匙
尺寸：Φ56/Φ46/H71mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0315-13	-	红色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0318-13	-	红色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0314-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0315-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0318-02	-	蓝色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0314-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 400只/箱

无模具刻度, 黑色杯身, 带药匙
尺寸：Φ56/Φ46/H71mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0615-13	-	红色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0618-13	-	红色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0614-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0615-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 400只/箱
84020-0618-02	-	蓝色	* 1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-0614-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 400只/箱

*杯盖匙分开包装, 并放在同一纸箱内

20mL 样本杯

产品编号	颜色	包装形式
84020-2701	本色	100只/袋, 1,000只/箱
84020-2702	黑色	100只/袋, 1,000只/箱

30mL 样本杯

1只/塑塑包, 800只/箱

产品编号	刻度	颜色
84020-2601	模具刻度, 每5ml至30ml	白色
84020-2602	无刻度	本色



尿液采集杯



尿液采集杯带样品转移结构, 配合真空采样管可将尿液直接从杯子转移到真空采样管, 有效防止样本倾倒、泄漏等污染操作环境, 避免患者和医务人员与样本的接触, 安全可靠。

- 尿液采集杯杯身由PP材质制成, 杯盖由PE材质制成
- 密封性能好, 有效防止样本渗漏及污染, 便于保存和运送
- 医务人员无需打开采集杯倾倒尿液样品, 直接转移到样本管中进行进一步分析和运输, 降低了污染风险, 提供更安全、简单、高效和可靠的样本转移
- 可根据客户需求预置条形码标签

VOL.60mL

模具刻度10ml到60ml
尺寸：Φ49.8/Φ38.4/H63mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-5307-13	-	红色	1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-5304-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 500只/箱
84020-5306-13	-	红色	100只/袋, 500只/箱
84020-5356-13	E.O.	红色	100只/袋, 500只/箱
84020-5307-02	-	蓝色	1,000杯/袋+2x500盖/袋, 1,000套/箱
84020-5304-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 500只/箱
84020-5306-02	-	蓝色	100只/袋, 500只/箱
84020-5356-02	E.O.	蓝色	100只/袋, 500只/箱



VOL.150mL

模具刻度20ml到100ml
尺寸：Φ63/Φ49/H75mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0407-13	-	红色	800杯/袋+2x400盖/袋, 800套/箱
84020-0404-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0406-13	-	红色	100只/袋, 300只/箱
84020-0449-13	E.O.	红色	100只/袋, 300只/箱
84020-0407-02	-	蓝色	800杯/袋+2x400盖/袋, 800套/箱
84020-0404-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0406-02	-	蓝色	100只/袋, 300只/箱
84020-0449-02	E.O.	蓝色	100只/袋, 300只/箱



真空尿液采集杯

VOL.60mL

模具刻度10ml到60ml
尺寸：Φ49.8/Φ38.4/H63mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-5204-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 500只/箱
84020-5206-13	-	红色	100只/袋, 500只/箱
84020-5256-13	E.O.	红色	100只/袋, 500只/箱
84020-5204-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 500只/箱
84020-5206-02	-	蓝色	100只/袋, 500只/箱
84020-5256-02	E.O.	蓝色	100只/袋, 500只/箱



模具刻度20ml到100ml,配匙
尺寸：Φ63/Φ49/H75mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0415-13	-	红色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0418-13	-	红色	* 800杯/袋+2x400盖/袋, 800套/箱
84020-0414-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0415-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0418-02	-	蓝色	* 800杯/袋+2x400盖/袋, 800套/箱
84020-0414-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 250只/箱

VOL.150mL

模具刻度20ml到100ml
尺寸：Φ63 / Φ49 /H75 mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-4304-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-4306-13	-	红色	100只/袋, 300只/箱
84020-4349-13	E.O.	红色	100只/袋, 300只/箱
84020-4304-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-4306-02	-	蓝色	100只/袋, 300只/箱
84020-4349-02	E.O.	蓝色	100只/袋, 300只/箱



无模具刻度,黑色杯身, 配匙
尺寸：Φ63/Φ49/H75mm

产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0715-13	-	红色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0718-13	-	红色	* 800杯/袋+2x400盖/袋, 800套/箱
84020-0714-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0715-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 250只/箱
84020-0718-02	-	蓝色	* 800杯/袋+2x400盖/袋, 800套/箱
84020-0714-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 250只/箱



*杯盖匙分开包装, 并放在同一纸箱内

使用说明





1. 拧开杯盖; 2. 将开后的杯盖朝下放置于干净台面; 3. 收集约30ml尿液为宜; 4. 盖上杯盖并旋紧杯盖, 及时送检。

5. 在采集前轻轻摇尿样; 6. 揭开防护标帖, 露出采集孔; 7. 取尿液采集管, 管帽朝下沿盖孔插入并下压, 穿刺针刺穿丁基胶塞使尿液充分吸入管内; 8. 完成后向上拔出尿液采集管, 盖上防护标帖; 9. 取采集管检验。完成尿液标本采集工作。



30mL 样本杯 1只/塑塑包, 800只/箱

产品编号	刻度	颜色
84020-2601	模具刻度, 每5ml至30ml	白色
84020-2602	无刻度	本色




通用型样本杯

适用于采集和存储固体或液体样本，也可用于样品离心

- 杯身PP或PS材质，杯盖为PE材质，配多种颜色的螺口盖
- 防漏性好
- 最大离心力6000xg (PP材质杯身), 4000xg(PS材质杯身)
- 带采样匙，适合于粪便样本
- 杯身可选刻度标签或不带标签

容量(ml)	Φ1(mm)	Φ2(mm)	H(mm)
30	30	25	93
40	32	27	100



VOL.30mL PP材质

无药匙

1#产品编号	2#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0805-13	84020-0825-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0806-13	84020-0826-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0804-13	84020-0824-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0805-02	84020-0825-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0806-02	84020-0826-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0804-02	84020-0824-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0805-16	84020-0825-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0806-16	84020-0826-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0804-16	84020-0824-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱

配药匙

3#产品编号	4#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0815-13	84020-0835-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0816-13	84020-0836-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0814-13	84020-0834-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0815-02	84020-0835-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0816-02	84020-0836-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0814-02	84020-0834-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0815-16	84020-0835-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0816-16	84020-0836-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0814-16	84020-0834-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱

VOL.40mL PP材质

无药匙

1#产品编号	2#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0905-13	84020-0925-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0906-13	84020-0926-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0904-13	84020-0924-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0905-02	84020-0925-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0906-02	84020-0926-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0904-02	84020-0924-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0905-16	84020-0925-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0906-16	84020-0926-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0904-16	84020-0924-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱

配药匙

3#产品编号	4#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0915-13	84020-0935-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0916-13	84020-0936-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0914-13	84020-0934-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0915-02	84020-0935-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0916-02	84020-0936-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0914-02	84020-0934-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0915-16	84020-0935-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0916-16	84020-0936-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0914-16	84020-0934-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱



1#
无药匙 无标签



2#
无药匙 带标签



3#
带药匙 无标签



4#
带药匙 带标签



1#
无药匙 无标签



2#
无药匙 带标签



3#
带药匙 无标签



4#
带药匙 带标签

VOL.30mL PS材质

无药匙

1#产品编号	2#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0802-13	84020-0822-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0803-13	84020-0823-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0801-13	84020-0821-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0802-02	84020-0822-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0803-02	84020-0823-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0801-02	84020-0821-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0802-16	84020-0822-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0803-16	84020-0823-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0801-16	84020-0821-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱

配药匙

3#产品编号	4#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0812-13	84020-0832-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0813-13	84020-0833-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0811-13	84020-0831-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0812-02	84020-0832-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0813-02	84020-0833-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0811-02	84020-0831-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0812-16	84020-0832-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0813-16	84020-0833-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0811-16	84020-0831-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱

VOL.40mL PS材质

无药匙

1#产品编号	2#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0902-13	84020-0922-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0903-13	84020-0923-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0901-13	84020-0921-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0902-02	84020-0922-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0903-02	84020-0923-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0901-02	84020-0921-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0902-16	84020-0922-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0903-16	84020-0923-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0901-16	84020-0921-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱


配药匙

3#产品编号	4#产品编号	灭菌	盖子颜色	包装形式
84020-0912-13	84020-0932-13	-	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0913-13	84020-0933-13	-	红色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0911-13	84020-0931-13	E.O.	红色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0912-02	84020-0932-02	-	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0913-02	84020-0933-02	-	蓝色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0911-02	84020-0931-02	E.O.	蓝色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0912-16	84020-0932-16	-	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-0913-16	84020-0933-16	-	白色	100只/袋, 5x100只/箱
84020-0911-16	84020-0931-16	E.O.	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱

防漏样本杯

防漏性能符合BS EN 14254 and BS 5213标准，并通过国际航空运输协会（IATA）和联合国包装标准602/650规定的95kPa测试，确保感染性物质和诊断样本的安全运输

- 透明PS材质，配PE螺旋盖
- 严格执行BS EN 14254 和 BS 5213防漏测试标准
- 通过95kPa测试，确保完全密封和运输的稳定性



什么是95kPa?



由于样本中可能含有潜在的有害物质，因此样本尤其是生物样本的安全存储和转运，显得尤为重要。此类样本杯，应该符合运输管理规范，如国际民航组织（ICAO）和国际航空运输协会（IATA）要求一级或者二级包装应该能够承受95kPa的压差而不发生泄漏。95kPa的压力为0.95bar（1bar相当于海平面上的大气压力），95kPa测试是指按照ASTM D4991标准中规定的用真空法对硬质空容器进行防漏测试(图1)。

- 将样本杯浸入真空室内的水中。样本杯的最上表面应为由不少于25毫米的液体覆盖。
- 抽真空，仪表针缓慢上升（从30秒到1分钟），达到95kPa的压差(13.8 psi)
- 保持真空状态至少10分钟
- 打开出口管上的手动阀，缓慢放入空气，保留样本杯在环境压力下浸泡至少30秒
- 取下样本杯并检查内部是否有液体
- 观察样本杯是否有泄漏迹象，可以通过观察在减压过程中是否有逃逸气泡或者再次加压后样本杯内有无液体。

注意：正确拧紧杯盖对密封防漏至关重要




图1 真空法检测容器防漏性能的典型装置

25mL PP材质

尺寸Φ31/Φ26/H54mm,无刻度

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-4706-13	杯盖已组装	红色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-4707-13	* 杯盖未组装	红色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-4706-16	杯盖已组装	白色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-4707-16	* 杯盖未组装	白色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-4706	杯盖已组装	本色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-4707	* 杯盖未组装	本色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-4706-17	杯盖已组装	黄色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-4707-17	* 杯盖未组装	黄色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-4706-08	杯盖已组装	绿色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-4707-08	* 杯盖未组装	绿色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-4706-10	杯盖已组装	橙色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-4707-10	* 杯盖未组装	橙色	2x500杯子+1x1000盖子/箱



30mL PP材质

尺寸Φ37/Φ31/H44mm, 模具刻度 5mL到20mL

30mL 样本杯, 螺旋盖样本杯

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-1806-13	杯盖已组装	红色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1807-13	* 杯盖未组装	红色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1806-16	杯盖已组装	白色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1807-16	* 杯盖未组装	白色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1806-17	杯盖已组装	黄色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1807-17	* 杯盖未组装	黄色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1806-08	杯盖已组装	绿色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1806-08	* 杯盖未组装	绿色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1807-10	杯盖已组装	橙色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1807-10	* 杯盖未组装	橙色	2x500杯子+1x1000盖子/箱



50mL PP材质

尺寸Φ50/Φ44/ H 42mm, 模具刻度10mL到40mL

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-1906-13	杯盖已组装	红色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1907-13	* 杯盖未组装	红色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1906-16	杯盖已组装	白色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1907-16	* 杯盖未组装	白色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1906-08	杯盖已组装	绿色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1907-08	* 杯盖未组装	绿色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1906-17	杯盖已组装	黄色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1907-17	* 杯盖未组装	黄色	2x500杯子+1x1000盖子/箱
84020-1906-10	杯盖已组装	橙色	500杯/袋, 2x500杯/箱
84020-1907-10	* 杯盖未组装	橙色	2x500杯子+1x1000盖子/箱



50mL PP材质

尺寸Φ40/Φ34/ H 70mm, 三路模具刻度10mL到40mL

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-2006-13	杯盖已组装	红色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-2007-13	* 杯盖未组装	红色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-2006-16	杯盖已组装	白色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-2007-16	* 杯盖未组装	白色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-2006-08	杯盖已组装	绿色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-2007-08	* 杯盖未组装	绿色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-2006-17	杯盖已组装	黄色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-2007-17	* 杯盖未组装	黄色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-2006-10	杯盖已组装	橙色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-2007-10	* 杯盖未组装	橙色	3x200杯子+1x600盖子/箱



150mL PP材质

尺寸Φ60/Φ53/ H 81mm, 模具刻度10mL到120mL

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-2906-13	杯盖已组装	红色	100杯/袋, 3x100杯/箱
84020-2907-13	* 杯盖未组装	红色	3x100杯子+1x300盖子/箱
84020-2906-16	杯盖已组装	白色	100杯/袋, 3x100杯/箱
84020-2907-16	* 杯盖未组装	白色	3x100杯子+1x300盖子/箱

*杯盖分开包装, 并放在同一纸箱内



50mL 样本杯, 平盖

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-5006-13	杯盖已组装	红色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-5007-13	* 杯盖未组装	红色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-5006-16	杯盖已组装	白色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-5007-16	* 杯盖未组装	白色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-5006	杯盖已组装	本色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-5007	* 杯盖未组装	本色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-5006-17	杯盖已组装	黄色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-5007-17	* 杯盖未组装	黄色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-5006-08	杯盖已组装	绿色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-5007-08	* 杯盖未组装	绿色	3x200杯子+1x600盖子/箱
84020-5006-10	杯盖已组装	橙色	200杯/袋,3x200杯/箱
84020-5007-10	* 杯盖未组装	橙色	3x200杯子+1x600盖子/箱

80mL PP材质

尺寸Φ51/Φ44/ H 61mm, 三路模具刻度10mL到60mL

产品编号	描述	盖子颜色	包装形式
84020-2806-13	杯盖已组装	红色	250杯/袋, 2x250杯/箱
84020-2807-13	* 杯盖未组装	红色	2x250杯子+1x500盖子/箱
84020-2806-16	杯盖已组装	白色	250杯/袋, 2x250杯/箱
84020-2807-16	* 杯盖未组装	白色	2x250杯子+1x500盖子/箱
84020-2806	杯盖已组装	本色	250杯/袋, 2x250杯/箱
84020-2807	* 杯盖未组装	本色	2x250杯子+1x500盖子/箱
84020-2806-17	杯盖已组装	黄色	250杯/袋, 2x250杯/箱
84020-2807-17	* 杯盖未组装	黄色	2x250杯子+1x500盖子/箱
84020-2806-08	杯盖已组装	绿色	250杯/袋, 2x250杯/箱
84020-2807-08	* 杯盖未组装	绿色	2x250杯子+1x500盖子/箱
84020-2806-10	杯盖已组装	橙色	250杯/袋, 2x250杯/箱
84020-2807-10	* 杯盖未组装	橙色	2x250杯子+1x500盖子/箱

*杯盖分开包装, 并放在同一纸箱内



防漏样本杯, PS材质

用于收集和运输生物样本, 特别是用于传染病和诊断样本

- 透明PS材质, 配PE螺旋盖
- 严格执行BS EN 14254 and BS 5213防漏测试标准
- 通过95kPa测试, 确保完全密封和运输的稳定性



产品编号	容量(mL)	描述(mm)	盖子颜色	包装形式
84020-1601-16	60	Φ38.5/Φ44.0/ H 61.0	白色	1只/塑塑包, 1,000只/箱
84020-1603-16	60	Φ38.5/Φ44.0/ H 61.0	白色	100只/袋, 500只/箱

* 通过95kPa测试



样本杯

设计用于分配液体或干燥物，例如药物

CC, ML, TBS, FLOZ 和 DRAMS 刻度

— 2TBS	30CC	— 30ML	1FLOZ	— 8DRAMS
— 1TBS	25CC	— 25ML	—	—
— 15CC	15ML	—	3/4FLOZ	— 6DRAMS
— 10CC	10ML	—	—	—
— 7.5CC	7.5ML	—	1/2FLOZ	— 4DRAMS
— 5CC	5ML	—	—	—
— 2.5CC	2.5ML	—	1/4FLOZ	— 2DRAMS
—	—	—	—	—
—	—	—	1/8FLOZ	— 1DRAMS



带倾倒嘴，
CC, ML和FLOZ刻度，
模具刻度至180ml/6.5盎司



药杯, PP材质

产品编号	容量(mL)	包装形式
84085-0000	30	500只/袋, 5 x 500只/箱

样本杯, PP材质

产品编号	订货号	产品信息	包装形式
84200-0180	33102180	总容量190ml	25只/套, 20x25只/箱
84215-0001	63102180	纸板盖, 适配84215-0001	25只/袋, 25x40袋/箱

采样瓶

专门设计用于采集、存储和转运牛奶和食品

- 透明PP材质, 便于观察样本
- 连体密封盖, 易于单手操作
- 耐高温高压灭菌, 可重复使用

产品编号	订货号	产品信息	包装形式
84020-2401	33130045	45ml/2oz, 内径23x84mm	200只/袋, 3x200只/箱






尿液样本容器

用于采集24小时的尿液及其他液体样本

- HDPE材质, 模具刻度到1L
- 符合人体工程学设计, 含有方便的把手

产品编号	产品描述	容量(mL)	包装形式
85601-0001	蓝色壶体, 透明盖	1000mL	40只/箱
85601-0002	白色壶体, 白色盖	1000mL	40只/箱



样本杯架

不锈钢材质, 不锈钢丝编织的底

产品编号	规格	最大管径 ϕ (mm)	尺寸(mm)	净重(kg)	体积(m ³)	包装形式
84051-0001	12 (2x6)	27	198 x 68 x 45	0.199	0.0006	64只/箱
84051-0002	24 (3x8)	27	261 x 104 x 45	0.310	0.0012	36只/箱
84051-0003	50 (5 x 10)	27	325 x 167 x 45	0.481	0.0024	24只/箱
84051-0004	72(6x12)	27	391 x 197 x 45	0.630	0.0035	15只/箱
84051-0005	12 (2x6)	40	276 x 97 x 45	0.449	0.0012	24只/箱
84051-0006	32 (4x8)	40	368 x 187 x 45	0.836	0.0031	12只/箱
84051-0007	12 (3 x 4)	50	224 x 171 x 45	0.489	0.0017	24只/箱
84051-0008	24(4x6)	50	335 x 228 x 45	0.813	0.0034	12只/箱




LIQUID HANDLING
移液产品

移液器吸头

广泛应用于各种移液操作，适配Eppendorf™, Gilson™, MLA™, Oxford™, Finn™移液器

* Gamma 灭菌

- PP材质，耐高温高压；多种颜色可选，便于区分类别
- 吸头尺寸包括10μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 5000μL
- 无菌和非无菌可供选择



Eppendorf 吸头


产品编号	容量(μL)	颜色	包装形式
① 84330-0023	10	本色	1000只/袋, 20×1000只/箱
② 84330-0016-17	200	黄色	1000只/拉链袋, 20×1000只/箱
③ 84330-0004-02	1000	蓝色	500只/拉链袋, 20×500只/箱

Gilson 吸头

产品编号	容量(μL)	颜色	包装形式
④ 84330-0024	5/10	本色	1000只/拉链袋, 40×1000只/箱
⑤ 84330-0013-17	200	黄色	1000只/拉链袋, 20×1000只/箱
⑥ 84330-0021-17	200	黄色	1000只/拉链袋, 20×1000只/箱
⑦ 84330-0007-02	1000	蓝色	500只/拉链袋, 20×500只/箱
⑧ 84330-0012-02	1000	蓝色	500只/拉链袋, 20×500只/箱
⑨ 84330-0001	5000	本色	250只/袋, 8×250只/箱

其他类型吸头(MLA™, Oxford™, Finn™)

产品编号	容量(μL)	颜色	包装形式
⑩ 84330-0022	200	本色	1000只/袋, 20×1000只/箱
⑪ 84330-0003	5000	本色	250只/袋, 8×250只/箱
⑫ 84330-0030	5000	本色	250只/袋, 8×250只/箱
⑬ 84330-0031	10000	本色	100只/袋, 20×100只/箱



吸头盒

- PP材质，耐高温高压，且可重复使用
- 卡扣锁便于盖紧盒子，且易于单手操作
- 透明的盒身及盒盖，匹配不同颜色的盒架，
- 便于区分放置不同种类吸头

产品编号	规格	描述	包装形式
Ⓐ 84380-3119	96 (8x12)	适合5-10μL Gilson 吸头, 红色盒架	1只/袋, 100x1只/箱
Ⓑ 84380-3109	96 (8x12)	适合200μL Gilson/Eppendorf 吸头, 红色盒架	1只/袋, 100x1只/箱
Ⓒ 84380-3108	100 (10x10)	适合1000μL Gilson/Eppendorf吸头, 蓝色盒架	1只/袋, 50x1只/箱
Ⓓ 84380-3111	28 (4x7)	适合5000μL Finn吸头, 蓝色盒架	1只/袋, 50x1只/箱

通用移液器吸头


RNase-free DNase-free Non-pyrogenic

CITOTEST通用吸头适配市面上大部分品牌的移液器。所有的吸头都是在无尘车间里通过严格的制造工艺和优质的材料生产而成的，以确保产品最高的品质。我们保证所有产品都无DNA酶，无RNA酶，无热源。综上所述，我们会尽力为您的生命科学研究提供经济的解决方案。CITOTEST新型吸头值得您的依赖！

- 采用100%纯天然聚丙烯制成，可高压灭菌；
- 可根据不同的要求选择对应需求的移液器吸头；
- 非无菌，无菌，未过滤，过滤和低吸附吸头可供选择

通用吸头

导电吸头



10μL, 本色

产品编号	灭菌	包装形式
84330-6136	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-6162 (Extended)	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

200μL, 黄色

产品编号	灭菌	包装形式
84330-6144-17	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

300μL, 本色

产品编号	灭菌	包装形式
84330-6147	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱


1000μL, 蓝色

产品编号	灭菌	包装形式
84330-6152-02	已灭菌	100只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

1250μL, 本色

产品编号	灭菌	包装形式
84330-6155	已灭菌	100只/盒, 10盒/中盒, 40盒/外箱

滤芯吸头



10μL, 本色

产品编号	型号	灭菌	包装形式
84330-7136	-	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-9136	低吸附	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-7162 (加长款)	-	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-9162 (加长款)	低吸附	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

20μL, 本色

产品编号	型号	灭菌	包装形式
84330-7139	-	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-9139	低吸附	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

100μL, 本色

产品编号	型号	灭菌	包装形式
84330-7141	-	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-9141	低吸附	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

200μL, 本色

产品编号	型号	灭菌	包装形式
84330-7144	-	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-9144	低吸附	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

1000μL, 本色

产品编号	型号	灭菌	包装形式
84330-7152	-	已灭菌	100只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-9152	低吸附	已灭菌	100只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱
84330-7155 (加长款)	-	已灭菌	96只/盒, 8盒/中盒, 40盒/外箱
84330-9155 (加长款)	低吸附	已灭菌	96只/盒, 8盒/中盒, 40盒/外箱

导电吸头, 1000μL, 黑色

产品编号	灭菌	包装形式
84331-7152	已灭菌	96只/盒, 10盒/中盒, 50盒/外箱

玻璃巴氏吸管

适用于安全快速地转运和分装少量液体

- 钠钙玻璃材质，可见度佳
- 外径7mm，顶部塞可选塞药棉或不塞药棉
- 直的吸管顶部可封口或开口
- 吸管塞可供选择

产品编号	长度 (mm)	管尖	管口	包装形式
84321-0001	230	封闭	管口塞药棉	250支/中盒, 4x250支/箱
84321-0002	150	封闭	管口塞药棉	250支/中盒, 4x250支/箱
84321-0003	230	开口	管口不塞药棉	250支/中盒, 4x250支/箱
84321-0004	150	开口	管口不塞药棉	250支/中盒, 4x250支/箱



选配吸管塞




产品编号	描述	材质	耐高温高压灭菌	包装形式
84342-0001	2mL/pump	天然橡胶		12只/塑料袋
84342-0002	1mL/pump	硅橡胶	☑	12只/塑料袋
84342-0003	1mL/pump	乳胶		12只/塑料袋

血清槽

适合多通道移器使用

- PP材质，耐高温高压灭菌，宽底座坚硬又稳定
- 镶嵌式水槽设计，可处理5mL和32mL两种体积的液体
- V形底可使吸头的移液量达到最大化
- 每个角上均有倾倒嘴，可倾倒液体并防止外溢


产品编号	容量 (mL)	尺寸(mm) L x W x H	灭菌	包装形式
84031-0001	50	148 x 61 x 26	-	10只/塑料袋, 50x10支/箱
84031-0002	50	148 x 61 x 26	-	50只/塑料袋, 10x50支/箱
84031-0003	50	148 x 61 x 26	E.O. 灭菌	独立塑塑包装, 250支/箱



塑料巴氏吸管

适用于安全快速地转运和分装少量液体

- LDPE材质，透明度佳
- 规格从0.5mL到23mL，有或无刻度
- 无菌和非无菌可供选择




包装方式说明



带刻度

产品编号	长度(mm)	刻度范围	总容积(mL)	滴数(mL)	灭菌	包装形式
84320-0611	116	0.1mL 到 0.3 mL	1.5	21	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0612	116	0.1mL 到 0.3 mL	1.5	21	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
① 84320-0613	116	0.1mL 到 0.3 mL	1.5	21	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0614	116	0.1mL 到 0.3 mL	1.5	21	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0615	116	0.1mL 到 0.3 mL	1.5	21	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0616	116	0.1mL 到 0.3 mL	1.5	21	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0311	140	1/4mL 到 1 mL	3	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0312	140	1/4mL 到 1 mL	3	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
② 84320-0313	140	1/4mL 到 1 mL	3	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0314	140	1/4mL 到 1 mL	3	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0315	140	1/4mL 到 1 mL	3	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0316	140	1/4mL 到 1 mL	3	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0111	145	1/4mL 到 1 mL	5	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0112	145	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
③ 84320-0113	145	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0114	145	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0115	145	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0116	145	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱




带刻度

产品编号	长度(mm)	刻度范围	总容积(mL)	滴数(mL)	灭菌	包装形式
84320-0211	150	1/4mL 到 1 mL	5	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0212	150	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
④ 84320-0213	150	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0214	150	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0215	150	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0216	150	1/4mL 到 1 mL	5	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0411	155	1/2mL 到 2 mL	5	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0412	155	1/2mL 到 2 mL	5	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑤ 84320-0413	155	1/2mL 到 2 mL	5	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0414	155	1/2mL 到 2 mL	5	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0415	155	1/2mL 到 2 mL	5	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0416	155	1/2mL 到 2 mL	5	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0511	155	1/2mL 到 3 mL	7	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0512	155	1/2mL 到 3 mL	7	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑥ 84320-0513	155	1/2mL 到 3 mL	7	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0514	155	1/2mL 到 3 mL	7	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0515	155	1/2mL 到 3 mL	7	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0516	155	1/2mL 到 3 mL	7	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-3111	148	1/2mL 到 3mL	7.5	23	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-3112	148	1/2mL 到 3mL	7.5	23	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑦ 84320-3113	148	1/2mL 到 3mL	7.5	23	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-3114	148	1/2mL 到 3mL	7.5	23	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-3115	148	1/2mL 到 3mL	7.5	23	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-3116	148	1/2mL 到 3mL	7.5	23	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-3611	158	1/2mL 到 1mL	5.5	-	-	500支/抽屉式中盒, 3,000支/箱
84320-3613	158	1/2mL 到 1mL	5.5	-	E.O	1支/纸塑包, 500支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-3617	158	1/2mL 到 1mL	5.5	-	-	500支/塑料袋, 10x500支/箱
⑧ 84320-3618	158	1/2mL 到 1mL	5.5	-	-	1000支/塑料袋, 5x1000支/箱
84320-3619	158	1/2mL 到 1mL	5.5	-	-	100支/塑料袋, 50x100支/箱
84320-3664	158	1/2mL 到 1mL	5.5	-	E.O	20支/塑料袋, 500支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-3711	160	1/2mL 到 3mL	7	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
⑨ 84320-3717	160	1/2mL 到 3mL	7	-	-	500支/塑料袋, 10x500支/箱
84320-3718	160	1/2mL 到 3mL	7	-	-	1000支/塑料袋, 5x1000支/箱
84320-3719	160	1/2mL 到 3mL	7	-	-	100支/塑料袋, 50x100支/箱
84320-3901	210	1/2mL 到 5mL	12	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
⑩ 84320-3902	210	1/2mL 到 5mL	12	-	E.O	100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-3907	210	1/2mL 到 5mL	12	-	-	100支/塑料袋, 40x100支/箱


无刻度

产品编号	长度(mm)	总容积(mL)	滴数(mL)	灭菌	包装形式
⑪ 84320-3007	70.5	0.5	15	15	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
⑫ 84320-2801	69	1.0	19	19	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
84320-0901	65	1.2	-	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
⑬ 84320-0902	65	1.2	-	-	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0904	65	1.2	-	-	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0905	65	1.2	-	-	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
⑭ 84320-2001	131	1	-	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
⑮ 84320-2101	124	0.8	-	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
84320-2701	51	1.3	46	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
⑯ 84320-2702	51	1.3	46	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-2704	51	1.3	46	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2705	51	1.3	46	E.O	20支/塑料袋, 800支/抽屉式中盒, 8,000支/箱



无刻度

产品编号	长度(mm)	总容积(mL)	滴数(mL)	灭菌	包装形式
⑰ 84320-2907	70	1.6	26	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
84320-2401	104	1.5	50	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
84320-2402	104	1.5	50	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑱ 84320-2403	104	1.5	50	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-2404	104	1.5	50	E.O	5支/塑塑包, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-2405	104	1.5	50	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2406	104	1.5	50	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0701	87	2	-	-	1000支/抽屉式中盒, 10,000支/箱
84320-0702	87	2	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑲ 84320-0703	87	2	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0704	87	2	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0705	87	2	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2501	153	3.3	50	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-2502	153	3.3	50	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑳ 84320-2503	153	3.3	50	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-2504	153	3.3	50	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2505	153	3.3	50	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2506	153	3.3	50	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0801	85	4	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-0802	85	4	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
㉑ 84320-0803	85	4	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-0804	85	4	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-0805	85	4	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1301	130	4	25	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1302	130	4	25	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
⑳ 84320-1303	130	4	25	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1304	130	4	25	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1305	130	4	25	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1306	130	4	25	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1201	155	4.5	25	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1202	155	4.5	25	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
㉓ 84320-1203	155	4.5	25	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1204	155	4.5	25	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1205	155	4.5	25	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1206	155	4.5	25	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1401	154	5	23	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1402	154	5	23	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
㉔ 84320-1403	154	5	23	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1404	154	5	23	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1405	154	5	23	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1406	154	5	23	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2201	149	5.8	55	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-2202	149	5.8	55	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
㉕ 84320-2203	149	5.8	55	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-2204	149	5.8	55	E.O	5支/塑塑包, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-2205	149	5.8	55	E.O	20支/塑料袋, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-2206	149	5.8	55	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2601	156	5.8	50	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-2602	156	5.8	50	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
㉖ 84320-2603	156	5.8	50	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-2604	156	5.8	50	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2605	156	5.8	50	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2606	156	5.8	50	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1801	226	6	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
㉗ 84320-1802	226	6	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1804	226	6	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1805	226	6	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱



无刻度

产品编号	长度(mm)	总容积(mL)	滴数(mL)	灭菌	包装形式
84320-1701	155	6.5	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1702	155	6.5	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
②⑧ 84320-1703	155	6.5	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1704	155	6.5	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1705	155	6.5	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1706	155	6.5	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1001	156	7.5	20	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1002	156	7.5	20	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
②⑨ 84320-1003	156	7.5	20	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1004	156	7.5	20	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1005	156	7.5	20	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1006	156	7.5	20	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1101	152	8	20	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1102	152	8	20	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
③⑩ 84320-1103	152	8	20	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1104	152	8	20	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1105	152	8	20	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1106	152	8	20	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2301	147	8.7	45	-	400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-2302	147	8.7	45	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-2303	147	8.7	45	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
③① 84320-2304	147	8.7	45	E.O	5支/塑塑包, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-2305	147	8.7	45	E.O	20支/塑料袋, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-2306	147	8.7	45	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1501	137	9	-	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1502	137	9	-	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
③② 84320-1503	137	9	-	E.O	1支/纸塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
84320-1504	137	9	-	E.O	5支/塑塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1505	137	9	-	E.O	20支/塑料袋, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1506	137	9	-	E.O	5支/纸塑包, 400支/抽屉式中盒, 4,000支/箱
84320-1601	155	15	19	-	500支/抽屉式中盒, 5,000支/箱
84320-1602	155	15	19	E.O	1支/塑塑包, 100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
③③ 84320-1603	155	15	19	E.O	1支/纸塑包, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-1604	155	15	19	E.O	5支/塑塑包, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-1605	155	15	19	E.O	20支/塑料袋, 200支/抽屉式中盒, 2,000支/箱
84320-1901	300	23	-	-	100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱
③④ 84320-1902	300	23	-	E.O	1支/塑料袋, 600支/箱
84320-1904	300	23	-	E.O	5支/塑塑包, 800支/箱
84320-1905	300	23	-	E.O	20支/塑料袋, 800支/箱
③⑤ 84320-3201	165	-	-	-	100支/抽屉式中盒, 1,000支/箱

28



29



30



31



32



33



35



34




玻璃刻度移液管



适用于定量移液及分液
符合ISO 835实验室玻璃器皿-刻度移液管标准-更快捷,更安全,更简单

- 钠钙玻璃材质, 耐高温高压
- 刻度一直标到尖端, 属于不完全吹出式
- 容量从0.1mL到50mL
- A级和B级可供选择



包装形式: 10支/中盒, 20X100支/箱

产品编号	等级	体积(mL)	分刻度(mL)	公差(± mL)	标线颜色
84300-1001-08	A	0.1	0.001	0.002	双道绿标
84300-3001-08	B	0.1	0.001	0.004	双道绿标
84300-1002-16	A	0.2	0.002	0.004	双道白标
84300-3002-16	B	0.2	0.002	0.006	双道白标
84300-1005-08	A	0.5	0.005	0.006	绿标
84300-3005-08	B	0.5	0.005	0.01	绿标
84300-1010-17	A	1	0.01	0.007	黄标
84300-3010-17	B	1	0.01	0.015	黄标
84300-1020-01	A	2	0.02	0.01	黑标
84300-3020-01	B	2	0.02	0.025	黑标
84300-1050-13	A	5	0.05	0.025	红标
84300-3050-13	B	5	0.05	0.05	红标
84300-1100-10	A	10	0.1	0.05	橙标
84300-3100-10	B	10	0.1	0.1	橙标
84300-1150-08	A	15	0.1	0.08	双道绿标
84300-3150-08	B	15	0.1	0.16	双道绿标
84300-1200-17	A	20	0.1	0.1	双道黄标
84300-3200-17	B	20	0.1	0.2	双道黄标
84300-1250-16	A	25	0.1	0.1	白标
84300-3250-16	B	25	0.1	0.2	白标
84300-1500-01	A	50	0.2	0.1	黑标
84300-3500-01	B	50	0.2	0.2	黑标

塑料血清移液管

专门设计用于定量移液及分液

- 采用复合USP标准的聚苯乙烯原料
- 易认刻度, 不同颜色便于区别产品规格
- 容量从1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 25mL到50mL
- 无菌和非无菌可供选择

* A等级: Gamma灭菌
US等级: 非无菌




产品编号	体积(mL)	分刻度(mL)	超容量刻度(mL)	标线颜色	包装形式
* 84301-3001	1	0.01	0.4	黄色	1支/纸塑包, 100支/袋, 1,000支/箱
84301-7001	1	0.01	0.4	黄色	25支/袋, 1,000支/箱
* 84301-3002	2	0.01	0.4	绿色	1支/纸塑包, 100支/袋, 1,000支/箱
84301-7002	2	0.01	0.4	绿色	25支/袋, 1,000支/箱
* 84301-3005	5	0.1	2.5	蓝色	1支/纸塑包, 50支/袋, 200支/箱
84301-7005	5	0.1	2.5	蓝色	25支/袋, 500支/箱
* 84301-3010	10	0.1	3.5	橙色	1支/纸塑包, 50支/袋, 200支/箱
84301-7010	10	0.1	3.5	橙色	25支/袋, 500支/箱
* 84301-3025	25	0.2	8.0	红色	1支/纸塑包, 50支/袋, 200支/箱
84301-7025	25	0.2	8.0	红色	25支/袋, 200支/箱
* 84301-3050	50	1	7.0	紫色	1支/纸塑包, 25支/袋, 100支/箱
84301-7050	50	1	7.0	紫色	25支/袋, 200支/箱

移液管用消毒盘

- 不锈钢材质, 表面镀有环氧树脂
- 耐高温高压灭菌, 耐腐蚀
- 可存放最长移液管的长度为45cm


产品编号	尺寸(mm)	颜色	包装形式
84050-4512	502x105x54	蓝色	1个/盒, 30个/箱



大肚移液管


专门设计用于特定体积的液体转运或者分装
精度符合ISO648实验室玻璃器皿-单容量移液管标准

- 钠钙玻璃或硼硅酸盐玻璃材质，抗摔，耐化学腐蚀
- 印刷刻度，带色标环
- A和B两种等级可选



包装形式

A款: 10只/小包装, 20X10只/箱; B款: 10只/小包装, 8X10只/箱



产品编号	容积(mL)	流出时间(S)	容量公差±(mL)	总长度(mL)	标线颜色	包装形式
84302-1001-02	1	7-12	0.007	330	蓝色	Type A
84302-3001-02	1	5-12	0.015	330	蓝色	Type A
84302-1002-10	2	7-12	0.01	340	橙色	Type A
84302-3002-10	2	5-12	0.02	340	橙色	Type A
84302-1003-01	3	15-25	0.015	360	黑色	Type A
84302-3003-01	3	10-25	0.03	360	黑色	Type A
84302-1005-16	5	15-25	0.015	400	白色	Type A
84302-3005-16	5	10-25	0.03	400	白色	Type A
84302-1010-13	10	20-30	0.02	450	红色	Type A
84302-3010-13	10	15-30	0.04	450	红色	Type A
84302-1015-08	15	20-30	0.025	520	绿色	Type A
84302-3015-08	15	15-30	0.05	520	绿色	Type A
84302-1020-17	20	25-35	0.03	560	黄色	Type A
84302-3020-17	20	20-35	0.06	560	黄色	Type A
84302-1025-02	25	25-35	0.03	570	蓝色	Type A
84302-3025-02	25	20-35	0.06	570	蓝色	Type A
84302-1050-13	50	30-40	0.05	600	红色	Type B
84302-3050-13	50	25-40	0.1	600	红色	Type B
84302-1100-17	100	35-45	0.08	640	黄色	Type B
84302-3100-17	100	30-45	0.15	640	黄色	Type B

洗耳球

用于移液，防倒吸和污染

- 天然橡胶制成，厚壁
- 操作简便
- 针对不同容量的移液管，有两种类型可供选择

产品编号	描述	容量(mL)	包装形式
84342-0008	吸液球	20	15只/塑料袋, 300只/箱
84342-0004	洗耳球	30	10只/塑料袋, 500只/箱
84342-0005	洗耳球	60	10只/塑料袋, 300只/箱
84342-0006	洗耳球	90	10只/塑料袋, 200只/箱
84342-0007	洗耳球	120	10只/塑料袋, 150只/箱



定量吸液球

专为玻璃和塑料移液管而设计，能够保证有毒、传染性、有腐蚀性或无菌液体的安全转运

- 天然橡胶材质，标准三阀门球，消除了嘴吸的风险
- 单手操作方便，包括排气、精确地吸液和放液
- 适合容量为2mL、10mL和25mL的移液管

产品编号	容量(mL)	颜色	包装形式
84342-0010	50	红色	12支/袋, 60支/箱
84342-0011	50	蓝色	12支/袋, 60支/箱
84342-0012	50	黑色	12支/袋, 60支/箱



移液泵


专门设计用于快速和有效处理不同容量样本

- 采用优质材料，耐酸碱腐蚀
- 拇指旋转设计，用于精确移液
- 容量为2ml, 10ml 和 25ml
- 颜色编码规格，以示区别

产品编号	容量(mL)	颜色	包装形式
84342-0013	2	蓝色	1只/塑料袋, 100支/箱
84342-0014	10	绿色	1只/塑料袋, 100支/箱
84342-0015	25	红色	1只/塑料袋, 100支/箱




酸式滴定管



用于滴定分析法中的滴定，精度符合ISO385实验室玻璃器皿-滴定管标准

- 高硼玻璃制成，带刻度
- 刻度线为持久耐用的白色印刷
- 10ml, 25ml和50ml三种容积可供选择
- 选配顶端带漏斗，可使加料操作更简便



1 带玻璃塞

玻璃塞的滚轴在使用前需要用凡士林或专业油脂润滑

1只/中盒，60只/箱

产品编号		等级	容量(mL)	容量公差(±mL)	总长度(mm)	分刻度(mL)	流出时间(S)
不带漏斗	带漏斗						
84304-1010	84304-6010	A	10	0.025	540	0.05	30-45
84304-3010	84304-8010	B	10	0.05	540	0.05	20-45
84304-1025	84304-6025	A	25	0.04	560	0.1	35-75
84304-3025	84304-8025	B	25	0.08	560	0.1	30-70
84304-1050	84304-6050	A	50	0.05	800	0.1	50-100
84304-3050	84304-8050	B	50	0.1	800	0.1	40-100
84304-1100	84304-6100	A	100	0.1	800	0.2	60-100
84304-3100	84304-8100	B	100	0.2	800	0.2	30-100

2 带PTFE塞




不需润滑也可顺利使用，因此滴定管内无油脂残留

1只/中盒，60只/箱

产品编号		等级	容量(mL)	容量公差(±mL)	总长度(mm)	分刻度(mL)	流出时间(S)
不带漏斗	带漏斗						
84308-1010	84308-6010	A	10	0.025	540	0.05	30-45
84308-3010	84308-8010	B	10	0.05	540	0.05	20-45
84308-1025	84308-6025	A	25	0.04	560	0.1	35-75
84308-3025	84308-8025	B	25	0.08	560	0.1	30-70
84308-1050	84308-6050	A	50	0.05	800	0.1	50-100
84308-3050	84308-8050	B	50	0.1	800	0.1	40-100
84308-1100	84308-6100	A	100	0.1	800	0.2	60-100
84308-3100	84308-8100	B	100	0.2	800	0.2	30-100

蓝线酸式滴定管



1 带玻璃塞

玻璃塞的滚轴在使用前需要用凡士林或专业油脂润滑

1只/中盒，60只/箱

产品编号		等级	容量(mL)	容量公差(±mL)	总长度(mm)	分刻度(mL)	流出时间(S)
不带漏斗	带漏斗						
84305-1010-02	84305-7010	A	10	0.025	540	0.05	30-45
84305-3010-02	84305-9010	B	10	0.05	540	0.05	20-45
84305-1025-02	84305-7025	A	25	0.04	560	0.1	35-75
84305-3025-02	84305-9025	B	25	0.08	560	0.1	30-70
84305-1050-02	84305-7050	A	50	0.05	800	0.1	50-100
84305-3050-02	84305-9050	B	50	0.1	800	0.1	40-100
84305-1100-02	84305-7100	A	100	0.1	800	0.2	60-100
84305-3100-02	84305-9100	B	100	0.2	800	0.2	30-100

2 带PTFE塞




不需润滑也可顺利使用，因此滴定管内无油脂残留

1只/中盒，60只/箱

产品编号		等级	容量(mL)	容量公差(±mL)	总长度(mm)	分刻度(mL)	流出时间(S)
不带漏斗	带漏斗						
84307-1010-02	84307-7010	A	10	0.025	540	0.05	30-45
84307-3010-02	84307-9010	B	10	0.05	540	0.05	20-45
84307-1025-02	84307-7025	A	25	0.04	560	0.1	35-75
84307-3025-02	84307-9025	B	25	0.08	560	0.1	30-70
84307-1050-02	84307-7050	A	50	0.05	800	0.1	50-100
84307-3050-02	84307-9050	B	50	0.1	800	0.1	40-100
84307-1100-02	84307-7100	A	100	0.1	800	0.2	60-100
84307-3100-02	84307-9100	B	100	0.2	800	0.2	30-100




读数为分开后两面尖端的交汇点处刻度



读数为凹液面的最低点处刻度

滴定管带有垂直白线和中央蓝线：
-通过凹液面的最低点精确读数
-蓝线滴定管在液面处看到两个相遇的交汇点，读数即是交汇点的刻度

棕色酸式滴定管



用于容量分析法中的滴定，精度符合ISO385实验室玻璃器皿-滴定管标准

- 高硼玻璃制成，带刻度
- 刻度线为持久耐用的白色印刷
- 10ml, 25ml和50ml三种容积可供选择
- 选配顶端带漏斗，可使加料操作更简便

1 带玻璃塞

玻璃塞的滚轴在使用前需要用凡士林或专业油脂润滑

1只/中盒，60只/箱

产品编号		等级	容量(mL)	容量公差(±mL)	总长度(mm)	分刻度(mL)	流出时间(S)
不带漏斗	带漏斗						
84304-2010-15	84304-7010	A	10	0.025	540	0.05	30-45
84304-4010-15	84304-9010	B	10	0.05	540	0.05	20-45
84304-2025-15	84304-7025	A	25	0.04	560	0.1	35-75
84304-4025-15	84304-9025	B	25	0.08	560	0.1	30-70
84304-2050-15	84304-7050	A	50	0.05	800	0.1	50-100
84304-4050-15	84304-9050	B	50	0.1	800	0.1	40-100
84304-2100-15	84304-7100	A	100	0.1	800	0.2	60-100
84304-4100-15	84304-9100	B	100	0.2	800	0.2	30-100


2 带PTFE塞



不需润滑也可顺利使用，因此滴定管内无油脂残留

1只/中盒，60只/箱

产品编号		等级	容量(mL)	容量公差(±mL)	总长度(mm)	分刻度(mL)	流出时间(S)
不带漏斗	带漏斗						
84308-2010-15	84308-7010	A	10	0.025	540	0.05	30-45
84308-4010-15	84308-9010	B	10	0.05	540	0.05	20-45
84308-2025-15	84308-7025	A	25	0.04	560	0.1	35-75
84308-4025-15	84308-9025	B	25	0.08	560	0.1	30-70
84308-2050-15	84308-7050	A	50	0.05	800	0.1	50-100
84308-4050-15	84308-9050	B	50	0.1	800	0.1	40-100
84308-2100-15	84308-7100	A	100	0.1	800	0.2	60-100
84308-4100-15	84308-9100	B	100	0.2	800	0.2	30-100



MIXING AND CENTRIFUGATION


混匀和离心

15mL和50mL离心管



满足日常离心和存储的需要，特别适合于临床和科学研究用。

- 高透明度，医用级PP材质，平顶盖方便标记
- 相对离心力可达12000×g
- 通过95kPa压力测试
- 管身上印有便于识别的蓝色刻度，带白色书写面
- 装于方便耐用的架子上或可重复密封的拉链袋中



15mL 锥形底

尺寸17x120mm，印刷刻度范围1.5-15mL，间距0.5mL

产品编号	盖颜色	灭菌	包装形式
84610-1921	灰色	Gamma	25只/支架,500只/箱
84610-1922	灰色	Gamma	50只/拉链袋,500只/箱
84610-1923	灰色	非无菌	50只/拉链袋,500只/箱
84610-1924	灰色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱

50mL 锥形底

尺寸30x115mm，印刷刻度范围5-50mL，间距2.5mL


产品编号	盖颜色	灭菌	包装形式
84610-1940	灰色	Gamma	25只/支架,300只/箱
84610-1941	灰色	Gamma	25只/拉链袋,500只/箱
84610-1942	灰色	非无菌	25只/拉链袋,500只/箱
84610-1943	灰色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱



15mL和50mL离心管

满足日常离心和存储的需要，特别适合于临床和科学研究用，如培养基、缓冲液和抗体样本。

- 高透明度，医用级PP材质，平顶盖方便标记
- 相对离心力可达7000×g
- 管身上印有便于识别的蓝色刻度，带白色书写面
- 装于方便耐用的架子上或可重复密封的拉链袋中



15mL 锥形底

尺寸17x120mm，印刷刻度范围2-15mL，间距0.5mL

产品编号	盖颜色	灭菌	包装形式
84610-1877	蓝色	-	50只/拉链袋,500只/箱
84610-1883	蓝色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱
84610-1887	蓝色	E.O.	50只/袋,500只/箱

50mL 锥形底

尺寸30x115mm，印刷刻度范围5-50mL，间距2.5mL

产品编号	盖颜色	灭菌	包装形式
84610-1878	蓝色	-	25只/拉链袋,500只/箱
84610-1885	蓝色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱
84610-1888	蓝色	E.O.	50只/袋,500只/箱




50mL锥型底/自立式

尺寸30x115mm, 印刷刻度范围5-50mL, 间距2.5mL

产品编号	盖颜色	灭菌	包装形式
84610-1890-13	红色	非无菌	50支/塑料袋, 500支/箱
84610-1890	蓝色	非无菌	50支/塑料袋, 500支/箱
84610-1891-13	红色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱
84610-1891	蓝色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱

产品编号	盖颜色	灭菌	包装形式
84610-1981	灰色	GAMMA	25支/拉链袋, 500支/箱
84610-1982	灰色	非无菌	25支/拉链袋, 500支/箱
84610-1983	灰色	非无菌	50支/塑料袋, 500支/箱
84610-1984	灰色	E.O.	独立塑塑包装, 50支/盒, 500支/箱



简洁型离心管

专门设计用于尿液分析



5mL离心管

- PS材质
- 规格: $\Phi 12 \times 75$ mm
- 锥形底, 无刻度, 无卷边

产品编号	描述	包装形式
84004-1101	5mL, PS 材质	500只/塑料袋, 10x500只/箱


10mL离心管

- 规格: $\Phi 16 \times 102$ mm (塑料) / $\Phi 17 \times 116$ mm(玻璃)
- 无刻度,带标签可选
- 锥形底, 带卷边
- 相对离心力: 1500xg (PS材质)/ 3000xg(PP材质)

产品编号	描述	包装形式
84004-1102	10mL, PS材质	500只/塑料袋, 5x500只/箱
84004-1103	10mL, PS 材质, 带标签	500只/塑料袋, 5x500只/箱
84004-1104	10mL, PS 材质	100只/塑料袋, 10x100只/箱
84004-1105	10mL, PP 材质	500只/塑料袋, 5x500只/箱
84004-1106	10mL, PP材质, 带标签	500只/塑料袋, 5x500只/箱
84004-1107	10mL, PP材质	100只/塑料袋, 10x100只/箱

12mL尿沉渣离心管

- 刻度线在2.5mL/5mL/10mL/12mL处
- 具有特殊的球形沉积底, 带已组装螺口盖
- 承受离心力可达1500 RCF



产品编号	描述	包装形式
84020-2501	12mL, PS 材质, 带刻度, 带黄色螺口盖	100只/塑料袋, 1000支/箱

12mL离心管

- 规格: $\Phi 16.75 \times 109$ mm
- 刻度范围从0.5mL到12mL, 增量为0.5mL
- 锥形底, 无卷边
- 相对离心力: 3000xg

产品编号	描述	包装形式
84004-1114	12mL, PP材质, 带刻度	500只/塑料袋, 4x500只/箱
84004-1115	12mL, PP材质, 带刻度	100只/塑料袋, 10x100只/箱

15mL离心管

- 尺寸: $\Phi 17.5 \times 120$ mm
- 模具刻度范围为0.5mL 到15mL, 间隔为0.5mL
- 锥形底, 带外卷边
- 相对离心力: 1500xg (PS材质)/ 3000xg(PP材质)

产品编号	描述	包装形式
84004-1108	15mL, PS材质, 带刻度	250只/塑料袋, 4x250只/箱
84004-1109	15mL, PS 材质, 带刻度	100只/塑料袋, 1000支/箱
84004-1110	15mL, PP 材质, 带刻度	250只/塑料袋, 4x250只/箱
84004-1111	15mL, PP 材质, 带刻度	100只/塑料袋, 1000支/箱




微量离心管，带安全锁扣

采用高质量的透明PP材料制成，特殊设计的安全锁扣使离心管盖和管身紧密贴合，避免在离心过程中和受到热应力时盖子意外打开，尤其适用于昂贵或危险样本等。离心管的薄膜型管盖易被刺穿，适用于有毒生物物质且不会产生气溶胶。

- 可单手操作
- 特殊的安全锁扣，确保完全防漏
- 薄膜型管盖易被刺穿
- 精确的模制刻度，便于确定容量
- 平盖，具磨砂书写面，方便样本标记
- 可承受最大离心力为15000xg



2.0mL



5.0mL



可以重复密封的拉链袋包装

产品编号	描述	包装形式
84610-1910	1.5ml, 本色, 锥形底, 模具刻度0.5-1.5ml, 无酶无热源, 灭菌	500只/拉链袋, 10x500只/箱
84610-1911	2.0ml, 本色, 圆底, 模具刻度0.5-2.0ml, 无酶无热源, 灭菌	500只/拉链袋, 10x500只/箱
84610-1842	1.5mL, 本色, 锥形底, 模具刻度0.5-1.5mL, 不灭菌	500只/拉链袋, 10x500只/箱
84610-1844	1.5mL, 本色, 锥形底, 模具刻度0.5-1.5mL, Gamma灭菌	500只/拉链袋, 10x500只/箱
84610-1845	2.0mL, 本色, 圆底, 模具刻度0.5-2.0mL, 不灭菌	500只/拉链袋, 10x500只/箱
84610-1846	2.0mL, 本色, 圆底, 模具刻度0.5-2.0mL, Gamma灭菌	500只/拉链袋, 10x500只/箱
84610-1908	5ml, 本色, 锥形底, 模具刻度1-5ml, 无酶无热源, 灭菌	200只/拉链袋, 2,000只/箱

搭扣盖式微量离心管

多功能离心管由透明PP材料制成，非常适合样品的制备、离心和储存。



- 方便单手开合
- 标准型和带安全锁扣式的可供选择，严实防漏
- 盖子底部平滑，具磨砂书写面，方便样本标示
- 精确的模具刻度，便于估测容量
- 可承受最大离心速度为10000 g
- 可承受温度范围为 -86°C to 100°C

产品编号	描述	包装形式
84610-1822	0.5mL, 本色, 带安全搭扣	1000只/塑料袋, 10x1000只/箱
84610-1816	1.5mL, 本色	500只/塑料袋, 10x500只/箱
84610-1815	2mL, 本色, 圆底	500只/塑料袋, 20x500只/箱

离心管

由透明PP材料制成，非常适合存放和运输标本

- 盖子边缘光滑，易于单手操作
- 密封效果佳，铰接盖可保证防漏
- 扁平磨砂帽，用于标签和样品识别
- 精确的模制刻度，用于体积估算
- 三种容量可选：5mL，7mL和10mL
- 可在-86°C至121°C温度范围内使用



产品编号	描述	包装形式
84610-1862	5mL, 本色, 圆底, 模具刻度1/2/3/4mL	200只/拉链袋, 15x200只/箱
84610-1903	5mL, 本色, 圆底, 模具刻度1/2/3/4mL	200只/袋, 25x200只/箱
84610-1843	7mL, 本色, 圆底, 无刻度	200只/袋, 10x200只/箱
84610-1863	10mL, 本色, 圆底, 带刻度	100只/拉链袋, 15x200只/箱
84610-1901	10mL, 本色, 圆底, 带刻度	200只/袋, 10x200只/箱

离心管，本色螺旋盖，圆底，PP材质

离心管机械强度高，特别适配Thermo Scientific离心机

- 极佳的耐化学性，机械强度高
- 可高温高压灭菌
- 在转速高达25000rpm时，也能确保防漏避免样本丢失

产品编号	容量(mL)	直径x高度(mm)	包装形式
84119-0010	10	16*81	50支/包, 500支/箱
84119-0028	28	25.4*101.4	50支/包, 500支/箱
84119-0030	30	25*93	50支/包, 500支/箱
84119-0050	50	28*104	25支/包, 500支/箱

警告：离心器具的填充量必须达到其总容量的80%以上才能够正常工作



离心管，白色螺旋盖，圆底，PP材质

适用于冷冻和非冷冻离心机

- 极佳的耐化学性，机械强度高
- 可高温高压灭菌
- 在转速高达25000rpm时，也能确保防漏避免样本丢失

产品编号	容量(mL)	直径x高度(mm)	包装形式
84139-0010	10	16*82	50支/包, 500支/箱
84139-0016	16	17.5*106	50支/包, 500支/箱
84139-0030	30	25*99	50支/包, 500支/箱
84139-0050	50	28*111	25支/包, 500支/箱

警告：离心器具的填充量必须达到其总容量的80%以上才能够正常工作



离心管，锥形底，PP材质

适用于冷冻和非冷冻离心机，尤其适配Thermo Scientific 或者 Beckman Coulter离心机

- 锥形底部，可更好的分离和制粒
- 黑色丝网印刷刻度便于观察
- 半透明，极佳的耐化学性，可高温高压灭菌
- 在转速高达18000rpm时，也能确保防漏避免样本丢失

产品编号	容量(mL)	直径x高度(mm)	包装形式
84148-0015	15	17*121	50支/包, 500支/箱
84148-0035	35	28*104	50支/包, 500支/箱
84148-0050	50	28*119	50支/包, 500支/箱

警告：离心器具的填充量必须达到其总容量的80%以上才能够正常工作



离心瓶，PP材质

适用于收集大量细胞，纯化蛋白质和样品的理想选择，适配Thermo Scientific 离心机和其他离心机

- 极佳的耐化学性，可高温高压灭菌
- 用于生物和化学样品的中低速离心

产品编号	容量(mL)	最大离心力	包装形式
84120-0250	250	13000×g	4只/盒, 36只/箱
84120-0500	500	4500×g	4只/盒, 24只/箱
84120-9500*	500	4500×g	4只/盒, 24只/箱
84120-1000	1000	7000×g(适配于 IEC 转子)	4只/盒, 16只/箱
84120-1010	1000	7000×g	4只/盒, 16只/箱

警告：填充量必须达到其总容量的80%以上才能够正常工作，但是目录编号84120-9500产品除外，其最大填充量不能超过总容量的75%



高速离心瓶，带密封盖，PP材质

离心瓶一次离心即可处理大量样品，是细菌、酵母菌组织样本分离和病毒样本收集的理想选择，非常适配Thermo离心机

- 最高相对离心力为15,000 x g
- 光滑内壁可降低对细胞的剪切力
- 极佳的耐化学性，可高温高压灭菌
- 建议使用温度从4°C到22°C
- 三件式密封盖组件包括PP塞，密封盖和硅胶垫圈，确保防泄漏性能

产品编号	容量(mL)	包装形式
84141-1006	1000	6只/箱



离心瓶，锥形底，PP材质

适用于需要大容量离心的应用，适配Corning离心机

- 最大相对离心力为 6,000 x g
- 需要适配的支持垫或是离心机自带支持垫才能正常使用

产品编号	容量(mL)	包装形式
84611-1252	250	6只/箱
84611-1271	500	6只/箱



大容量离心瓶，PP材质

2L的离心瓶一次离心即可轻松处理大量样本，适用于细菌、酵母和组织样本分离，特别适配Thermo离心机

- 一次离心即可处理高达12L的样品，相对离心力可达7,000 x g
- 模具刻度，广口易于样品转移，样品重悬和颗粒清除
- 锥形底，光滑的内表面均利于形成粒化
- 建议使用温度4°C - 22°C，在0°C时存储

产品编号	容量(mL)	包装形式
84120-2006	2000	6只/箱




微量离心管架，PP材质

专门设计用于盛放 0.5mL 和 1.5mL 微量离心管

- 可耐受温度范围为 -70°C到 121°C
- 带裙边设计，方便叠放
- 非无菌，可耐高温高压灭菌


产品编号	颜色	孔格数	包装形式
85460-2101-10	橙色	60(5x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2102-02	蓝色	60(5x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2103-08	绿色	60(5x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2104-13	红色	60(5x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2105-10	橙色	96(8x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2106-02	蓝色	96(8x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2107-08	绿色	96(8x12)	1只/袋, 50只/箱
85460-2108-13	红色	96(8x12)	1只/袋, 50只/箱



离心管架, ABS材质

专门设计用于盛放15mL和50mL离心管

- 规格: 209 × 171 × 63mm
- 架子以拆分平铺的方式运输, 使用时只需简单组装
- 能盛放20支50mL离心管和30支15mL离心管




产品编号	描述	包装形式
84050-4303	用于15mL 和50mL离心管, 橙色	50只/箱
84050-4304	用于15mL 和50mL离心管, 蓝色	50只/箱

离心管架, PP材质

专门设计用于盛放5mL, 15mL和50mL离心管

- 规格: 170 × 95 × 50mm
- 能盛放4支50mL离心管, 12支15mL离心管, 32支5mL离心管
- 耐高温高压灭菌和多种化学试剂

产品编号	描述	包装形式
84050-4113-13	用于5mL, 15mL和 50mL离心管, 红色	50只/箱
84050-4113-02	用于5mL, 15mL和 50mL离心管, 蓝色	50只/箱



离心管架, 金属丝材质

专门设计用于盛放15mL和50mL离心管设计

- 由金属丝制成, 表面涂有牢固的乙烯树脂
- 耐高温高压灭菌和化学腐蚀
- 能盛放8支50mL离心管或15支15mL离心管




产品编号	描述	包装形式
84050-4503-16	用于50mL离心管, 白色	24只/箱
84050-4503-02	用于50mL离心管, 蓝色	24只/箱
84050-4503-08	用于50mL离心管, 绿色	24只/箱
84050-4504-16	用于15mL离心管, 白色	24只/箱
84050-4504-02	用于15mL离心管, 蓝色	24只/箱
84050-4504-08	用于15mL离心管, 绿色	24只/箱

离心管架, 不锈钢材质

专门设计用于盛放15mL和50mL离心管

- 耐高温高压灭菌和化学腐蚀
- 宽底设计, 稳固不易倾斜
- 多种尺寸和孔径大小可供选择
- 带把手, 提携方便



产品编号	描述	包装形式
84050-4505	可盛放40支15mL离心管	1只/盒, 30只/箱
84050-4506	可盛放50支15mL离心管	1只/盒, 36只/箱
84050-4507	可盛放100支15mL离心管	1只/盒, 20只/箱
84050-4508	可盛放20支50mL离心管	1只/盒, 20只/箱
84050-4509	可盛放50支50mL离心管	1只/盒, 15只/箱




磁力搅拌子及搅拌棒



可供多种类型和尺寸的搅拌子，适合不同形状和容量的容器


- 选用铝镍钴合金或钕铁硼的永磁铁
- 由纯特氟龙等压制模而成，确保惰性和防漏
- 无粘附，不导电和吸水，耐用易清洁
- 稳定使用温度范围-190~260℃
- 多种型号及规格可供选择

圆柱形
光滑表面，是一款多用途的通用搅拌子，在低转速下获得更稳定的湍流



产品编号	长度(mm)	直径(mm)	包装形式
84400-7115	15	5	25只/包
84400-7220	20	7	25只/包
84400-7230	30	6	25只/包
84400-7235	35	6	25只/包
84400-7330	30	7	25只/包
84400-7340	40	7	25只/包
84400-7350	50	7	25只/包
84400-7425	25	8	25只/包
84400-7440	40	8	25只/包
84400-7445	45	8	25只/包
84400-7450	50	8	25只/包
84400-7460	60	8	25只/包
84400-7550	50	10	25只/包
84400-7560	60	10	25只/包
84400-7470	70	10	25只/包
84400-7580	80	10	25只/包


八边形
适用于底部不平的容器，轴环可以减少摩擦和颤动



产品编号	长度(mm)	直径(mm)	包装形式
84400-3431	13	8	25只/包
84400-3415	15	8	25只/包
84400-3425	25	8	25只/包
84400-3438	38	8	25只/包
84400-3441	41	8	25只/包
84400-3451	51	8	25只/包
84400-3464	64	8	25只/包
84400-3513	13	10	25只/包
84400-3515	15	10	25只/包
84400-3525	25	10	25只/包
84400-3535	35	10	25只/包
84400-3538	38	10	25只/包
84400-3541	48	10	25只/包
84400-3551	51	10	25只/包
84400-3564	64	10	25只/包
84400-3675	75	13	25只/包

锤形


可产生很强的湍流，在底部不平的容器中使用，其稳定性更强



产品编号	长度(mm)	直径(mm)	包装形式
84400-4010	10	4	25只/包
84400-4015	15	5	25只/包
84400-4020	20	7	25只/包
84400-4025	25	8	25只/包
84400-4030	30	8	25只/包
84400-4035	35	8	25只/包
84400-4040	40	8	25只/包
84400-4045	45	8	25只/包
84400-4050	50	8	25只/包
84400-4055	55	8	25只/包
84400-4060	60	8	25只/包
84400-4070	70	10	25只/包
84400-4080	80	10	25只/包

椭圆形


特别适合圆底烧瓶



产品编号	长度(mm)	直径(mm)	包装形式
84400-1010	10	5	25只/包
84400-1015	15	6	25只/包
84400-1020	20	10	25只/包
84400-1025	25	10	25只/包
84400-1030	30	10	25只/包
84400-1035	35	13	25只/包
84400-1040	40	13	25只/包
84400-1735	35	16	25只/包
84400-1050	50	20	25只/包
84400-1070	70	25	25只/包
84400-1100	100	30	25只/包


十字形

能产生更深的漩涡，提高搅拌效率，且工作时安静稳定



产品编号	长度(mm)	包装形式
84400-5010	10	25只/包
84400-5020	20	25只/包
84400-5025	25	25只/包
84400-5030	30	25只/包
84400-5038	38	25只/包
84400-5050	50	25只/包
84400-5060	60	25只/包

磁力搅拌子取出棒



产品编号	长度(mm)	直径(mm)	包装形式
84402-0150	150	10	25只/包
84402-0250	250	10	25只/包
84402-0350	350	10	25只/包
84402-0450	450	10	25只/包



A close-up photograph of four glass test tubes arranged in a row. Each tube contains a clear, light green liquid. The tubes are slightly out of focus, with the central two being sharper than the outer ones. The background is a plain, light-colored surface.


GERERAL LAB SUPPLIES

通用实验室产品

玻璃烧杯

用于实验室搅拌、混合和加热液体，但不能用来准确测量
符合ISO 3819实验室玻璃制品-烧杯的标准

- 3.3高硼玻璃材质，带倾倒口
- 白色印刷和标记区，耐用，读写方便
- 壁厚均一，适合加热



低型烧杯

产品编号	容量(mL)	外径(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	包装形式
84000-0010	10	26	35	0.7	12只/中盒, 384只/箱
84000-0020	20	35	45	1.5	12只/中盒, 384只/箱
84000-0025	25	35	50	1.5	12只/中盒, 384只/箱
84000-0030	30	40	50	1.5	12只/中盒, 384只/箱
84000-0050	50	42	60	1.6	12只/中盒, 192只/箱
84000-0100	100	53	70	1.8	12只/中盒, 192只/箱
84000-0150	150	60	80	1.8	12只/中盒, 72只/箱
84000-0200	200	65	90	1.9	12只/中盒, 72只/箱
84000-0250	250	70	97	1.9	12只/中盒, 48只/箱
84000-0300	300	75	105	1.9	12只/中盒, 48只/箱
84000-0400	400	80	112	2	6只/中盒, 48只/箱
84000-0500	500	87	118	2	6只/中盒, 36只/箱
84000-0600	600	90	128	2.1	6只/中盒, 36只/箱
84000-0800	800	100	138	2.1	6只/中盒, 36只/箱
84000-1000	1000	105	156	2.1	6只/中盒, 24只/箱
84000-2000	2000	133	189	2.3	1只/中盒, 12只/箱
84000-3000	3000	150	210	2.5	1只/中盒, 6只/箱
84000-5000	5000	170	270	2.5	1只/中盒, 6只/箱

高型烧杯

产品编号	容量(mL)	外径(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	包装形式
84001-0050	50	40	67	1.6	12只/中盒, 144只/箱
84001-0100	100	47	88	1.8	12只/中盒, 144只/箱
84001-0150	150	53	100	1.8	12只/中盒, 144只/箱
84001-0250	250	60	123	1.9	12只/中盒, 48只/箱
84001-0400	400	75	140	1.9	6只/中盒, 48只/箱
84001-0500	500	75	150	2	6只/中盒, 48只/箱
84001-0600	600	80	157	2	6只/中盒, 48只/箱
84001-0800	800	90	175	2	6只/中盒, 24只/箱
84001-1000	1000	95	180	2	6只/中盒, 24只/箱
84001-2000	2000	120	240	2.3	1只/盒, 12只/箱

低型厚壁烧杯



厚壁烧杯具有较厚的杯壁和特殊边缘，其设计比标准烧杯更能提高用户的使用安全性
产品尺寸符合ISO 3819标准

- 机械强度高于标准烧杯
- 由3.3高硼硅玻璃制成
- 壁厚均匀可降低破损
- 双刻度标识，及白色标记区域



产品编号	容量(mL)	包装形式
84046-0050	50	10只/中盒, 200只/箱
84046-0150	150	10只/中盒, 120只/箱
84046-0250	250	10只/中盒, 60只/箱
84046-0400	400	6只/中盒, 24只/箱
84046-0600	600	6只/中盒, 24只/箱
84046-1000	1000	1只/中盒, 24只/箱
84046-2000	2000	1只/中盒, 12只/箱
84046-4000	4000	1只/中盒, 6只/箱



Griffin低型烧杯, PP材质

倾倒口无滴液设计, 能精确控制倒液, 适用于一般的实验室使用。

- 带侧棱, 易于堆放
- 杯身标有易于读取的黑色印刷刻度、容量、树脂代码, 目录编号, 最高使用温度和“禁止明火”的符合标识, 便于区分和安全使用
- 透明, 耐化学性, 持久耐用, 及可高温高压灭菌

产品编号	容量(mL)	分刻度(mL)	包装形式
84007-0330	30	5	25只/袋, 150只/箱
84007-0350	50	5	25只/袋, 150只/箱
84007-0341	100	10	12只/袋, 72只/箱
84007-0361	150	10	12只/袋, 72只/箱
84007-0352	250	25	12只/袋, 72只/箱
84007-0344	400	25	6只/袋, 36只/箱
84007-0346	600	50	4只/袋, 24只/箱
84007-0381	1000	50	3只/袋, 12只/箱
84007-0382	2000	100	1只/袋, 6只/箱

产品符合ISO 7056实验室塑料器具-烧杯标准



烧杯, 带手柄, 蓝色印刷刻度, PP材质

锥形侧面烧杯具有非滑动及抗吸力底部, 适用于一般实验室应用

- 良好的耐化学性, 持久耐用, 及可高温高压灭菌
- 符合人体工程学设计的把手易于搬运和倾倒

产品编号	容量(mL)	包装形式
84007-0741	100	6只/盒, 72只/箱
84007-0752	250	4只/盒, 48只/箱
84007-0771	500	4只/盒, 48只/箱
84007-0781	1000	2只/盒, 24只/箱
84007-0782	2000	1只/盒, 12只/箱
84007-0783	3000	1只/盒, 8只/箱
84007-0791	5000	1只/盒, 6只/箱

符合ISO 7056实验室塑料器具-烧杯标准



烧杯, 印刷刻度, PP材质

直边烧杯, 蓝色印刷刻度, 适用于实验室的大多数应用

- 可堆叠, 节省空间
- 良好的耐化学性, 持久耐用, 及可高温高压灭菌
- 杯身标有易于读取的蓝色印刷刻度、容量、树脂代码, 目录编号, 最高使用温度和“禁止明火”的符合标识, 便于区分和安全使用

产品编号	容量(mL)	分刻度(mL)	包装形式
84007-0250	50	5	25只/袋, 150只/箱
84007-0241	100	10	12只/袋, 72只/箱
84007-0252	250	25	12只/袋, 72只/箱
84007-0244	400	50	12只/袋, 72只/箱
84007-0271	500	50	12只/袋, 72只/箱
84007-0246	600	50	6只/袋, 36只/箱
84007-0281	1000	100	3只/袋, 18只/箱
84007-0282	2000	200	1只/袋, 6只/箱

产品符合ISO 7056实验室塑料器具-烧杯标准



烧杯, 带手柄, 模具刻度, PP材质

锥形侧面烧杯具有非滑动及抗吸力底部, 适用于一般实验室应用

- 耐化学性, 持久耐用, 且可高温高压灭菌
- 符合人体工程学设计的把手易于搬运和倾倒

产品编号	容量(mL)	分刻度(mL)	包装形式
84206-0100	100	10	64只/箱
84206-0250	250	25	64只/箱
84206-0500	500	50	36只/箱
84206-1000	1000	50	18只/箱
84206-2000	2000	100	12只/箱
84206-3000	3000	300	6只/箱
84206-5000	5000	100	4只/箱

符合ISO 7056实验室塑料器具-烧杯标准



烧杯，模具刻度，PP材质



锥形侧面设计，节省空间，适用于实验室大多数应用

- 可堆叠
- 良好的耐化学性，持久耐用，及可高温高压灭菌

产品编号	容量(mL)	分刻度(mL)	包装形式
84081-0050	50	5	100只/袋, 1000只/箱
84081-0100	100	5	100只/袋, 1000只/箱
84081-0150	150	5	100只/袋, 1000只/箱
84081-0250	250	10	50只/袋, 500只/箱
84081-0500	500	50	20只/袋, 400只/箱
84081-1000	1000	100	100只/箱
84081-2000	2000	200	100只/箱
84081-5000	5000	500	50只/箱



符合ISO 7056实验室塑料器具-烧杯标准

烧杯，带手柄和大的倾倒口，模具刻度，PP材质



锥形侧面设计，节省存储空间，适用于实验室大多数应用

- 良好的耐化学性，持久耐用，及可高温高压灭菌
- 符合人体工程学设计的把手易于搬运和倾倒

产品编号	容量(mL)	包装形式
84206-2152	250	4只/盒, 48只/箱
84206-2171	500	4只/盒, 48只/箱
84206-2181	1000	2只/盒, 24只/箱
84206-2182	2000	1只/盒, 12只/箱
84206-2183	3000	1只/盒, 6只/箱
84206-2191	5000	1只/盒, 4只/箱




符合ISO 7056实验室塑料器具-烧杯标准

玻璃锥形瓶

通用型，用于盛放或者粗略量取液体，也适用于混合、加热和煮沸溶液

符合ISO 1773 实验室玻璃制品-细长颈烧瓶标准，以及ISO 24450 实验室玻璃制品-宽颈烧瓶标准

- 3.3高硼玻璃材质，带有倾倒口
- 白色印刷刻度和标记区域，持久耐用，易于读写
- 壁厚均一，适用于加热



细口

产品编号	容量(mL)	瓶颈直径(mm)	瓶底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84016-0050	50	22	51	85	12只/中盒, 144只/箱
84016-0100	100	22	64	105	12只/中盒, 48只/箱
84016-0150	150	28	71	120	12只/中盒, 48只/箱
84016-0200	200	34	77	132	12只/中盒, 48只/箱
84016-0250	250	34	85	140	8只/中盒, 48只/箱
84016-0300	300	34	89	153	6只/中盒, 48只/箱
84016-0500	500	34	105	175	6只/中盒, 36只/箱
84016-1000	1000	42	131	220	6只/中盒, 24只/箱
84016-2000	2000	50	166	280	1只/盒, 8只/箱
84016-3000	3000	50	187	310	1只/盒, 4只/箱
84016-5000	5000	50	220	365	1只/盒, 4只/箱

宽口

产品编号	容量(mL)	瓶颈直径(mm)	瓶底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84017-0050	50	34	54	85	12只/中盒, 144只/箱
84017-0100	100	34	64	105	12只/中盒, 48只/箱
84017-0250	250	50	85	140	8只/中盒, 48只/箱
84017-0500	500	50	105	175	6只/中盒, 36只/箱
84017-1000	1000	50	131	220	6只/中盒, 24只/箱





玻璃三角烧瓶

适用于挥发性物质的蒸馏，如油脂中的不饱和脂肪酸，定碘瓶特别适用于测定碘含量

- 3.3高硼玻璃材质，带标准磨砂玻塞
- 易认刻度，大书写面易于标记

带磨砂塞三角烧瓶

产品编号	容量(mL)	瓶底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84022-0050	50	53	89	12只/中盒, 144只/箱
84022-0100	100	62	104	12只/中盒, 48只/箱
84022-0150	150	70	121	12只/中盒, 48只/箱
84022-0250	250	85	140	12只/中盒, 48只/箱
84022-0500	500	108	175	6只/中盒, 36只/箱
84022-1000	1000	130	205	6只/中盒, 24只/箱

定碘烧瓶

产品编号	容量(mL)	瓶底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84013-0050	50	52	95	12只/中盒, 144只/箱
84013-0100	100	65	108	12只/中盒, 48只/箱
84013-0150	150	70	135	12只/中盒, 48只/箱
84013-0250	250	86	148	12只/中盒, 48只/箱
84013-0500	500	108	185	6只/中盒, 36只/箱
84013-1000	1000	130	222	6只/中盒, 24只/箱

三角烧瓶，螺旋盖，PP材质

优异的化学耐受性和耐破碎结构，可用于大多数实验室用试剂和溶液

- 半透明瓶身有利于观液面
- 螺旋盖内无垫圈，防漏性能好，可防止液体污染
- 可高温高压灭菌，耐用及满足苛刻的实验室使用要求

产品编号	容量(mL)	容量间隔(mL)	包装形式
84023-0630	25	5	12只/盒, 144只/箱
84023-0650	50	10	12只/盒, 144只/箱
84023-0641	100	20	12只/盒, 48只/箱
84023-0651	125	25	12只/盒, 48只/箱
84023-0652	250	50	8只/盒, 48只/箱
84023-0671	500	100	6只/盒, 36只/箱
84023-0681	1000	200	6只/盒, 24只/箱
84023-0682	2000	400	1只/盒, 6只/箱

注意：在高温高压灭菌之前，请去掉盖子或将盖放置在容器上，不要旋紧螺纹。



三角烧瓶，无盖，PP材质

优异的化学耐受性和耐破碎结构，可用于大多数实验室用试剂和溶液

- 半透明瓶身有利于观液
- 瓶口可适配标准塞
- 可高温高压灭菌，耐用及满足苛刻的实验室使用要求



产品编号	容量(mL)	容量间隔(mL)	包装形式
84023-0150	50	10	12只/盒, 144只/箱
84023-0152	250	50	12只/盒, 48只/箱
84023-0171	500	100	6只/盒, 36只/箱
84023-0181	1000	200	6只/盒, 24只/箱
84023-0182	2000	400	1只/盒, 6只/箱

玻璃烧瓶

适合于实验室长时间煮沸液体，宽颈便于装填和倾倒

- 3.3高硼玻璃材质，防裂
- 壁厚均匀适合加热



细口长颈，圆底

细口长颈，平底

产品编号	容量 (mL)	瓶颈直径 (mm)	瓶底直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式	产品编号	容量 (mL)	瓶颈直径 (mm)	瓶底直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式
84012-0050	50	20	53	100	12只/中盒, 144只/箱	84010-0050	50	22	51	100	12只/中盒, 144只/箱
84012-0100	100	21	65	120	12只/中盒, 48只/箱	84010-0100	100	22	64	110	12只/中盒, 48只/箱
84012-0150	150	22	76	145	12只/中盒, 48只/箱	84010-0150	150	22	76	140	12只/中盒, 48只/箱
84012-0200	200	23	86	155	8只/中盒, 48只/箱	84010-0200	200	23	83	150	8只/中盒, 48只/箱
84012-0250	250	25	88	165	6只/中盒, 48只/箱	84010-0250	250	34	85	160	8只/中盒, 48只/箱
84012-0300	300	26	92	180	6只/中盒, 48只/箱	84010-0300	300	26	92	170	6只/中盒, 48只/箱
84012-0500	500	30	110	210	6只/中盒, 36只/箱	84010-0500	500	34	105	200	6只/中盒, 36只/箱
84012-1000	1000	35	140	260	6只/中盒, 24只/箱	84010-1000	1000	42	140	250	6只/中盒, 12只/箱
84012-2000	2000	46	175	305	1只/中盒, 8只/箱	84010-2000	2000	50	166	295	1只/中盒, 6只/箱
84012-3000	3000	50	199	380	1只/中盒, 4只/箱	84010-3000	3000	50	185	330	1只/中盒, 4只/箱
84012-5000	5000	55	235	415	1只/中盒, 4只/箱	84010-5000	5000	50	223	400	1只/中盒, 4只/箱
84012-5002	10000	65	279		1只/中盒, 4只/箱	84010-5002	10000	65	280	400	1只/中盒, 2只/箱
84012-5004	20000	76	345		1只/中盒, 2只/箱						

宽口长颈，圆底

产品编号	容量(mL)	瓶颈直径(mm)	瓶底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84011-0250	250	50	86	120	8只/中盒, 48只/箱
84011-0500	500	50	110	160	8只/中盒, 48只/箱
84011-1000	1000	50	140	200	6只/中盒, 24只/箱
84011-2000	2000	50	175	250	1只/中盒, 8只/箱

定氮烧瓶

3.3高硼玻璃材质，圆底，长颈

产品编号	容量(mL)	瓶颈直径(mm)	瓶底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84014-0100	100	22	60	200	12 中盒, 48只/箱
84014-0150	150	23	70	240	12 中盒, 48只/箱
84014-0250	250	34	81	270	8 中盒, 48只/箱
84014-0500	500	34	101	300	6 中盒, 36只/箱
84014-1000	1000	34	126	350	6 中盒, 24只/箱



玻璃容量瓶

用于精确配制一定质量浓度的溶液，准确稀释溶液以及制备样品溶液，棕色容量瓶特别适合光敏物质
准确度符合ISO 1042实验室器材容量瓶标准

- 3.3高硼玻璃材质，量入式，A级
- 带有一个永久性刻度线
- 陶瓷釉印刷，耐酸碱
- 刻度在20℃条件下进行校准



带玻璃塞，本色容量瓶

带塑料塞，本色容量瓶

产品编号	容量 (mL)	容量公差 (±mL)	塞子尺寸 (mm)	包装形式	产品编号	容量 (mL)	容量公差 (±mL)	塞子尺寸 (mm)	包装形式
84225-0005	5	0.02	7/11	2只/中盒, 400只/箱	84219-0005	5	0.02	10/19	2只/中盒, 400只/箱
84225-0010	10	0.02	7/11	2只/中盒, 400只/箱	84219-0010	10	0.02	10/19	2只/中盒, 400只/箱
84225-0025	25	0.03	10/13	2只/中盒, 400只/箱	84219-0025	25	0.03	10/19	2只/中盒, 400只/箱
84225-0050	50	0.05	10/13	2只/中盒, 180只/箱	84219-0050	50	0.05	12/21	2只/中盒, 180只/箱
84225-0100	100	0.1	12/14	2只/中盒, 100只/箱	84219-0100	100	0.1	14/23	2只/中盒, 100只/箱
84225-0200	200	0.15	14/15	2只/中盒, 72只/箱	84219-0200	200	0.15	14/23	2只/中盒, 72只/箱
84225-0250	250	0.2	14/15	2只/中盒, 72只/箱	84219-0250	250	0.2	14/23	2只/中盒, 72只/箱
84225-0500	500	0.25	16/16	2只/中盒, 48只/箱	84219-0500	500	0.25	19/26	2只/中盒, 48只/箱
84225-1000	1000	0.4	17/19	2只/中盒, 24只/箱	84219-1000	1000	0.4	24/29	2只/中盒, 24只/箱
84225-2000	2000	0.6	20/24	1只/中盒, 6只/箱	84219-2000	2000	0.6	29/32	1只/中盒, 6只/箱

带玻璃塞，棕色容量瓶

产品编号	容量(mL)	容量公差(±mL)	塞子尺寸(mm)	包装形式
84226-0005-15	5	0.02	7/11	2只/中盒, 400只/箱
84226-0010-15	10	0.02	7/11	2只/中盒, 400只/箱
84226-0025-15	25	0.03	10/13	2只/中盒, 400只/箱
84226-0050-15	50	0.05	10/13	2只/中盒, 180只/箱
84226-0100-15	100	0.1	12/14	2只/中盒, 100只/箱
84226-0200-15	200	0.15	14/15	2只/中盒, 72只/箱
84226-0250-15	250	0.2	14/15	2只/中盒, 72只/箱
84226-0500-15	500	0.25	16/16	2只/中盒, 48只/箱
84226-1000-15	1000	0.4	17/19	2只/中盒, 24只/箱
84226-2000-15	2000	0.6	20/24	1只/中盒, 6只/箱



容量瓶，带螺旋盖，PP材质

精确度符合ISO 384的B级要求
适用于精确测量定量的液体，制备和储存标准溶液

- 耐破碎，具有良好的耐化学性
- 蓝色印刷，耐磨损
- 防漏

产品编号	容量(mL)	方差(±mL)	包装形式
84209-0110	10	0.04	2只/盒, 48只/箱
84209-0125	25	0.06	2只/盒, 48只/箱
84209-0150	50	0.1	2只/盒, 48只/箱
84209-0141	100	0.16	2只/盒, 48只/箱
84209-0152	250	0.24	1只/盒, 24只/箱
84209-0171	500	0.40	1只/盒, 12只/箱
84209-0181	1000	0.60	1只/盒, 6只/箱

容量瓶，带标准塞，PP材质

精确度符合ISO 384的B级要求
适用于精确测量定量的液体，制备和储存标准溶液

- 耐破碎、具有良好的耐化学性
- 蓝色印刷，耐磨损
- 防漏

产品编号	容量(mL)	方差(±mL)	包装形式
84209-0310	10	0.04	2只/盒, 48只/箱
84209-0325	25	0.06	2只/盒, 48只/箱
84209-0350	50	0.1	2只/盒, 48只/箱
84209-0341	100	0.16	2只/盒, 48只/箱
84209-0352	250	0.24	1只/盒, 24只/箱
84209-0371	500	0.40	1只/盒, 12只/箱
84209-0381	1000	0.60	1只/盒, 6只/箱



玻璃量筒

准确性符合ISO 4788实验室玻璃器皿-带刻度量筒的标准

- 3.3高硼玻璃材质，具有良好的耐化学性
- 测量范围的壁厚均匀，减少误差
- 具塞量筒为量入式A级，无塞量筒为量入式B级
- 六角形和圆形底座可选
- 在20°C条件下校准



圆底座，带磨砂玻璃塞



产品编号	容量(mL)	刻度间隔(mL)	容量公差(±mL)	包装形式
84204-0010	10	0.2	0.1	10只/中盒, 240只/箱
84204-0025	25	0.5	0.25	10只/中盒, 240只/箱
84204-0050	50	1.0	0.25	2只/中盒, 100只/箱
84204-0100	100	1.0	0.5	2只/中盒, 80只/箱
84204-0250	250	2.0	1.00	2只/中盒, 50只/箱
84204-0500	500	5.0	2.50	2只/中盒, 32只/箱
84204-1000	1000	10.0	5.00	1只/盒, 12只/箱
84204-2000	2000	20.0	10.00	1只/盒, 6只/箱

六角形底座，带磨砂玻璃塞



产品编号	容量(mL)	刻度间隔(mL)	容量公差(±mL)	包装形式
84207-0010	10	0.2	0.1	2只/中盒, 140只/箱
84207-0025	25	0.5	0.25	2只/中盒, 120只/箱
84207-0050	50	1.0	0.25	2只/中盒, 100只/箱
84207-0100	100	1.0	0.5	2只/中盒, 50只/箱
84207-0250	250	2.0	1.00	1只/盒, 20只/箱
84207-0500	500	5.0	2.50	1只/盒, 20只/箱
84207-1000	1000	10.0	5.00	1只/盒, 12只/箱
84207-2000	2000	20.0	10.00	1只/盒, 6只/箱



玻璃量筒



圆底座，带倾倒口

产品编号	容量(mL)	刻度间隔(mL)	容量公差(±mL)	高度(mm)	包装形式
84201-0005	5	0.1	0.1	110	2只/中盒, 400只/箱
84201-0010	10	0.2	0.2	135	2只/中盒, 280只/箱
84201-0025	25	0.5	0.5	160	2只/中盒, 160只/箱
84201-0050	50	1	1	195	2只/中盒, 140只/箱
84201-0100	100	1	1	250	2只/中盒, 80只/箱
84201-0250	250	2	2	300	2只/盒, 40只/箱
84201-0500	500	5	5	350	2只/盒, 30只/箱
84201-1000	1000	10	10	430	2只/盒, 18只/箱
84201-2000	2000	20	20	500	6只/盒, 6只/箱


六角形底座，带倾倒口

产品编号	容量(mL)	刻度间隔(mL)	容量公差(±mL)	高度(mm)	包装形式
84202-0005	5	0.1	0.1	110	1只/盒, 100只/箱
84202-0010	10	0.2	0.2	135	1只/盒, 100只/箱
84202-0025	25	0.5	0.5	160	1只/盒, 100只/箱
84202-0050	50	1	0.5	195	1只/盒, 50只/箱
84202-0100	100	1	1	250	1只/盒, 50只/箱
84202-0250	250	2	2.0	300	1只/盒, 25只/箱
84202-0500	500	5	5.0	350	1只/盒, 20只/箱
84202-1000	1000	10	10	430	1只/盒, 12只/箱
84202-2000	2000	20	20	500	1只/盒, 6只/箱

塑料六角形底座，带倾倒口及刻度和倾倒环

产品编号	容量(mL)	刻度间隔(mL)	容量公差(±mL)	高度(mm)	包装形式
84203-0025	25	0.5	0.5	160	1只/盒, 100只/箱
84203-0050	50	1	0.5	195	1只/盒, 50只/箱
84203-0100	100	1	1	250	1只/盒, 50只/箱
84203-0250	250	2	2.0	300	1只/盒, 25只/箱
84203-0500	500	5	5.0	350	1只/盒, 20只/箱

塑料量筒，PP材质



精确度符合ISO 6706 B级标准

- 无凹液面，不会干扰读数，确保测量精准
- 极佳的耐化学性且防碎裂
- 磨具刻度或蓝色印刷刻度可供选择
- 宽大的倾倒口设计，便于分液
- 在20°C条件下进行校准

带模具刻度	带印刷刻度	容量(mL)	分刻度(mL)	公差(±mL)	包装形式
84205-1110	84205-1210	10	0.2	0.2	2只/袋, 24只/箱
84205-1125	84205-1225	25	0.5	0.5	2只/袋, 24只/箱
84205-1150	84205-1250	50	1.0	0.5	2只/袋, 24只/箱
84205-1141	84205-1241	100	1.0	1.0	1只/袋, 12只/箱
84205-1152	84205-1252	250	2.0	2.0	1只/袋, 12只/箱
84205-1171	84205-1271	500	5.0	5.0	1只/袋, 8只/箱
84205-1181	84205-1281	1000	10.0	10.0	1只/袋, 6只/箱




玻璃量杯

适用于液体的混匀、搅拌以及粗略的测量

- 具嘴，带清晰的数字和刻度
- 壁厚均一，耐高温高压

产品编号	容量(mL)	刻度间隔(mL)	容量公差(±mL)	高度(mm)	包装形式
84200-0005	5	0.5	0.3	80	1只/盒, 200只/箱
84200-0010	10	1.0	0.5	95	1只/盒, 100只/箱
84200-0025	25	2.0	0.6	115	1只/盒, 100只/箱
84200-0050	50	5.0	1.0	135	1只/盒, 50只/箱
84200-0100	100	10.0	1.5	165	1只/盒, 50只/箱
84200-0250	250	25.0	3.0	205	1只/盒, 25只/箱
84200-0500	500	50.0	6.0	250	1只/盒, 20只/箱
84200-1000	1000	50.0	10.0	310	1只/盒, 12只/箱





玻璃试剂瓶，带GL45标准盖

满足日常实验室的一些应用需求，例如样本存储、制备和运输。
符合ISO 4796 实验室玻璃容器-瓶子

- 标准DIN GL45螺纹，配倾倒环和PP螺口盖
- 优良的耐化学性低的热膨胀系数
- 低的热膨胀系数
- 热稳定性佳，可高压灭菌
- 高透明度，方便快速观察内容物和容量
- 大书写面，易于标记
- 可操作性强，永久刻度方便阅读

蓝盖试剂瓶

中性玻璃	3.3高硼玻璃	容量(mL)	瓶口直径(mm)	尺寸(mm)	包装形式
84037-0100-02	84038-0100-02	100	30	Ø56x100	120只/箱
84037-0250-02	84038-0250-02	250	30	Ø70x138	48只/箱
84037-0500-02	84038-0500-02	500	30	Ø86x176	24只/箱
84037-1000-02	84038-1000-02	1000	30	Ø101x225	20只/箱

蓝盖三角烧瓶

产品编号	容量(mL)	瓶口直径(mm)	尺寸(mm)	包装形式
84016-0752	250	85	143	8只/中盒, 32 x12只/箱
84016-0771	500	105	183	6只/中盒, 6 x6只/箱
84016-0781	1000	131	230	6只/中盒, 4 x6只/箱

玻璃试剂瓶

适用于存储液体和固体样品，棕色玻璃瓶适用于光敏样品

- 标准磨砂口和磨砂玻璃塞
- 中性玻璃材质，具有良好的耐化学性



窄口，透明玻璃

产品编号	容量 (mL)	瓶底直径(mm)	瓶口直径(mm)	高度 (mm)	包装形式
84031-0030	30	40	18	76	12只/中盒, 144只/箱
84031-0060	60	46	22	85	12只/中盒, 144只/箱
84031-0125	125	57	24	110	12只/中盒, 48只/箱
84031-0250	250	70	27	135	12只/中盒, 48只/箱
84031-0500	500	85	33	172	6只/中盒, 48只/箱
84031-1000	1000	106	38	202	6只/中盒, 24只/箱
84031-2500	2500	145	48	270	1只/盒, 6只/箱
84031-5000	5000	185	58	338	1只/盒, 4只/箱
84031-5002	10000	225	68	430	1只/盒, 2只/箱
84031-5004	20000	265	82	520	1只/箱

窄口，棕色玻璃

产品编号	容量 (mL)	瓶底直径(mm)	瓶口直径(mm)	高度 (mm)	包装形式
84032-0030-15	30	40	76	76	12只/中盒, 144只/箱
84032-0060-15	60	46	85	85	12只/中盒, 144只/箱
84032-0125-15	125	57	110	110	12只/中盒, 48只/箱
84032-0250-15	250	70	135	135	12只/中盒, 48只/箱
84032-0500-15	500	85	172	172	6只/中盒, 48只/箱
84032-1000-15	1000	106	202	202	6只/中盒, 24只/箱
84032-2500-15	2500	145	270	270	1只/盒, 6只/箱
84032-5000-15	5000	185	338	338	1只/盒, 4只/箱
84032-5002-15	10000	225	430	430	1只/盒, 2只/箱
84032-5004-15	20000	265	520	520	1只/箱

玻璃试剂瓶

适用于存储液体和固体样品，棕色玻璃瓶适用于光敏样品

- 标准磨砂口和磨砂玻璃塞
- 中性玻璃材质，具有良好的耐化学性



广口，透明玻璃

产品编号	容量 (mL)	瓶底直径(mm)	瓶口直径(mm)	高度 (mm)	包装形式
84033-0030	30	40	25	72	12只/中盒, 144只/箱
84033-0060	60	46	30	80	12只/中盒, 144只/箱
84033-0125	125	57	38	108	12只/中盒, 48只/箱
84033-0250	250	70	50	130	12只/中盒, 48只/箱
84033-0500	500	85	58	165	6只/中盒, 48只/箱
84033-1000	1000	106	65	188	6只/中盒, 24只/箱
84033-2500	2500	145	90	260	1只/盒, 6只/箱
84033-5000	5000	185	105	330	1只/盒, 4只/箱
84033-5002	10000	218	115	416	1只/盒, 2只/箱
84033-5004	20000	280	123	535	1只/箱

广口，棕色玻璃

产品编号	容量 (mL)	瓶底直径(mm)	瓶口直径(mm)	高度 (mm)	包装形式
84034-0030-15	30	40	25	72	12只/中盒, 144只/箱
84034-0060-15	60	46	30	80	12只/中盒, 144只/箱
84034-0125-15	125	57	38	108	12只/中盒, 48只/箱
84034-0250-15	250	70	50	130	12只/中盒, 48只/箱
84034-0500-15	500	85	58	165	6只/中盒, 48只/箱
84034-1000-15	1000	106	65	188	6只/中盒, 24只/箱
84034-2500-15	2500	145	90	260	1只/盒, 6只/箱
84034-5000-15	5000	185	105	330	1只/盒, 4只/箱
84034-5002-15	10000	218	115	416	1只/盒, 2只/箱
84034-5004-15	20000	280	123	535	1只/箱

窄口圆形瓶, PP材质



多用途瓶，尤其适用于需要高温高压灭菌的应用。

- 螺旋盖内无垫圈，确保防漏
- 对大多数酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-5408	8	20	12只/袋, 144只/箱
84044-5415	15	20	12只/袋, 144只/箱
84044-5420	20	20	12只/袋, 144只/箱
84044-5425	25	20	12只/袋, 144只/箱
84044-5430	30	20	12只/袋, 144只/箱
84044-5450	50	20	6只/袋, 72只/箱
84044-5460	60	20	6只/袋, 72只/箱
84044-5441	100	24	6只/袋, 72只/箱
84044-5451	125	24	6只/袋, 72只/箱
84044-5461	150	24	6只/袋, 72只/箱
84044-5442	200	24	18只/格, 36只/箱
84044-5452	250	24	18只/格, 36只/箱
84044-5471	500	28	12只/格, 24只/箱
84044-5481	1000	38	8只/格, 16只/箱



广口圆形瓶, PP材质



多用途瓶，广口设计更易于装填干燥块状或粉状物品

- 螺旋盖内无垫盖，确保防漏
- 对大多数酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-5125	25	28	12只/袋, 144只/箱
84044-5130	30	28	12只/袋, 144只/箱
84044-5150	50	28	6只/袋, 72只/箱
84044-5160	60	28	6只/袋, 72只/箱
84044-5141	100	38	6只/袋, 72只/箱
84044-5151	125	38	36只/格, 72只/箱
84044-5161	150	38	36只/格, 72只/箱
84044-5142	200	43	18只/格, 36只/箱
84044-5152	250	43	18只/格, 36只/箱
84044-5171	500	53	12只/格, 24只/箱
84044-5181	1000	63	8只/格, 16只/箱

注意：在高温高压灭菌之前，请去掉盖子或将盖放置在容器上，不要旋紧螺纹。



窄口圆形瓶, HDPE材质

多用途瓶, 适用于运输样本和日常实验存储

- 螺旋盖内无垫盖, 确保防漏
- 对大多数的酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性
- 可用于达-70°C (-94°F)的冰柜中冷冻存储

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-0408	8	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0415	15	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0425	25	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0430	30	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0450	50	20	6只/袋, 72只/箱
84044-0460	60	20	6只/袋, 72只/箱
84044-0441	100	24	6只/袋, 72只/箱
84044-0451	125	24	36格/袋, 72只/箱
84044-0461	150	24	36格/袋, 72只/箱
84044-0442	200	24	18只/格, 36只/箱
84044-0452	250	24	18只/格, 36只/箱
84044-0471	500	28	12只/格, 24只/箱
84044-0481	1000	38	8只/格, 16只/箱



棕色窄口圆形瓶, HDPE材质, 棕色



多用途瓶, 特别适用于保护光敏感样品

- 螺旋盖内无垫盖, 确保防漏
- 对大多数的酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-0808	8	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0815	15	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0825	25	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0830	30	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0850	50	20	6只/袋, 72只/箱
84044-0860	60	20	6只/袋, 72只/箱
84044-0841	100	24	6只/袋, 72只/箱
84044-0851	125	24	36格/袋, 72只/箱
84044-0861	150	24	36格/袋, 72只/箱
84044-0842	200	24	18只/格, 36只/箱
84044-0852	250	24	18只/格, 36只/箱
84044-0871	500	28	12只/格, 24只/箱
84044-0881	1000	38	8只/格, 16只/箱



广口圆形瓶, HDPE材质

多用途瓶, 广口设计更易于装填干燥块状或粉状物品

- 螺旋盖内无垫盖, 确保防漏
- 对大多数的酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性
- 可用于达-70°C (-94°F)的冰柜中冷冻存储

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-0125	25	28	12只/袋, 144只/箱
84044-0130	30	28	12只/袋, 144只/箱
84044-0150	50	28	6只/袋, 72只/箱
84044-0160	60	28	6只/袋, 72只/箱
84044-0141	100	38	6只/袋, 72只/箱
84044-0151	125	38	36格/袋, 72只/箱
84044-0161	150	38	36格/袋, 72只/箱
84044-0142	200	43	18只/格, 36只/箱
84044-0152	250	43	18只/格, 36只/箱
84044-0171	500	53	12只/格, 24只/箱
84044-0181	1000	63	8只/格, 16只/箱



棕色广口圆形瓶, HDPE材质, 棕色



多用途瓶, 特别适用于保护光敏感样品

- 广口设计更易于装填干燥块状或粉状物品
- 对大多数的酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-0725	25	28	12只/袋, 144只/箱
84044-0730	30	28	12只/袋, 144只/箱
84044-0750	50	28	6只/袋, 72只/箱
84044-0760	60	28	6只/袋, 72只/箱
84044-0741	100	38	6只/袋, 72只/箱
84044-0751	125	38	36格/袋, 72只/箱
84044-0761	150	38	36格/袋, 72只/箱
84044-0742	200	43	18只/格, 36只/箱
84044-0752	250	43	18只/格, 36只/箱
84044-0771	500	53	12只/格, 24只/箱
84044-0781	1000	63	8只/格, 16只/箱

注意: 在高温高压灭菌之前, 请去掉盖子或将盖放置在容器上, 不要旋紧螺纹。

窄口方形瓶, HDPE材质

多用途瓶, 是运输样本和日常实验存储的理想选择

- 方形设计更能节省空间, 易于拿取
- 对大多数的酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-0510	10	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0525	25	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0530	30	20	12只/袋, 144只/箱
84044-0550	50	24	12只/袋, 144只/箱
84044-0560	60	24	12只/袋, 144只/箱
84044-0541	100	38	6只/袋, 72只/箱
84044-0551	125	38	36格/袋, 72只/箱
84044-0552	250	38	18只/格, 36只/箱
84044-0571	500	38	12只/格, 24只/箱
84044-0581	1000	38	8只/格, 16只/箱



广口方形瓶, HDPE材质

多用途瓶, 广口设计更易于装填干燥的块状或粉状物品

- 方形设计更能节省空间, 易于拿取
- 对大多数的酸、碱和醇类具有极佳的耐化学性

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
84044-0260	60	28	12只/袋, 144只/箱
84004-0272	175	38	18只/格, 36只/箱
84044-0252	250	43	18只/格, 36只/箱
84044-0271	500	53	12只/格, 24只/箱
84044-0281	1000	63	8只/格, 16只/箱

窄口试剂瓶, PP材质

是一般实验室长期储存试剂的理想选择

- 可高温高压灭菌, 有极佳的耐化学性
- NS标准塞, 防漏性能好
- 斜肩设计, 磨砂口, 可互换标准塞



产品编号	容量(mL)	颈部尺寸	直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84044-4450	50	-	-	-	12只/盒, 96只/箱
84044-4441	100	14/23	52	106	12只/盒, 96只/箱
84044-4452	250	19/26	70	138	12只/盒, 96只/箱
84044-4471	500	24/29	76	172	6只/盒, 24只/箱
84044-4481	1000	29/32	108	213	1只/盒, 6只/箱
84044-4482	2000	29/32	131	255	1只/盒, 4只/箱



广口试剂瓶, PP材质

是一般实验室长期储存试剂的理想选择

- 可高温高压灭菌, 有极佳的耐化学性
- NS标准塞, 防漏性能好
- 斜肩设计, 磨砂口, 可互换标准塞
- 广口设计便于装填, 同时也是粉末和膏状物品存储的理想选择



产品编号	容量(mL)	颈部尺寸	直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84044-4141	100	29/32	55	111	12只/盒, 96只/箱
84044-4152	250	34/35	73	144	12只/盒, 96只/箱
84044-4171	500	45/40	87	183	6只/盒, 24只/箱
84044-4181	1000	60/46	108	214	1只/盒, 6只/箱
84044-4182	2000	60/46	131	263	1只/盒, 4只/箱

试剂瓶, 带防盗瓶盖

多用途瓶, 特别适用于化学试剂生产商分装液体或粉末试剂

- 防盗瓶盖, 打开盖子后, 就会被损毁, 无法再次使用
- 螺旋盖内带硅胶垫圈, 确保防漏



窄口圆形瓶, HDPE材质

产品编号	容量(mL)	尺寸(mm)	包装形式
84044-0951	125	24	36只/格, 72只/箱
84044-0952	250	24	18只/格, 36只/箱
84044-0971	500	28	12只/格, 24只/箱
84044-0981	1000	38	8只/格, 16只/箱

广口圆形瓶, HDPE材质

产品编号	容量(mL)	尺寸(mm)	包装形式
84044-0660	60	44x105	12只/袋, 144只/箱
84044-0641	100	49x105	36只/格, 72只/箱
84044-0674	180	74x110	36只/格, 72只/箱
84044-0644	400	74x140	18只/格, 36只/箱
84044-0671	500	74x160	12只/格, 24只/箱
84044-0649	900	94x184	8只/格, 16只/箱
84044-0668	1200	95x220	8只/格, 16只/箱
84044-0682	2000	117x192	4只/格, 8只/箱

窄口方形瓶, HDPE材质

- 方形侧面可以充分利用空间和轻松抓握

产品编号	容量(mL)	尺寸(mm)	包装形式
84044-1041	100	38	36只/格, 72只/箱
84044-1051	125	38	36只/格, 72只/箱
84044-1052	250	38	18只/格, 36只/箱
84044-1071	500	38	12只/格, 24只/箱
84044-1081	1000	38	8只/格, 16只/箱

*注意: PP材质的带防盗瓶盖的试剂瓶可以定制

玻璃放水瓶

适合转运或储存溶剂和液体中固体沉积物或悬浮颗粒
符合ISO 4796-3 实验室玻璃器皿吸气瓶标准

- 中性玻璃材质, 带标准磨口塞或便于定量取液的龙头
- 良好的耐化学性
- 较低的热膨胀系数

不带龙头	带龙头	容量(mL)	瓶口尺寸(mm)	龙头口尺寸(mm)	高度(mm)	包装形式
84092-2500	84090-2500	2500	48	30	270	1只/中盒, 12 x 1只/箱
84092-5000	84090-5000	5000	58	32	345	1只/中盒, 6 x 1只/箱
84092-5001	84090-5001	10000	68	35	420	1只/中盒, 4 x 1只/箱
84092-5003	84090-5003	20000	82	38	500	1只/中盒, 2 x 1只/箱



放水桶, PP材质, PP螺口盖带 TPE 垫圈

适合实验室内贮存和分配蒸馏水、试剂及酸类物质

- 模具刻度, 1gal和5L增量便于分装
- 注塑龙头, 坚固防漏
- 宽肩手柄, 使用方便

产品编号	容量(L)	瓶盖尺寸(mm)	包装形式
84093-0192	10	83	1只/中盒, 6只/箱
84093-0194	20	83	1只/中盒, 2只/箱





放水桶，带把手，PP材质，螺口盖PP材质带TPE垫圈

适合实验室内贮存和分配蒸馏水，培养基和其他类试剂

- 模具刻度，便于分装
- 宽肩手柄，使用方便
- 高温高压灭菌操作时，请拧松桶盖

产品编号	容量(L)	瓶盖尺寸(mm)	包装形式
84093-2892	10	83	1只/中盒，6只/箱
84093-2894	20	83	1只/中盒，2只/箱

通气盖，PP材质，带TPE垫圈

- 可适用于配83mm瓶盖的放水桶
- 为生物技术和实验室液体转移创建了无菌处理的解决方案



产品编号	盖子尺寸	高度*直径(mm)	适配的软管直径(mm)	包装形式
84093-9902	83	98*102	13	1只/中盒，6只/箱
84093-9903	83	98*102	6	1只/中盒，6只/箱

放水口，PP材质

适配于标准放水桶接口，含有HDPE材质的转接口，可接内径为6-8mm的软管

1只/盒，12只/箱

产品编号	描述
84093-9904	PP材料，带HDPE管接头，可适用于内径为6-8mm的管道



安全洗瓶，LDPE材质

带有易认标签，适用于处理有害化学物质

- 自通气，无泄漏危险
- 瓶身标签上有化学名，ICS, GHS, CAS号, NFPA代码和符号，以及靶器官信息
- 彩色条码与盖子颜色相对应，可防止交叉污染



产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	化学标签	颜色	包装形式
85511-0171	500	28	丙酮	红色	6只/盒，24只/箱
85511-0271	500	28	乙醇	白色	6只/盒，24只/箱
85511-0371	500	28	甲醇	绿色	6只/盒，24只/箱
85511-0471	500	28	异丙醇	黄色	6只/盒，24只/箱
85511-0571	500	28	蒸馏水	本色	6只/盒，24只/箱
85511-0671	500	28	次氯酸钠	白色	6只/盒，24只/箱

窄口洗瓶, LDPE材质

一般实验室使用, 比如盛放缓冲液、显微镜和实验室工作台面用的清洗试剂等

- 螺旋盖与出液管一体成型, 无泄漏
- 可剪切出液管的尖端, 以增大液体流量

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
85511-4152	250	24	6只/袋, 36只/箱
85511-4171	500	28	6只/袋, 24只/箱
85511-4181	1000	38-430	4只/袋, 12只/箱



窄口洗瓶, 带长出液管, LDPE材质

此款轻量型洗瓶特别适用于盛装清洗剂, 水或其他试剂等, 长的出液管可以清洗到平时难以清洗的区域。

- 轻轻挤压瓶身, 即可喷出稳定的液流
- 清洁方便, 只需拧开盖子, 冲洗即可

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
85511-4252	250	GL25	6只/袋, 36只/箱
85511-4271	500	GL25	6只/袋, 24只/箱
85511-4281	1000	GL28	4只/袋, 12只/箱



宽口洗瓶, LDPE材质

宽口洗瓶更易于装填, 尤为适用于科教实验室使用

- 宽口设计易于装填
- 可剪切出液管的尖端, 以增大液体流量

产品编号	容量(mL)	盖子尺寸(mm)	包装形式
85511-6152	250	24	6只/袋, 36只/箱
85511-6171	500	28	6只/袋, 24只/箱
85511-6181	1000	38-430	4只/袋, 12只/箱

一体式洗瓶, 宽口, LDPE材质

无需摇晃或翻倒, 即可出液, 宽口设计更利于装填

- 瓶身和吸管一体化模具设计, 可确保防漏
- 出液管口会喷出细腻而稳定的液流, 无喷射, 可剪切出液口尖端, 以增大液体流量

产品编号	容量(mL)	包装形式
85511-6252	250	6只/袋, 36只/箱
85511-6271	500	6只/袋, 24只/箱



洗瓶架

不锈钢材质, 耐多种化学试剂, 独创性的把手设计方便移动

产品编号	规格	最大洗瓶尺寸(mm)	尺寸(mm)	包装形式
84050-4511	6(2x3)	75	290x185x235	1只/中盒, 8只/箱



滴式分配瓶, LDPE材质, PP滴盖和瓶盖

连接式盖子, 可单手操作

- 单手操作, 一次只分配一滴
- 连接式瓶盖, 可以牢固固定
- 防漏

产品编号	容量(mL)	包装形式
84035-4030	30	12只/袋, 72只/箱
84035-4060	60	12只/袋, 48只/箱
84035-4125	125	12只/袋, 48只/箱
84035-4250	250	12只/袋, 36只/箱



滴瓶, 带控制分配头, LDPE材质

滴瓶可以精确可靠的分配试剂, 是移液管和其他分配设备极好的替代品

- 瓶身透明易于观察
- 控制分配头卡入到位后与瓶身进行安全的配合
- 防漏
- 白色或者多种颜色的滴瓶盖可选, 便于辨别试剂, 或与工业存储代码统一

产品编号	容量(mL)	包装形式
84035-2004	4	50只/袋, 500只/箱
84035-2008	8	50只/袋, 500只/箱
84035-2010	10	50只/袋, 500只/箱
84035-2015	15	50只/袋, 400只/箱
84035-2030	30	50只/袋, 300只/箱
84035-2060	60	50只/袋, 500只/箱



滴瓶

由本色或棕色透明玻璃制成, 带乙烯橡胶头滴管, 磨砂玻塞和螺口塞可供选择



本色透明玻璃, 带磨砂吸管和乳胶乳头

产品编号	容积(mL)	接头处	包装
84035-0030	30	磨砂玻璃塞	10只/盒, 120个/箱
84035-0060	60	磨砂玻璃塞	10只/盒, 100个/箱
84035-0125	125	磨砂玻璃塞	12只/盒, 96个/箱

本色透明玻璃, 带螺口塞和提手

产品编号	容积(mL)	接头处	包装
84035-1030	30	螺口塞	10只/盒, 120个/箱
84035-1060	60	螺口塞	10只/盒, 100个/箱
84035-1125	125	螺口塞	12只/盒, 96个/箱

棕色透明玻璃, 带磨砂吸管和乳胶乳头

产品编号	容积(mL)	接头处	包装
84036-0030	30	磨砂玻璃塞	10只/盒, 120个/箱
84036-0060	60	磨砂玻璃塞	10只/盒, 100个/箱
84036-0125	125	磨砂玻璃塞	12只/盒, 96个/箱

棕色透明玻璃, 带螺口塞和提手

产品编号	容积(mL)	接头处	包装
84036-1030	30	螺口塞	10只/盒, 120个/箱
84036-1060	60	螺口塞	10只/盒, 100个/箱
84036-1125	125	螺口塞	12只/盒, 96个/箱



玻璃试管

世泰CITOGLAS.玻璃试管是由硼硅玻璃制成, 耐高温和化学腐蚀, 减少pH的变化和来自钠钙玻璃析出物的污染。所有试管, 底部均一、抛光边、长度一致, 且包装在方便的热缩膜中盒中。可以用于混匀、加热或者盛放少量化学试剂用于分析, 也可以用于组织培养、血库, 及其它实验室试验。

一次性使用的玻璃试管

中性硼硅玻璃材质, 适用于一般混匀和简单实验, 也可以用于对PH敏感的样本, 能承受中等温度加热(如水浴)。符合ASTM E 890一次性玻璃培养管标准。

产品编号	规格尺寸(mm)	体积(mL)	壁厚(mm)	包装形式
84004-0101	Φ10×50	2.5	0.6	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0104	Φ10×75	3.0	0.6	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0107	Φ11×70	3.0	0.6	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0110	Φ12×75	5.0	0.6	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0113	Φ12×100	7.0	0.6	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0116	Φ13×100	7.0	0.6	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0119	Φ12×110	8.0	0.6	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0719	Φ12×120	8.0	0.6	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0122	Φ16×100	10.0	0.7	250支/中盒, 4×250支/盒

可重复使用的玻璃试管

高硼硅玻璃材质，满足实验室日常需要，耐高温，包括煮沸样本，以及高品质的耐化学性符合ASTM E 982实验室玻璃试管标准

中性硼硅玻璃试管

产品编号	规格尺寸(mm)	体积(mL)	壁厚(mm)	包装形式
84004-0102	Φ10×50	2.5	0.8-1.0	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0105	Φ10×75	3.0	0.8-1.0	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0108	Φ11×70	3.0	0.8-1.0	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0111	Φ12×75	5.0	0.8-1.0	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0114	Φ12×100	7.0	0.8-1.0	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0117	Φ13×100	7.0	0.8-1.0	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0120	Φ12×110	8.0	0.8-1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0720	Φ12×120	8.0	0.8-1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0125	Φ15×100	10.0	0.8-1.0	100支/中盒, 10×100支/箱
84004-0127	Φ15×125	12.0	0.8-1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0129	Φ16×125	14	0.8-1.0	100支/中盒, 6×100支/箱
84004-0123	Φ16×100	10	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0131	Φ16×150	16	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0133	Φ16×160	17	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0135	Φ20×150	20	1.0-1.2	100支/中盒, 6×100支/箱
84004-0139	Φ18×150	25	1.0-1.2	100支/中盒, 6×100支/箱
84004-0137	Φ20×200	25	1.0-1.2	100支/中盒, 4×100支/箱

3.3高硼硅玻璃试管

产品编号	规格尺寸(mm)	体积(mL)	壁厚(mm)	包装形式
84004-0103	Φ10×50	2.5	0.8	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0106	Φ10×75	3.0	0.8	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0109	Φ11×70	3.0	0.8	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0112	Φ12×75	5.0	0.8	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0115	Φ12×100	7.0	0.8	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0118	Φ13×100	7.0	0.8	250支/中盒, 8×250支/盒
84004-0121	Φ12×110	8.0	0.8	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0721	Φ12×120	8.0	0.8-1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0126	Φ15×100	10.0	1.0	100支/中盒, 10×100支/箱
84004-0128	Φ15×125	12.0	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0130	Φ16×125	14	1.0	100支/中盒, 6×100支/箱
84004-0124	Φ16×100	10	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0132	Φ16×150	16	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0134	Φ16×160	17	1.0	250支/中盒, 4×250支/盒
84004-0136	Φ20×150	20	1.0	100支/中盒, 6×100支/箱
84004-0140	Φ18×150	25	1.0	100支/中盒, 6×100支/箱
84004-0138	Φ20×200	25	1.0-1.2	100支/中盒, 4×100支/箱

培养管盖

适配于玻璃试管，用于保持内容物的无菌状态，替代棉塞的功能

- PP材质，可高温高压灭菌
- 五种尺寸可供选择，适用一次性和重复性使用的培养管
- 每种尺寸管盖均提供有多种颜色
- 拆卸方便，不会造成污染



直径13mm	直径16mm	直径18mm	颜色	包装形式
84070-5113	84070-5116	84070-5118	本色	500只/袋, 1000只/箱
84070-5113-13	84070-5116-13	84070-5118-13	红色	500只/袋, 1000只/箱
84070-5113-08	84070-5116-08	84070-5118-08	绿色	500只/袋, 1000只/箱
84070-5113-17	84070-5116-17	84070-5118-17	黄色	500只/袋, 1000只/箱
84070-5113-02	84070-5116-02	84070-5118-02	蓝色	500只/袋, 1000只/箱

直径20mm	直径25mm	颜色	包装形式
84070-5120	84070-5125	本色	250只/袋, 500只/箱
84070-5120-13	84070-5125-13	红色	250只/袋, 500只/箱
84070-5120-08	84070-5125-08	绿色	250只/袋, 500只/箱
84070-5120-17	84070-5125-17	黄色	250只/袋, 500只/箱
84070-5120-02	84070-5125-02	蓝色	250只/袋, 500只/箱





铝质螺口盖试管

中性硼硅玻璃材质，盖内有硅胶垫圈，可承受高温高压灭菌

产品编号	容量(mL)	管底	壁厚(mm)	尺寸(mm)	包装形式
84004-0601	25	平底	0.8-1.0	Ø18x145	管/盖分别包装在不同的塑料袋中，500管+500盖/箱
84004-0605	25	圆底	0.8-1.0	Ø18x145	

Makarthy型试管，中性玻璃材质

螺口铝盖，盖内有硅胶垫圈，可承受高温高压灭菌

产品编号	容量(mL)	管底	壁厚(mm)	尺寸(mm)	包装形式
84004-0603	25	平底	1.0-1.2	Ø28x85	管/盖装上125支/中盒，500支/箱

选装螺口盖 PP材质，盖内装有硅胶垫圈

产品编号	直径(mm)	盖子颜色	螺纹规格	耐高温高压灭菌	包装形式
84071-1112	12/13	本色	13 / 415	<input type="checkbox"/>	250只/塑料袋，1000只/箱
84071-1112-01	12/13	黑色	13 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	250只/塑料袋，1000只/箱
84071-1116	16	本色	15 / 415	<input type="checkbox"/>	100只/塑料袋，1000只/箱
84071-1116-01	16	黑色	15 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，1000只/箱
84071-1120	20	本色	18 / 415	<input type="checkbox"/>	100只/塑料袋，400只/箱
84071-1120-01	20	黑色	18 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，400只/箱



选装螺口盖



PP材质，盖内装有特氟龙垫圈

产品编号	直径(mm)	盖子颜色	螺纹规格	耐高温高压灭菌	包装形式
84071-1212	12/13	本色	13 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	250只/塑料袋，1000只/箱
84071-1212-01	12/13	黑色	13 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	250只/塑料袋，1000只/箱
84071-1216	16	本色	15 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，1000只/箱
84071-1216-01	16	黑色	15 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，1000只/箱
84071-1220	20	本色	18 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，400只/箱
84071-1220-01	20	黑色	18 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，400只/箱

胶木材质，黑色

产品编号	直径(mm)	垫圈	螺纹规格	耐高温高压灭菌	包装形式
84071-2112	12/13	硅胶	13 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	250只/塑料袋，1000只/箱
84071-2212	12/13	特氟龙	13 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	250只/塑料袋，1000只/箱
84071-2116	16	硅胶	15 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，1000只/箱
84071-2216	16	特氟龙	15 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，1000只/箱
84071-2120	20	硅胶	18 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，400只/箱
84071-2220	20	特氟龙	18 / 415	<input checked="" type="checkbox"/>	100只/塑料袋，400只/箱





塑料试管

PS材质或者PP材质，PS材质透明度高，PP材质强度高，化学稳定性好，重量轻，持久耐用，安全，圆底

圆底试管

3mL, ϕ 12x60 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0801	PS	500支/塑料袋, 10x500只/箱
84004-0802	PS	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱
84004-0803	PP	500支/塑料袋, 10x500只/箱
84004-0804	PP	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱

5mL, ϕ 12x75 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0805	PS	500支/塑料袋, 10x500只/箱
84004-0806	PS	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱
84004-0807	PP	500支/塑料袋, 10x500只/箱
84004-0808	PP	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱

5mL, ϕ 13x75 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0809	PS	500支/塑料袋, 10x500只/箱
84004-0810	PS	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱
84004-0811	PP	500支/塑料袋, 10x500只/箱
84004-0812	PP	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱

8mL, ϕ 13x100 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0813	PS	500支/塑料袋, 6x500只/箱
84004-0814	PS	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱
84004-0815	PP	500支/塑料袋, 6x500只/箱
84004-0816	PP	250支/抽屉式中盒, 8x250只/箱

10mL, ϕ 16x100 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0817	PS	500支/塑料袋, 5x500只/箱
84004-0818	PS	100支/抽屉式中盒, 10x100只/箱
84004-0819	PP	500支/塑料袋, 5x500只/箱
84004-0820	PP	100支/抽屉式中盒, 10x100只/箱

塑料圆底卷边试管

5mL, ϕ 12x75 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0901	PS	500支/塑料袋, 5,000支/箱
84004-0902	PP	500支/塑料袋, 5,000支/箱

15mL, ϕ 17x100 mm

产品编号	材质	包装形式
84004-0905	PS	250支/塑料袋, 2,000支/箱
84004-0906	PP	250支/塑料袋, 2,000支/箱


硅胶塞

与试管及实验室烧瓶配合使用

- 有机硅材料，惰性无反应
- 抗大部分酸及化学试剂
- 耐200°C高温高压灭菌



产品编号	塞头直径(mm)	塞底直径(mm)	高度(mm)	包装形式
84072-1115	15	11	21	50只/袋, 1,000只/箱
84072-1317	17	14	24	50只/袋, 1,000只/箱
84072-1722	23	17	26	50只/袋, 1,000只/箱
84072-2026	26	19	28	10只/袋, 200只/箱
84072-2229	29	22	28	10只/袋, 200只/箱
84072-2634	33	25	28	10只/袋, 200只/箱



法兰塞

柱塞

塑料试管塞及试管盖

法兰塞

直径12mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-1012	本色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1012-16	白色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1012-13	红色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1012-09	淡紫色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1012-02	蓝色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1012-08	绿色	1,000只/袋,20,000只/箱

直径13mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-1013	本色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1013-16	白色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1013-13	红色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1013-09	淡紫色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1013-02	蓝色	1,000只/袋,20,000只/箱
84070-1013-08	绿色	1,000只/袋,20,000只/箱

直径16mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-1016	本色	1,000只/袋,10,000只/箱
84070-1016-16	白色	1,000只/袋,10,000只/箱
84070-1016-13	红色	1,000只/袋,10,000只/箱
84070-1016-09	淡紫色	1,000只/袋,10,000只/箱
84070-1016-02	蓝色	1,000只/袋,10,000只/箱
84070-1016-08	绿色	1,000只/袋,10,000只/箱

柱塞

直径12mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-2012	本色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-2012-16	白色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-2012-13	红色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-2012-09	淡紫色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-2012-02	蓝色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-2012-08	绿色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱

直径16mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-2016	本色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-2016-16	白色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-2016-13	红色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-2016-09	淡紫色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-2016-02	蓝色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-2016-08	绿色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱



单耳软塞

多用试管塞

两用试管塞

双凸位试管塞

单耳软塞

直径13mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-3013	本色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-3013-16	白色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-3013-13	红色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-3013-09	淡紫色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-3013-02	蓝色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-3013-08	绿色	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱

直径16mm, PE材质

产品编号	颜色	包装形式
84070-3016	本色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-3016-16	白色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-3016-13	红色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-3016-09	淡紫色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-3016-02	蓝色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱
84070-3016-08	绿色	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱

多用试管塞

适用于10/12/13/16mm玻璃试管及塑料试管

产品编号	颜色	包装形式
84070-4010	本色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-16	白色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-13	红色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-09	淡紫色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-02	蓝色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-08	绿色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-17	黄色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱
84070-4010-01	黑色	1,000只/塑料袋,10,000只/箱

两用试管塞

适用于直径12/16mm试管, 以及#84004-1602对接管, 蓝色, PE材质

产品编号	描述	包装形式
84070-6012-02	适合大多数的12/16mm玻璃试管	1,000只/塑料袋, 10,000只/箱

双凸位试管塞

适用于大多数一次性使用的培养管, 适用于通气培养, 本色, PE材质

产品编号	描述	包装形式
84070-5012	* 12 x 75	1,000只/塑料袋, 20,000只/箱
84070-5017	** 17 x 100 / 16 x 95	500只/塑料袋, 5,000只/箱

* 适用于 CITOTEST® 12 x 75mm 培养管
** 适用于 CITOTEST® 17 x 100mm 培养管


金属试管架

- 不锈钢材质，耐腐蚀，可高压灭菌，温度可达121℃
- 表面高度抛光，边缘光滑不毛糙
- 宽底更平稳，不易倾倒
- 架子尺寸和孔的大小可定制



不锈钢，丝网编制底

产品编号	规格	适合试管最大直径(mm)	尺寸(mm)	净重(kg)	体积(m ³)	包装形式
84050-4621	12 (3 x 4)	13	69 x 55 x 35	0.088	0.0001	120个/箱
84050-4622	50 (5 x 10)	13	167 x 86 x 60	0.225	0.0009	48个/箱
84050-4623	100 (10 x 10)	13	166 x 166 x 60	0.343	0.0018	36个/箱
84050-4624	12 (2x6)	18	131 x 49 x 60	0.134	0.0004	80个/箱
84050-4625	24 (3x8)	18	174 x 71 x 60	0.199	0.0008	64个/箱
84050-4626	72(6x12)	18	259 x 133 x 85	0.392	0.0028	30个/箱
84050-4627	100(10x10)	18	216 x 216 x 85	0.472	0.0039	24个/箱
84050-4628	12 (2x6)	25	180 x 65 x 60	0.187	0.0007	64个/箱
84050-4629	24 (3x8)	25	238 x 94 x 60	0.278	0.0013	36个/箱
84050-4630	48 (6x8)	25	238 x 180 x 60	0.411	0.0025	24个/箱



不锈钢试管架

方孔，带把手

产品编号	规格	适合试管最大直径(mm)	尺寸(mm)	包装形式
84050-4632	50(5 x 10)	13	174x90x86	36个/箱
84050-4633	100(10 x 10)	13	172x169x85	20个/箱
84050-4634	50(5 x 10)	14	181x94x85	30个/箱
84050-4635	100(10 x 10)	14	180x178x85	20个/箱
84050-4636	50(5 x 10)	16	202x105x85	36个/箱
84050-4637	100(10 x 10)	16	202x200x85	20个/箱
84050-4638	25(5 x 5)	19.5	122x120x104	30个/箱
84050-4639	50(5 x 10)	19.5	238x120x104	30个/箱
84050-4640	100(10 x 10)	19.5	230x230x85	12个/箱
84050-4641	50(5 x 10)	22.5	268x135x105	15个/箱
84050-4642	50(5 x 10)	31.5	357x179x104	15个/箱

圆孔，延长边，带把手

20孔，15只/箱

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)
84050-4609	2 x 10	15
84050-4610	2 x 10	18
84050-4611	2 x 10	21

30孔，12只/箱

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)
84050-4612	3 x 10	15
84050-4613	3 x 10	18
84050-4614	3 x 10	21

40孔，10只/箱

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)
84050-4615	4 x 10	15
84050-4616	4 x 10	18
84050-4617	4 x 10	21





“Z”型



圆孔，字母标识定位

25孔，60只/箱


产品编号	规格	材质	适配试管最大直径(mm)
84050-4701	5 x 5	氧化铝	13
84050-4702	5 x 5	氧化铝	17
84050-4604	5 x 5	不锈钢	13
84050-4605	5 x 5	不锈钢	17

50孔，30只/箱


产品编号	规格	材质	适配试管最大直径(mm)
84050-4704	5 x 10	氧化铝	13
84050-4703	5 x 10	氧化铝	17
84050-4708	5 x 10	不锈钢	13
84050-4706	5 x 10	不锈钢	17



①



③



②



④

塑料试管架

1 方孔，PP材质

5只/袋，50只/箱
可提供组装好的架子

90孔

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)	颜色
84050-4101-16	6 x 15	13	白色
84050-4102-13	6 x 15	13	红色
84050-4103-17	6 x 15	13	黄色
84050-4104-02	6 x 15	13	蓝色

60孔

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)	颜色
84050-4105-16	5 x 12	17	白色
84050-4106-13	5 x 12	17	红色
84050-4107-17	5 x 12	17	黄色
84050-4108-02	5 x 12	17	蓝色

40孔

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)	颜色
84050-4109-16	4 x 10	21	白色
84050-4110-13	4 x 10	21	红色
84050-4111-17	4 x 10	21	黄色
84050-4112-02	4 x 10	21	蓝色

2 圆孔，PS材质

50孔，1只/袋，50只/箱

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)
84050-4201	5 x 10	17
84050-4202	5 x 10	13

3 圆孔，ABS材质

50孔，50只/箱

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)	颜色
84050-4301	5 x 10	13	白色
84050-4302	5 x 10	16	白色

4 圆孔，ABS+硅胶材质

50孔，12只/箱

试管架上的硅胶垫可以固定多种规格的试管

产品编号	规格	适配试管最大直径(mm)	颜色
84050-4305	5 x 10	从10mm到18mm	橙色



①

1 试管分配器

用于容纳大多数盒装塑料管或玻璃管
材质铁带白色粉末涂层，前板透明，采用丙烯酸材料

产品编号	描述	包装形式
84050-4501	适合长度为75mm的试管	1只/盒 10只/箱
84050-4502	适合长度为100mm的试管	1只/盒 10只/箱



②

2 玻管切割器

锌合金材质，外表镀有镍铬，带高硬度钢的切割轮

产品编号	描述	包装形式
84010-6001	适合直径最大为30mm的试管	1只/塑料袋，50只/箱
84010-6002	切割轮，84010-6001配件	10只/塑料袋



不锈钢打孔器

带锋利口，用于硅胶塞打孔，易于与培养管或者

产品编号	孔径(mm)	最大孔深度(mm)	包装形式
84030-6003	3/6/8/10	100	1套/包，20套/箱
84030-6004	3/6/8/10/12/13/15	100	1套/包，20套/箱

陶瓷坩埚

用于熔化、灼烧或者干燥样品的容器

- 陶瓷材质，带盖，盖上有环状提手
- 除底和边，内外表面均上釉
- 最高耐受温度达1000℃
- 高中低不同型号不同容量可供选择

高型

产品编号	容积 (mL)	顶端直径 (mm)	底部直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式
84122-0015	15	32	20	34	540只/箱
84122-0018	18	34	21	36	540只/箱
84122-0020	20	36	22	38	540只/箱
84122-0025	25	38	23	40	540只/箱
84122-0030	30	40	25	46	480只/箱
84122-0040	40	42	27	54	240只/箱
84122-0050	50	43	28	58	240只/箱

低型

产品编号	容积 (mL)	顶端直径 (mm)	底部直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式
84120-0015	15	43	19	23	540只/箱
84120-0018	18	45	20	25	540只/箱
84120-0020	20	47	24	27	270只/箱
84120-0025	25	51	25	30	270只/箱
84120-0030	30	55	26	34	288只/箱
84120-0040	40	57	27	36	288只/箱
84120-0050	50	59	28	38	288只/箱



中型

产品编号	容积 (mL)	顶端直径 (mm)	底部直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式
84121-0005	5	25	16	21	540只/箱
84121-0010	10	30	20	28	540只/箱
84121-0015	15	35	21	30	540只/箱
84121-0018	18	37	22	31	540只/箱
84121-0020	20	38	22	32	540只/箱
84121-0025	25	40	23	36	360只/箱
84121-0030	30	42	24	41	360只/箱
84121-0040	40	48	26	42	270只/箱
84121-0050	50	53	30	46	192只/箱
84121-0070	70	58	32	57	96只/箱
84121-0100	100	63	34	59	96只/箱
84121-0150	150	77	39	63	96只/箱
84121-0200	200	82	41	70	96只/箱
84121-0300	300	90	43	78	80只/箱
84121-0400	400	100	45	100	60只/箱



坩埚钳

不锈钢材质，具锯齿状钳口，双弯头，抛光

产品编号	长度 (mm)	包装形式
84030-0901	250	10把/盒，50把/箱
84030-0902	450	5把/盒，50把/箱



泥三角

- 由铁丝和陶瓷管制成，耐热
- 通常与三角架或铁圈配合使用
- 用于坩埚加热物体

产品编号	陶瓷管尺寸 (mm)	包装形式
84130-0001	50x8mm	200只/箱
84130-0002	60x8mm	200只/箱
84130-0003	75x8mm	200只/箱

陶瓷坩埚

适用于熔化和倾倒在一定温度范围内的物质

- 陶瓷材料，带把手和倾倒口
- 除底部和边缘，内外表面均上釉
- 可耐受温度高达1000℃




产品编号	容积 (mL)	顶端直径 (mm)	底部直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式
84101-0030	30	50	30	30	320只/箱
84101-0070	70	66	40	39	320只/箱
84101-0100	100	80	52	45	160只/箱
84101-0150	150	90	54	48	160只/箱
84101-0250	250	108	65	60	80只/箱
84101-0500	500	132	80	70	54只/箱
84101-0700	700	140	82	75	30只/箱
84101-1000	1000	164	100	90	16只/箱

陶瓷蒸发皿

适用于化学实验中在高耐化学性或者极端高温条件下分离混合物

- 陶瓷材质，带有倾倒口
- 内表面上釉
- 可耐受温度高达1000℃

产品编号	容积 (mL)	顶端直径 (mm)	高度 (mm)	包装形式
84100-0015	15	47	20	900只/箱
84100-0035	35	60	25	320只/箱
84100-0075	75	82	32	320只/箱
84100-0125	125	100	40	120只/箱
84100-0150	150	104	40	120只/箱
84100-0250	250	116	48	120只/箱
84100-0500	500	168	58	48只/箱
84100-0750	750	180	62	48只/箱
84100-1000	1000	206	64	24只/箱
84100-2000	2000	250	80	20只/箱
84100-3000	3000	300	90	20只/箱



陶土网

采用陶土烧制，不含石棉
铁丝材质网孔

产品编号	顶端内径 (LxW,cm)	高度 (mm)	包装形式
84030-4001	10x10	70	20只/中盒, 720只/箱
84030-4002	12.5x12.5	85	20只/中盒, 480只/箱
84030-4003	15x15	100	20只/中盒, 360只/箱
84030-4004	20x20	150	20只/中盒, 200只/箱

玻璃蒸发皿

可用于蒸发液体或者盛放要被称量的固体等

- 3.3高硼玻璃材质，带有倾倒口
- 坚固，中等深度
- 平底和圆底可供选择

平底

产品编号	顶端内径(mm)	高度(mm)	包装形式
84141-0060	60	30	12只/中盒, 240只/箱
84141-0090	90	45	8只/中盒, 96只/箱
84141-0120	120	60	6只/中盒, 48只/箱
84141-0150	150	75	1只/中盒, 24只/箱

圆底

产品编号	顶端内径(mm)	高度(mm)	包装形式
84142-0060	60	30	12只/中盒, 240只/箱
84142-0090	90	45	8只/中盒, 96只/箱
84142-0120	120	60	6只/中盒, 48只/箱
84142-0150	150	75	1只/中盒, 24只/箱



玻璃结晶皿

适用于存储和结晶

- 3.3高硼玻璃，带倾倒口，耐高温高压灭菌
- 平底，容量从60ml到200ml
- 耐高温高压灭菌



产品编号	顶端内径(mm)	高度(mm)	包装形式
84143-0060	60	40	12只/中盒, 240只/箱
84143-0090	90	45	8只/中盒, 96只/箱
84143-0100	100	50	8只/中盒, 96只/箱
84143-0125	125	63	6只/中盒, 48只/箱
84143-0150	150	75	1只/中盒, 24只/箱
84143-0180	180	90	1只/中盒, 12只/箱
84143-0200	200	96	1只/中盒, 12只/箱

表面皿

用于盛放、称量、结晶、蒸发，以及及烘干少量的液体、粉末和固体样本，也可以用作烧杯和烧瓶的盖子用来防止灰尘和其他污染物，同时允许实验过程中所需要的气体交换



玻璃表面皿

中性玻璃材质，耐温度骤升，且可重复使用

产品编号	直径 (mm)	包装形式	产品编号	直径 (mm)	包装形式
84144-0030	30	800只/箱	84144-0090	90	600只/箱
84144-0040	40	800只/箱	84144-0100	100	600只/箱
84144-0045	45	800只/箱	84144-0120	120	400只/箱
84144-0050	50	800只/箱	84144-0150	150	300只/箱
84144-0060	60	800只/箱	84144-0180	180	200只/箱
84144-0070	70	600只/箱	84144-0200	200	200只/箱
84144-0080	80	600只/箱			



1 干燥器

用于保存对湿敏感性的物质，与真空泵配合使用可使容器内保持低压状态

附陶瓷板，透明/棕色玻璃

透明玻璃	棕色玻璃	内径(mm)	总高度(mm)	陶瓷盘直径(mm)	包装形式
84104-1120	84104-2120-15	120	165	92	2只/箱
84104-1150	84104-2150-15	150	220	135	2只/箱
84104-1180	84104-2180-15	180	280	150	2只/箱
84104-1210	84104-2210-15	210	320	185	1只/箱
84104-1240	84104-2240-15	240	360	210	1只/箱
84104-1300	84104-2300-15	300	365	275	1只/箱
84104-1350	84104-2350-15	350	405	315	1只/箱
84104-1400	84104-2400-15	400	470	355	1只/箱

2 真空干燥器

用于保存对湿敏感性的物质，与真空泵配合使用可使容器内保持低压状态

透明/棕色玻璃材质，附陶瓷底板和磨口塞

产品编号	内径(mm)	总高度 (mm)	陶瓷盘直径(mm)	材质	包装形式
84104-3150	150	220	135	透明玻璃	2只/箱
84104-3210	210	320	185	透明玻璃	1只/箱
84104-3240	240	360	210	透明玻璃	1只/箱
84104-3300	300	450	275	透明玻璃	1只/箱
84104-4150-15	150	220	135	棕色玻璃	1只/箱
84104-4210-15	210	320	185	棕色玻璃	1只/箱
84104-4240-15	240	360	210	棕色玻璃	1只/箱
84104-4300-15	300	450	275	棕色玻璃	1只/箱



真空过滤瓶, PP材质

配合布氏漏斗, 用于抽滤, 一体成型结构, 耐压性能好

- 适用于连接内径为6.4-9.5mm的软管
- 连接软管时, 侧支以45°的角度可防止倾斜
- 口部适配标准塞

产品编号	容量(mL)	管内径(mm)	包装形式
84515-2152	250	6.4-9.5	1只/盒, 12只/箱
84515-2171	500	6.4-9.5	1只/盒, 12只/箱
84515-2181	1000	6.4-9.5	1只/盒, 6只/箱
84515-2182	2000	6.4-9.5	1只/盒, 4只/箱



真空干燥器

用于保护吸湿性或湿度发生反应的化学物质

- PC材质透明盖, PP材质底部, 在真空条件下也不会破损
- O形圈提供了极好的密封性
- 禁止用浓酸作为干燥剂

产品编号	直径(mm)	包装形式
84104-8001	150	2只/箱
84104-8002	180	2只/箱
84104-8003	250	2只/箱

研钵

用于研磨固体物质或进行粉末状固体的混合

陶瓷研钵

- 陶瓷材质, 具倾倒嘴
- 内表面无釉, 外表面有釉
- 附大的研磨棒, 操作舒适方便



产品编号	边直径(mm)	底直径(mm)	研磨棒直径(mm)	高度(mm)	长度(mm)	包装形式
84102-0060	60	32	18	32	65	240只/箱
84102-0080	80	44	26	41	90	96只/箱
84102-0100	100	60	27	45	110	72只/箱
84102-0130	130	80	32	62	125	36只/箱
84102-0160	160	90	39	74	155	12只/箱
84102-0216	216	114	46	90	200	4只/箱
84102-0254	254	130	62	110	230	4只/箱
84102-0305	305	160	70	140	260	2只/箱

产品编号	描述
84102-1100	研磨槌, 适配于陶瓷研钵(# 84102-0100 上釉, 具嘴, 外形尺寸: 100mm(直径)x45mm)

玻璃研钵

- 透明玻璃材质, 内表面磨砂处理
- 配玻璃研棒



产品编号	顶部内径(mm)	长度(mm)	包装形式
84103-0060	60	40	1只/中盒, 48只/箱
84103-0075	75	40	1只/中盒, 48只/箱
84103-0090	90	50	1只/中盒, 32只/箱
84103-0120	120	60	1只/中盒, 18只/箱
84103-0150	150	85	1只/中盒, 12只/箱
84103-0180	180	96	1只/中盒, 8只/箱



塑料漏斗

- 60°夹角，不易破损，短杆确保流动顺畅
- 25只/塑料套，4x25只/中盒，6x100只/箱

产品编号(P/N)	直径(mm)	规格(mm)	材质
84512-0001	4.5	ø55x69	PP
84512-0002	4.5	ø55x69	PS
84512-0003	4.5	ø65x78	PP
84512-0004	4.5	ø65x78	PS

分析漏斗，PP材质

适配标准尺寸的滤纸用于分析实验等

- 良好的耐化学性，经久耐用，及可高温高压灭菌
- 外部的加强筋可防止气塞，使液体畅通的流下
- 60°夹角

产品编号	顶部直径(mm)	包装形式
84512-0011	30	12只/包, 72只/箱
84512-0012	40	12只/包, 72只/箱
84512-0013	50	12只/包, 48只/箱
84512-0014	63	12只/包, 48只/箱
84512-0015	70	6只/包, 36只/箱
84512-0016	84	4只/包, 24只/箱
84512-0017	97	4只/包, 24只/箱
84512-0018	118	2只/包, 12只/箱
84512-0019	153	2只/包, 12只/箱



粉体漏斗，PP材质

用于转移粉末、晶体等化学品

- 良好的耐化学性，经久耐用，及可高温高压灭菌
- 外部的加强筋可防止气塞，使液体畅通的流下
- 直茎口可有效的减少粉末黏连

产品编号	顶部直径(mm)	包装形式
84512-1001	50	12只/包, 48只/箱
84512-1002	65	12只/包, 48只/箱
84512-1003	70	6只/包, 36只/箱
84512-1004	84	4只/包, 24只/箱
84512-1005	98	4只/包, 24只/箱
84512-1006	116	2只/包, 12只/箱
84512-1007	155	2只/包, 12只/箱



通用玻璃漏斗

适用于将液体或者固体过滤到实验室的器具中。

质量符合ISO 4798标准

- 3.3高硼玻璃，60°夹角适合精确放置滤纸
- 根据需要选择长颈或短颈



短颈漏斗

产品编号	直径(mm)	颈部外径(mm)	长度(mm)	包装形式
84112-0040	40	7	40	12支/中盒, 144支/箱
84112-0050	50	7	50	12支/中盒, 144支/箱
84112-0060	60	8	60	12支/中盒, 144支/箱
84112-0075	75	9	75	8支/中盒, 96支/箱
84112-0090	90	11	90	8支/中盒, 96支/箱
84112-0100	100	13	100	6支/中盒, 48支/箱
84112-0120	120	15	120	6支/中盒, 36支/箱
84112-0150	150	17	150	1支/中盒, 12支/箱
84112-0180	180	18	150	1支/中盒, 12支/箱
84112-0210	210	21	160	1支/中盒, 12支/箱
84112-0240	240	24	180	1支/中盒, 4支/箱
84112-0300	300	26	200	1支/中盒, 4支/箱

长颈漏斗

产品编号	直径(mm)	颈部外径(mm)	长度(mm)	包装形式
84111-0050	50	7	150	10支/中盒, 160支/箱
84111-0060	60	8	150	12支/中盒, 144支/箱
84111-0075	75	9	150	8支/中盒, 48支/箱
84111-0090	90	11	150	8支/中盒, 48支/箱





玻璃棒

玻璃材质，圆边

产品编号	直径(mm)	长度(mm)	包装形式
84410-0300	5	300	100支/包, 600支/箱

陶瓷布氏漏斗

质量符合DIN 12905-1980标准

- 有固定的多孔板
- 内外表面均上釉

产品编号	内径(mm)	总高度(mm)	包装形式
84110-0020	20	30	200支/箱
84110-0030	40	70	144支/箱
84110-0050	50	95	144支/箱
84110-0070	70	120	48支/箱
84110-0090	90	140	48支/箱
84110-0110	110	170	16支/箱
84110-0150	150	210	6支/箱
84110-0200	200	260	4支/箱
84110-0250	250	300	2支/箱
84110-0300	300	350	1支/箱



塑料布氏漏斗，PP材质

用于真空过滤，提取结晶等


- 两件式，易于清洗
- 适配标准滤纸

产品编号	顶部内径(mm)	包装形式
84110-1001	60	1支/袋, 8支/箱
84110-1002	75	1支/袋, 6支/箱
84110-1003	105	1支/袋, 4支/箱
84110-1004	130	1支/袋, 4支/箱
84110-1005	175	1支/袋, 4支/箱

漏斗夹，PP材质

可固定在直径8-14mm的支持杆上，适配容量从50-120mm的漏斗

- 1孔型或2孔型



产品编号	描述	包装形式
84512-9901	1孔，适配于容量为50-120mm的漏斗	1只/袋, 10只/箱
84512-9902	2孔，适配于容量为50-120mm的漏斗	1只/袋, 10只/箱

玻璃滴液漏斗

适用于缓慢加液

质量符合ISO 4800标准


- 圆柱形
- 3.3高硼玻璃，具磨砂塞和龙头



产品编号	容量(mL)	描述	包装形式
84516-0125	125	无刻度	2支/盒, 60支/箱
84516-0250	250	无刻度	2支/盒, 40支/箱
84516-0500	500	无刻度	2支/盒, 30支/箱
84516-1000	1000	无刻度	2支/盒, 20支/箱
84513-0125	125	带刻度	2支/盒, 60支/箱
84513-0250	250	带刻度	2支/盒, 40支/箱
84513-0500	500	带刻度	2支/盒, 30支/箱
84513-1000	1000	带刻度	2支/盒, 20支/箱

玻璃分液漏斗

适用于液液萃取
质量符合ISO 4800标准



梨型，3.3高硼玻璃，具磨砂塞和龙头

产品编号	容量(mL)	描述	包装形式
84517-0125	125	无刻度	2支/中盒, 80支/箱
84517-0250	250	无刻度	2支/中盒, 60支/箱
84517-0500	500	无刻度	2支/中盒, 32支/箱
84517-1000	1000	无刻度	2支/中盒, 24支/箱
84514-0125	125	带刻度	2支/中盒, 80支/箱
84514-0250	250	带刻度	2支/中盒, 60支/箱
84514-0500	500	带刻度	2支/中盒, 32支/箱
84514-1000	1000	带刻度	2支/中盒, 24支/箱



1 塑料分液漏斗, PP材质

良好的耐化学性能, 且PTFE活塞无需涂抹润滑剂

- 透明性好, 可清晰的观察到不相溶的两相之间的分界面
- 与多种实验室试剂兼容
- 可高温高压灭菌, 防漏
- 螺旋盖和标准塞可选

螺旋盖	标准塞	容量(mL)	包装形式
84514-2051	84514-2151	125	1支/袋, 6支/箱
84514-2052	84514-2152	250	1支/袋, 4支/箱
84514-2071	84514-2171	500	1支/袋, 4支/箱
84514-2081	84514-2181	1000	1支/袋, 4支/箱

2 分液漏斗支架, PP材质

分液漏斗支架上有一个前开口, 便于清晰观察溶液, 并且便于放置分液漏斗。
两个锥形楔块可牢固的固定在支撑杆上。

产品编号	描述	包装形式
84514-9901	1孔, 适配于容量为50-120mm的漏斗	1支/袋, 10支/中盒

3 塑料菊形漏斗, PP材质

特别适用于向滴定管等窄口容器中添加液体

- 漏斗口部和长柄可拆卸, 易于清洗
- 长柄尺寸: 外径6mm, 内径4mm, 长250mm
- 长柄可根据需要进行剪切

产品编号	菊头直径(mm)	柄直径(mm)	总长度(mm)	包装形式
84512-2001	35	6	250	1支/袋, 10支/中盒



定性滤纸

·80g/m², 灰分含量<0.11%, 圆形或方形可选

100张/盒, 50x100张/箱

快速	中速	慢速	形状	规格
84500-3070	84500-2070	84500-1070	圆形	Φ70mm
84500-3090	84500-2090	84500-1090	圆形	Φ90mm
84500-3110	84500-2110	84500-1110	圆形	Φ110mm
84500-3125	84500-2125	84500-1125	圆形	Φ125mm
84500-3150	84500-2150	84500-1150	圆形	Φ150mm
84500-3180	84500-2180	84500-1180	圆形	Φ180mm
84500-3060	84500-2060	84500-1060	方形	60x60cm

定量滤纸

·80g/m², 灰分含量<0.11%, 圆形

100张/盒, 50x100张/箱

快速	中速	慢速	形状	规格
84501-6070	84501-5070	84501-4070	圆形	Φ70mm
84501-6090	84501-5090	84501-4090	圆形	Φ90mm
84501-6110	84501-5110	84501-4110	圆形	Φ110mm
84501-6125	84501-5125	84501-4125	圆形	Φ125mm
84501-6150	84501-5150	84501-4150	圆形	Φ150mm
84501-6180	84501-5180	84501-4180	圆形	Φ180mm



平底称量勺, PP材质

称量勺的顶部平坦可用于平整粉末, 底部平坦可以稳定的放置在水平面上

- 精密成型, 边缘平整, 及舒适稳定的手柄
- 手柄上有标称容量刻度 (mL)



产品编号	容量(mL)	长度(mm)	包装形式
84703-1001	10	100	12只/袋, 144只/箱
84703-1002	25	135	12只/袋, 144只/箱
84703-1003	50	160	12只/袋, 72只/箱
84703-1004	100	200	12只/袋, 72只/箱

药匙, 塑料材质

药匙有2种结构形式: 两侧各有一个勺子或一端一个勺子, 另一端是刮刀, 用勺子从容器中量取各种试剂, 刮刀用于混匀各种试剂。



产品编号	材质	描述	长度(mm)	包装形式
84703-1005	PA	铲+ 铲	150	12只/袋, 288只/箱
84703-1006	PA	铲+ 铲	180	12只/袋, 288只/箱
84703-1007	PP	铲+ 勺	180	12只/袋, 288只/箱
84703-1008	PP	铲+ 勺	205	12只/袋, 288只/箱

塑料称量瓶, PP材质

广口设计, 适用于称量粉末和高粘度物质等

- 可挤压称量瓶的口部, 易于倾倒称量的物质
- 良好的耐化学性, 经久耐用, 可高温高压灭菌
- 高温高压灭菌之前请取掉盖子



产品编号	容量(mL)	包装形式
84703-1009	30	12只/袋, 72只/箱
84703-1010	50	12只/袋, 72只/箱
84703-1017	20	12只/袋, 72只/箱
84703-1018	70	6只/袋, 24只/箱

玻璃称量瓶

设计用于干燥后精确称量吸湿材料

- 3.3高硼玻璃, 磨砂玻璃塞
- 高型和低型可供选择

低型

产品编号	顶端内径(mm)	高度(mm)	包装形式
84703-0004	40	25	10只/中盒, 600只/箱
84703-0006	50	30	10只/中盒, 300只/箱
84703-0007	60	30	10只/中盒, 280只/箱

高型

产品编号	顶端内径(mm)	高度(mm)	包装形式
84703-0005	25	25	10只/中盒, 800只/箱
84703-0001	25	40	10只/中盒, 500只/箱
84703-0002	30	50	10只/中盒, 500只/箱
84703-0003	30	70	10只/中盒, 400只/箱



比重瓶, 玻璃材质

- 主要用于测量流体密度
- 3.3高硼玻璃, 球型平底, 带毛细管塞



产品编号	容量(ml)	包装形式
84003-0005	5	10只/中盒, 600只/箱
84003-0010	10	10只/中盒, 500只/箱
84003-0025	25	10只/中盒, 300只/箱
84003-0050	50	10只/中盒, 200只/箱
84003-0100	100	10只/中盒, 150只/箱

托盘, PP材质

结构稳定, 用于盛放实验室小型器械, 工具和敏感器具, 也可用于工业和食品等领域




- 圆角, 易于清洗
- 重量轻但经久耐用

产品编号	尺寸(mm)	包装形式
85603-1001	270x155x20	10只/袋, 20只/箱
85603-1002	380x250x20	10只/袋, 20只/箱
85603-1003	430x250x25	10只/袋, 20只/箱
85603-1004	505x245x22	10只/袋, 20只/箱

托盘, PP材质

结构稳定, 用于盛放实验室小型器械, 尤其在运输产品过程可防止泄漏, 保证安全。



- 圆角, 表面光滑, 易于清洗
- 重量轻但经久耐用
- 四个角部设计易于倾倒

产品编号	尺寸(mm)	包装形式
85603-2001	350x260x65	10只/袋, 20只/箱
85603-2002	370x270x65	10只/袋, 20只/箱

称量盘

非常适合用于称量、分装或者储存, 经济的铝箔盘还可以用做蒸发皿和或者防尘盖。



塑料称量盘

一次性使用, 白色, 抗静电且具有生物学惰性

产品编号	尺寸(mm)	材质	包装形式
84702-0005	41x41	PS	500只/中盒, 2,000只/箱
84702-0006	89x89	PS	500只/中盒, 2,000只/箱
84702-0007	140x140	PS	500只/中盒, 1,000只/箱



铝质称量盘

轻便结实, 边缘有凹槽, 便于抓取

产品编号	尺寸(mm)	材质	包装形式
84702-0010	Φ70xΦ40xH20	铝箔	100只/袋, 1,000只/箱
84702-0011	Φ70xΦ48xH40	铝箔	100只/袋, 1,000只/箱
84702-0012	Φ83xΦ56xH40	铝箔	100只/袋, 1,000只/箱

数字计时器

- 电子定时器, 倒计时有60秒响铃提示
- 时间设定范围从1秒到99分59秒, 带电池
- 小型, 带磁铁, 多用途



产品编号	包装形式
85210-0001	50只/中盒, 200只/箱

机械秒表

- 13钻, 防震设计
- 铜制镀铬表壳
- 开始/停止/重置功能



产品编号	最小刻度	秒针时间/圈	分针时间/圈	单独重置按钮
85210-0002	1/10秒	30秒	15分钟	无
85210-0003	1/5秒	60秒	30分钟	无
85210-0004	1/10秒	30秒	15分钟	有
85210-0005	1/5秒	60秒	30分钟	有

温度计

用于测量温度，10支/中盒，500支/箱



红色酒精温度计，白色背景

产品编号	温度测定范围(°C)	分辨率(°C)	长度
85100-0001-16	-10-110	1	305
85100-0003-16	0-110	1	305

水银温度计，白色背景

产品编号	温度测定范围(°C)	分辨率(°C)	长度
85100-0005-16	-10-110	1	305
85100-0007-16	-10-150	1	305
85100-0009-16	-10-200	1	305
85100-0011-16	-10-200	2	305

红色酒精温度计，黄色背景

产品编号	温度测定范围(°C)	分辨率(°C)	长度
85100-0002-17	-10-110	1	305
85100-0004-17	0-110	1	305

水银温度计，黄色背景

产品编号	温度测定范围(°C)	分辨率(°C)	长度
85100-0006-17	-10-110	1	305
85100-0008-17	-10-150	1	305
85100-0010-17	-10-200	1	305
85100-0012-17	-10-200	2	305


温度计夹钳

用于夹住玻璃管和温度计

温度计牵引夹

螺母紧固件调节夹具，带有直径为10mm的接杆

产品编号	总长度(mm)	包装形式
85121-0001	200	1只/袋,30只/箱



温度计转夹

通过锁住蝶形螺帽的方式，调整弹簧旋盖至任意角度

产品编号	总长度(mm)	包装形式
85121-0002	200	1只/袋,30只/箱



PH试纸



产品编号	描述
84900-0114	广泛型. PH范围:1-14, 新星牌
84900-0550	精密型. PH范围:0.5-5.0, 新星牌
84900-3854	精密型. PH范围:3.8-5.4, 新星牌
84900-5470	精密型. PH范围:5.4-7.0, 新星牌
84900-5590	精密型. PH范围:5.5-9.0, 新星牌
84900-6480	精密型. PH范围:6.4-8.0, 新星牌
84900-8210	精密型. PH范围:8.1-10.0, 新星牌

烧杯刷

- 双毛头末端，能接触到烧杯等容器的底部和角落，使清洗更充分
- 黑色毛刷，以螺旋状缠绕在木质手柄上

产品编号	毛刷部分直径x长度(mm)	总长(mm)	包装形式
Ⓐ 85500-3001	ø60 x 152	406	12支/袋
Ⓐ 85500-3002	ø76 x 152	406	12支/袋
Ⓑ 85500-3003	ø75 x 130	260	5支/袋
Ⓒ 85500-3004	ø130 x 100	250	5支/袋



瓶刷

白色毛刷，刷头呈放射状，镀锌铁丝手柄

产品编号	毛刷部分直径x长度(mm)	总长(mm)	包装形式
Ⓓ 85500-0001	ø40 x 102	381	12支/袋

黑色毛刷，刷头呈扇形，镀锌铁丝手柄


产品编号	毛刷部分直径x长度(mm)	总长(mm)	包装形式
Ⓔ 85500-2001	ø51 x 127	330	12支/袋
85500-2002	ø60 x 152	508	12支/袋



试管刷

白色毛刷，刷头呈扇形，镀锌铁丝手柄

产品编号	毛刷部分直径x长度(mm)	总长(mm)	包装形式
Ⓕ 85500-1001	ø13 x 76	381	12支/袋
Ⓕ 85500-1002	ø19 x 89	381	12支/袋
Ⓕ 85500-1003	ø35 x 102	381	12支/袋
Ⓖ 85500-1004	ø10 x 30	367	12支/袋
Ⓗ 85500-1005	ø40 x 100	360	12支/袋
Ⓘ 85500-1006	ø25 x 65	230	12支/袋



吸管刷

白色尼龙毛刷，加长软铁丝柄

产品编号	毛刷部分，直径x长度(mm)	总长度 (mm)	包装形式
Ⓧ 85500-4001	ø5.5x 120	610	12支/袋

滴定管刷


- 加长软铁丝柄，便于清洁
- 白色毛刷，刷头呈放射状，镀锌铁丝手柄

产品编号	毛刷部分，直径x长度(mm)	总长度 (mm)	包装形式
Ⓨ 85500-5001	ø13 x 83	762	12支/袋
Ⓩ 85500-5002	ø19 x 83	914	12支/袋
ⓐ 85500-5003	ø6 x 133	914	12支/袋
Ⓛ 85500-5004	L1:ø1.5 x 23/ L2:ø6 x 23/ L3:ø6 x 23	L1:102/ L2:501/ L3:501	12支/袋
Ⓜ 85500-5005	ø38 x 70	475	12支/袋
Ⓝ 85500-5006	WHITE ø12 x 30 BLACK ø8 x 25	455	12支/袋

擦镜纸


100张/盒, 100x200张/箱

产品编号	描述
85010-0001	擦镜纸, 密度:11g/m ² 尺寸100x150mm



试管夹

适用于固定热的试管或者加热试管，长柄设计方便处理和避免手指接触到加热装置的火焰



木质

	产品编号	最大试管直径(mm)	长度(mm)	厚度(mm)	包装形式
Ⓐ	84030-1201	20	180	10	10只/袋, 200只/箱
Ⓑ	84030-1202	20	180	10	10只/袋, 200只/箱



不锈钢材质

夹子末端自动回弹闭合

产品编号	最大试管直径(mm)	包装形式
84030-1203	30	10只/袋, 150只/箱



锥形接口夹


不锈钢材质，适用于锥形标准磨口接头

产品编号	接头尺寸	包装形式
84030-7000	14/23	10只/袋
84030-7001	19/26	10只/袋
84030-7002	24/29	10只/袋
84030-7003	29/32	10只/袋

万用夹

用于安全固定实验室玻璃器皿和装置

- 长的无缝不锈钢夹头，容易固定且可深度调节
- 带光滑的延伸杆，夹子可360°自由旋转
- 延伸杆可自由调节，不受限于实验台面
- 带防滑乙烯套，表面覆有玻璃纤维，可耐受温度超过100°C
- 单调节和双调节可供选则



Ⓐ 两爪夹

用于固定圆形或不规则的器具，如滴定管，温度计，烧杯。单调节，电镀钢

产品编号	夹距(mm)	总长度(mm)	包装形式
84030-1011	10-55	250	1只/塑料袋, 30只/箱

Ⓑ 三爪夹

多功能型，特别适用于固定不规则形状的物体，单调节，不锈钢，电子抛光处理

产品编号	夹距(mm)	总长度(mm)	包装形式
84030-1006	70	270	1只/塑料袋, 30只/箱

Ⓒ 三爪夹

双调节，不锈钢，电子抛光处理

产品编号	夹距(mm)	总长度(mm)	包装形式
84030-1001	35	225	1只/塑料袋, 30只/箱
84030-1002	60	270	1只/塑料袋, 30只/箱


Ⓓ 三爪夹

双调节，不锈钢，电子抛光处理，带固定位点

产品编号	夹距(mm)	总长度(mm)	包装形式
84030-1003	35	180	1只/塑料袋, 30只/箱
84030-1004	60	205	1只/塑料袋, 30只/箱

支架夹具

烤漆铸铁支架夹具，用于固定在标准尺寸的支架上



① 环形支架夹具

不锈钢材料，自动闭合钳口和手指握柄，便于操作

产品编号	环内径(mm)	包装形式
84030-6006	60	1只/包, 12只/箱
84030-6007	80	1只/包, 12只/箱
84030-6008	100	1只/包, 12只/箱

滴定管夹

用于夹各种型号的滴定管，容量从微型到100mL

- 类似于剪刀的工作原理，按住夹头放入滴管后轻轻松开便可夹住
- 调节高度时，只需要再次按住夹头使滴定管上下滑动，轻轻松开后即可
- 根据嵌入式挂钩接头的尺寸选择固定杆
- 为便于使用，请将调节螺母的方向朝前

② 滴定夹，德国型

产品编号	材质	描述	包装形式
84030-1007	铝喷塑	可夹两支滴定管，适配固定杆的直径为8到14mm	1只/塑料袋, 12只/箱
84030-1008	ABS	可夹两支滴定管，适配固定杆的直径为8到14mm	1只/塑料袋, 12只/箱

滴定夹，美国型

产品编号	材质	描述	包装形式
③ 84030-1013	PP	可夹两支滴定管，适配固定杆的直径为8到14mm	1只/塑料袋, 12只/箱
④ 84030-1012	PP	可夹一支滴定管，适配固定杆的直径为8到14mm	1只/塑料袋, 12只/箱

十字夹

用于连接固定竖杆和横杆（或万用夹）

铝质，双向夹具，与杆保持垂直

产品编号	最大开口间距(mm)	包装形式
84030-1009	20	1只/塑料袋, 12只/箱



链夹

适合固定大的圆形物体或不规则物体，例如大的烧杯和烧瓶

链夹，包括链条和弹簧



产品编号	夹具直径(mm)	包装形式
84030-6009	80到150mm	1只/塑料袋, 30只/箱

环形垫

软木材质



产品编号	外径(mm)	适配烧杯规格(mL)	内径(mm)	包装形式
84030-1308	80	100	26	1只/塑料袋, 100只/箱
84030-1310	100	250	48	1只/塑料袋, 100只/箱
84030-1312	120	500	68	1只/塑料袋, 100只/箱
84030-1314	140	1000	88	1只/塑料袋, 100只/箱





Ⓐ



Ⓑ

Ⓐ 标准锥形夹

POM材质，彩色编码，安全使用温度高达140°C

产品编号	颜色	接头尺寸	包装形式
84030-7006	淡橙色	14/23	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7007	蓝色	19/26	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7008	绿色	24/29	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7009	红色	29/32	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7004	绿色	10/19	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7005	紫色	12/21	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7010	黄色	34/35	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7011	橙色	40/50	10只/塑料袋，100只/箱
84030-7012	褐色	45/40	10只/塑料袋，100只/箱

Ⓑ 配重环

专为固定需要水浴的玻璃器而设计的，防浮、防裂和防试剂溅出

塑料涂层，抗化学腐蚀




产品编号	尺寸(mm)	重量(g)	包装形式
84030-9001	Φ48	260	1只/袋，50只/箱
84030-9002	Φ56	520	1只/袋，20只/箱
84030-9003	Φ61	830	1只/袋，20只/箱
84030-9004	Φ74	1000	1只/袋，20只/箱

实验室升降台

适用于调节各类实验室器具高度，如烧瓶以及其他玻璃仪器

- 外表光滑，易于清理
- 铝合金结构，稳定性好
- 铝合金氧化表面，鲜艳耐摩擦
- 调节旋钮控制高度升降



塑料制螺旋式调节把手，其余部分为铝合金材质

产品编号	底座尺寸(mm)	最大高度(cm)	颜色	包装形式
84030-5008	80×76	14	蓝色	12只/箱
84030-5004	120×140	24	红色	8只/箱
84030-5009	150×121	27	金色	8只/箱

晾干架

金属丝外包PVC材料晾干架非常适合实验室玻璃制品和塑料制品的自然晾干

- 55个位点，其中50个小位适合于小尺寸产品如试管，5个托架特别适合于锥形瓶和烧杯等
- 每个位点均附有塑料层，能更好的保护产品
- 架子上的两个环，便于将架子安置在墙上
- 含托盘，避免了晾干过程中水滴落在实验台表面

产品编号	尺寸	包装形式
84030-6002	360mm(L)×160mm(W)×650mm(H)	8只/箱





支架

嵌入的铁竖杆，专业设计用于满足不同类型的实验室固定装置或玻璃仪器安装

- 铸铁底座，带有蓝色印刷面
- 在中间和一侧各有一个可安装直径为10mm杆的孔
- 根据需要有3种类型的底座可供选择

1 长方形底座

铸铁底座，镀铬铁杆

产品编号	底座尺寸(mm)	杆长(mm)	包装形式
84030-1104*	250(L)x160(W)	500	10套/箱
84030-1105*	200(L)x125(W)	500	10套/箱
84030-1106*	160(L)x100(W)	500	10套/箱
84030-2001	200(L)x140(W)	600	10套/箱
84030-2002	300(L)x180(W)	700	10套/箱

* 短端带有橡胶衬里能增强稳定性

不锈钢底座和杆

产品编号	底座尺寸(mm)	杆长(mm)	包装形式
84030-8010	175(L)x100(W)	450	10套/箱
84030-8011	225(L)x125(W)	500	10套/箱
84030-8012	250(L)x150(W)	600	10套/箱
84030-8013	300(L)x150(W)	700	10套/箱

2 三角形底座

铸铁底座，镀铬铁杆

产品编号	底座尺寸(mm)	杆长(mm)	包装形式
84030-3001	135	600	10套/箱

3 H型底座

铸铁底座，带铁镀镍竖杆

产品编号	底座尺寸(mm)	杆长(mm)	垂直杆长(mm)	水平杆长(mm)	包装形式
84030-3002	530(L)x250(W)	10	800	500	1套/盒, 2套/箱
84030-3003	530(L)x250(W)	12	800	500	1套/盒, 2套/箱



利器盒

适用于处理和处置那些带有生物危害的材料，例如医用针头，注射器桶（带或不带针头）、巴氏吸管和被感染性物质污染的玻璃制品

方形桶身，PP材质

容量1.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0001	黄色桶，带透明盖子	L105xW85xH180
85600-0023	红色桶，带透明盖子	L105xW85xH180

容量1.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0009	黄色桶，带透明盖子	L95xW95xH160
85600-0024	红色桶，带透明盖子	L95xW95xH160

容量1.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0002	黄色桶，带透明盖子	L190xW110xH165
85600-0025	红色桶，带透明盖子	L190xW110xH165

容量2.0L


产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0013	黄色桶，带透明盖子	L200xW160xH120
85600-0030	红色桶，带透明盖子	L200xW160xH120

容量3.0 L, 带把手

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0012	黄色桶，带透明盖子，带红色把手	L200xW160xH135
85600-0029	红色桶，带透明盖子，带红色把手	L200xW160xH135

容量4.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0011	黄色桶，带透明盖子	L245xW200xH145
85600-0028	红色桶，带透明盖子	L245xW200xH145



圆桶, PP材质

容量5.0L, 带把手

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0004	黄色桶, 带透明盖子, 带红色把手	L245xW200xH165
85600-0027	红色桶, 带透明盖子, 带红色把手	L245xW200xH165

容量7.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0015	黄色桶, 带透明盖子	L250xW200xH230
85600-0032	红色桶, 带透明盖子	L250xW200xH230

容量8.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0010	黄色桶, 带透明盖子	L210xW180xH250
85600-0026	红色桶, 带透明盖子	L210xW180xH250

容量10L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0016	黄色桶, 带透明盖子	L300xW200xH260
85600-0033	红色桶, 带透明盖子	L300xW200xH260

容量15L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0017	黄色桶, 带透明盖子	L360xW220xH260
85600-0034	红色桶, 带透明盖子	L360xW220xH260

容量23L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0014	黄色桶, 带透明盖子	L370xW240xH380
85600-0031	红色桶, 带透明盖子	L370xW240xH380

容量 0.7L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0003	黄色桶, 带红色盖子	Φ95xΦ75xH135
85600-0020	红色桶, 带红色盖子	Φ95xΦ75xH135

容量1.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0005	黄色桶, 带红色盖子	Φ110xΦ85xH150
85600-0019	红色桶, 带红色盖子	Φ110xΦ85xH150

容量1.5L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0006	黄色桶, 带红色盖子	Φ140xΦ110xH150
85600-0026	红色桶, 带红色盖子	Φ140xΦ110xH150

容量2.4L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0007	黄色桶, 带红色盖子	Φ140xΦ115xH200
85600-0021	红色桶, 带红色盖子	Φ140xΦ115xH200

容量3.0L

产品编号	描述	尺寸(mm)
85600-0008	黄色桶, 带红色盖子	Φ140xΦ120xH240
85600-0022	红色桶, 带红色盖子	Φ140xΦ120xH240



样本袋



Ⓐ 带拉链的样本袋，带生物安全标志印刷，有开口的文件袋

LDPE材质

产品编号	尺寸	厚度	包装形式
80000-1001	6" x 9"	50微米	100只/塑料袋, 30x100只/箱

Ⓑ 带拉链的样本袋，带生物安全标志印刷，有开口的文件袋，带防脱保护

LDPE材质

产品编号	尺寸	厚度	包装形式
80000-2001	6" x 9"	50微米	100只/塑料袋, 10x100只/箱

Ⓒ 胶带密封型生物样本袋，胶带密封和拆封设计确保了安全，前袋用于存放标本，带生物安全标志，后袋用于存放文件

LDPE材质

产品编号	尺寸	吸水垫	撕裂线	厚度
80000-3001	6" x 9"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50微米
80000-3002	6" x 9"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50微米
80000-3003	6" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50微米
80000-3004	6" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50微米

垃圾桶

用于存放垃圾
PP材质, 10只/箱

产品编号	容量(L)	颜色	描述
85700-0001	15	黄色	脚踏式自封盖
85700-0002	15	黑色	适合15L的垃圾桶
85700-0003	30	黄色	脚踏式自封盖



样本袋



样本袋顶部易于撕开，前袋带生物安全标志，胶带密封和拆封设计确保了安全，后袋易于插入样本和载片，LDPE材质

产品编号	描述	厚度	包装形式
80000-4001	6" x 9"	5微米	100只/塑料袋, 10x100只/箱
80000-4002	10" x 10"	5微米	100只/塑料袋, 10x100只/箱

肾形盘

广泛用于外科手术，适合放置各类医疗用品，包括衣服、纸巾或小工具

PP材质，有透明和黄色两种颜色可供选择

产品编号	描述	容量(mL)	尺寸(mm)	包装形式
85602-0001	透明容器	700mL	L250xH50	300只/箱
85602-0002	黄色容器	700mL	L250xH50	300只/箱



连指硅胶手套

超大表面，防滑，最高耐受温度可达250℃

产品编号	描述
82700-0001	硅胶材质

CODE INDEX 索引

产品编号	页码	产品编号	页码
80000-1001	273	80110-0002	60
80000-2001	273	80110-0003	60
80000-3001	273	80110-0004	60
80000-3002	273	80110-0005	58
80000-3003	273	80110-0012	59
80000-3004	273	80110-0013	59
80000-4001	274	80110-0014	59
80000-4002	274	80110-2100-16	52
80011-0002	63	80112-1100-16	56
80011-0003	63	80112-1123-16	56
80011-0034	61	80112-1152-16	56
80011-0035	61	80112-2100-16	56
80011-0038	61	80112-2123-16	56
80011-0039	61	80112-2152-16	56
80011-0042	61	80113-1100-16	57
80011-0044	61	80113-1123-16	57
80011-0046	62	80113-1152-16	57
80011-0048	62	80113-2100-16	57
80011-0050	62	80113-2123-16	57
80011-0051	62	80113-2152-16	57
80011-0052	61	80114-1104-16	56
80011-0053	61	80114-1123-16	56
80011-0054	61	80114-1152-16	56
80011-0055	61	80114-2104-16	56
80011-0057	63	80114-2123-16	56
80011-0058	63	80114-2152-16	56
80011-0070	63	80121-1101-16	55
80011-0095	62	80121-1401-16	55
80011-0096	62	80121-2101-17	55
80100-1100-16	46	80121-2401-16	55
80100-1101-16	47	80122-1133-16	51
80100-1102-16	46	80122-2120-16	51
80100-1103-16	46	80122-2150-16	51
80100-1104-16	47	80123-1120-16	48
80100-1106-16	50	80123-1131-16	48
80100-1107-16	50	80123-2120-16	48
80100-1115-16	50	80123-2133-16	48
80100-1120-16	47	80124-1101-16	54
80100-1131-16	47	80124-1104-16	54
80100-1150-16	47	80124-1120-16	54
80100-1153-16	46	80124-1131-16	54
80100-1154-16	47	80124-1150-16	54
80100-1400-16	49	80124-1154-16	54
80100-1431-16	49	80124-2120-16	54
80100-2100-16	46	80124-2150-16	54
80100-2101-16	47	80200-0007	64
80100-2102-16	46	80200-0008	64
80100-2103-16	46	80200-0009	64
80100-2120-16	47	80200-0013	64
80100-2131-16	47	80200-0014	64
80100-2139-16	46	80200-0015	64
80100-2150-16	47	80200-0016	64
80100-2153-16	46	80200-0017	64
80103-1100-16	53	80200-0018	64
80103-1101-16	54	80203-0001	58
80103-1102-16	53	80203-0002	58
80103-1103-16	53	80203-0003	58
80103-1104-16	54	80203-0004	58
80103-1120-16	54	80203-0005	58
80103-1131-16	54	80203-0006	59
80103-1150-16	54	80203-0007	59
80103-1153-16	53	80203-0008	59
80103-1154-16	54	80203-0009	59
80103-2100-16	53	80203-0010	59
80103-2101-16	54	80203-0011	59
80103-2102-16	53	80203-0012	58
80103-2103-16	53	80203-1001	58
80103-2118-16	53	80203-1002	58
80103-2120-16	54	80203-1003	58
80103-2131-16	54	80203-1004	58
80103-2150-16	54	80203-1005	58
80103-2153-16	53	80203-1006	58
80106-1100-16	45	80260-1100-00	57
80106-1106-16	50	80260-1100-02	57
80106-1112-16	45	80260-1100-08	57
80106-1137-16	45	80260-1100-09	57
80106-1138-16	51	80260-1100-10	57
80106-2100-16	45	80260-1100-11	57
80106-2130-16	45	80260-1100-12	57
80107-1100-16	52	80260-1100-15	57
80107-2100-16	52	80260-1100-16	57
80109-1100-16	52	80260-1100-17	57
80109-1130-16	52	80260-1100-24	57
80110-0001	60	80302-0001	9

产品编号	页码	产品编号	页码
80302-0004	10	80302-3101-02	8
80302-2101	7	80302-3101-08	8
80302-2101	9	80302-3101-09	8
80302-2104	10	80302-3101-10	8
80302-2201	9	80302-3101-12	8
80302-2204	10	80302-3101-16	8
80302-3101-02	8	80302-3101-17	8
80302-3101-08	8	80302-4101-02	8
80302-3101-09	8	80302-4101-08	8
80302-3101-10	8	80302-4101-09	8
80302-3101-12	8	80302-4101-10	8
80302-3101-16	8	80302-4101-12	8
80302-3101-17	8	80302-4101-16	8
80302-4101-02	8	80302-8101-02	8
80302-4101-08	8	80302-8101-08	8
80302-4101-09	8	80302-8101-09	8
80302-4101-10	8	80302-8101-16	8
80302-4101-12	8	80302-8101-17	8
80302-4101-16	8	80303-0002	9
80302-8101-02	8	80303-0005	10
80302-8101-08	8	80303-2105	10
80302-8101-09	8	80303-2202	9
80302-8101-16	8	80303-3101-02	8
80302-8101-17	8	80303-3101-08	8
80303-0002	9	80303-3101-09	8
80303-0005	10	80303-3101-10	8
80303-2105	10	80303-3101-12	8
80303-2202	9	80303-3101-16	8
80303-3101-02	8	80303-3101-17	8
80303-3101-08	8	80304-0001	9
80303-3101-09	8	80304-2101	9
80303-3101-10	8	80304-2201	9
80303-3101-12	8	80304-3101-02	8
80303-3101-16	8	80304-3101-08	8
80303-3101-17	8	80304-3101-09	8
80304-0001	9	80304-3101-10	8
80304-2101	9	80304-3101-12	8
80304-2201	9	80304-3101-16	8
80304-3101-02	8	80304-3101-17	8
80304-3101-08	8	80304-3101-09	8
80304-3101-09	8	80304-3101-10	8
80304-3101-10	8	80304-3101-12	8
80304-3101-12	8	80304-3101-16	8
80304-3101-16	8	80304-3101-17	8
80304-3101-17	8	80304-3101-09	6
80304-3101-09	8	80304-3101-10	6
80304-3101-10	8	80304-3101-12	6
80304-3101-12	8	80304-3101-16	6
80304-3101-16	8	80304-3101-17	6
80304-3101-17	8	80304-3101-08	12
80304-3101-09	8	80304-3101-09	12
80304-3101-10	8	80304-3101-12	12
80304-3101-12	8	80304-3101-16	12
80304-3101-16	8	80304-3101-17	12
80304-3101-17	8	80304-3101-08	13
80304-3101-09	8	80304-3101-09	13
80304-3101-10	8	80304-3101-10	13
80304-3101-12	8	80304-3101-12	13
80304-3101-16	8	80304-3101-16	13
80304-3101-17	8	80304-3101-17	13
80304-3101-09	6	80304-3101-08	14
80304-3101-10	6	80304-3101-09	14
80304-3101-12	6	80304-3101-10	14
80304-3101-16	6	80304-3101-12	14
80304-3101-17	6	80304-3101-16	14
80304-3101-08	12	80304-3101-17	14
80304-3101-09	12	80304-3101-08	14
80304-3101-10	12	80304-3101-09	14
80304-3101-12	12	80304-3101-10	14
80304-3101-16	12	80304-3101-12	14
80304-3101-17	12	80304-3101-16	14
80304-3101-08	13	80304-3101-17	14
80304-3101-09	13	80304-3101-08	14
80304-3101-10	13	80304-3101-09	14
80304-3101-12	13	80304-3101-10	14
80304-3101-16	13	80304-3101-12	14
80304-3101-17	13	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14	80304-3101-17	14
80304-3101-09	14	80304-3101-08	14
80304-3101-10	14	80304-3101-09	14
80304-3101-12	14	80304-3101-10	14
80304-3101-16	14	80304-3101-12	14
80304-3101-17	14	80304-3101-16	14
80304-3101-08	14		

CODE INDEX

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
80384-5003	28	80500-5020-12	70	80802-3130	135	81908-2140	133	82121-0064-17	102	82333-0113	120	82511-1493	118	84004-0117	225	84004-0439	182
80384-5004	28	80500-5020-16	70	80802-3140	135	81908-2160	133	82121-1001	101	82333-0200	120	82511-1494	118	84004-0118	225	84004-0505	228
80384-5005	28	80500-7009	70	80802-3150	135	81908-2180	133	82121-1002	101	82333-0211	120	82511-1495	118	84004-0119	224	84004-0506	228
80384-5006	28	80500-7020	70	80802-3151	135	81909-1125	133	82121-1003	101	82333-0212	120	82511-1496	118	84004-0120	225	84004-0507	228
80384-5007	28	80500-8001	70	80802-3160	135	80802-3160	133	82121-1004	101	82333-0213	120	82511-1497	118	84004-0121	225	84004-0508	228
80384-5008	28	80500-8002	70	80802-3170	135	81909-1160	133	82121-1005	101	82400-0001-02	105	82511-1498	118	84004-0122	224	84004-0511	228
80384-7000	28	80500-8003	70	80802-3180	135	81909-1180	133	82121-1006	101	82400-0002-02	105	82511-1499	117	84004-0123	225	84004-0512	228
80384-7001	28	80500-8004	70	80802-3190	135	81909-2125	133	82121-1007	101	82400-0003-17	105	82513-0001-02	116	84004-0124	225	84004-0513	228
80384-7002	28	80500-8010	70	80802-3200	135	81909-2140	133	82121-1008	101	82400-0004-17	105	82513-0001-08	116	84004-0125	225	84004-0514	228
80384-7003	28	80500-8020	70	80802-3210	135	81909-2160	133	82121-1009	101	82400-0005-02	105	82513-0001-13	116	84004-0126	225	84004-0517	228
80384-7004	28	80500-8024	70	80802-3220	135	81909-2180	133	82121-1010	101	82400-0006-02	105	82513-0001-17	116	84004-0127	225	84004-0518	228
80384-7005	28	80500-8030	70	80802-3230	135	82118-0007	96	82121-1011	101	82400-0011-16	105	82513-0002-02	116	84004-0128	225	84004-0519	228
80384-7006	28	80500-8032	70	80802-3240	135	82118-0009	96	82121-1012	101	82500-8022	70	82513-0002-02	116	84004-0129	225	84004-0520	228
80384-7007	28	80500-8048	70	80802-3250	135	80802-8048	97	82121-1013	101	82510-1101	115	82513-0002-08	116	84004-0130	225	84004-0523	228
80384-7008	28	80510-0001-16	75	80802-3360	135	82118-0012	97	82121-2002	101	82510-1102	115	82513-0002-08	116	84004-0131	225	84004-0524	228
80385-0000-02	31	80510-0002-10	75	80802-4100	135	82118-0015	97	82121-2003	101	82510-1104	115	82513-0002-13	116	84004-0132	225	84004-0525	228
80385-0001-17	31	80510-0003-16	75	80802-4101	135	82118-0016	97	82121-2004	101	82510-1104-02	115	82513-0002-13	116	84004-0133	225	84004-0526	228
80387-0050-13	26	80510-0004-10	75	80802-4110	135	82118-0018	96	82121-2005	101	82510-1104-17	115	82513-0002-17	116	84004-0134	225	84004-0528	228
80387-2201-13	26	80510-0005	73	80802-4120	135	82118-0020	96	82121-2006	101	82510-1106	116	82513-0002-17	116	84004-0135	225	84004-0529	228
80387-2202-13	26	80510-0006	73	80802-4121	135	82118-0026	96	82121-2007	101	82510-1107	116	82602-0005	121	84004-0136	225	84004-0538	228
80387-2251-13	26	80510-0007	73	80802-4130	135	82118-0027	96	82121-2008	101	82510-1407-16	117	82602-0006	121	84004-0137	225	84004-0539	228
80387-2252-13	26	80510-0008	73	80802-4140	135	82118-0407	96	82121-2009	101	82510-1408-02	117	82602-0010	121	84004-0138	225	84004-0601	229
80387-2253-13	26	80510-0009	73	80802-4150	135	82118-0409	96	82121-2010	101	82510-1409-13	117	82602-0011	121	84004-0139	225	84004-0603	229
80390-0001	64	80510-0021	73	80802-4151	135	82118-0422	97	82121-2011	101	82510-1410-17	117	82602-0013	121	84004-0140	225	84004-0605	229
80390-0002	64	80510-0022	73	80802-4160	135	82118-0424	97	82121-2012	101	82510-1411-10	117	82602-0017	121	84004-0205	227	84004-0719	224
80390-0003	64	80510-0023	73	80802-4170	135	82118-0425	97	82122-0009	87	82510-1412-08	117	82603-0001	121	84004-0206	227	84004-0720	225
80390-0004	64	80510-0024	73	80802-4180	135	82118-0426	97	82122-0024	87	82510-1413-16	118	82603-0002	121	84004-0207	227	84004-0721	225
80391-0001	64	80510-0031-08	74	80802-4190	135	82118-0431	96	82123-1003	87	82510-1414-02	118	82603-0003	121	84004-0208	227	84004-0801	231
80391-0002	64	80510-0031-15	74	80802-4200	135	82118-0432	96	82123-1006	87	82510-1415-13	118	82603-0004	121	84004-0211	227	84004-0802	231
80400-0001	67	80510-0031-16	74	80802-4210	135	82118-0433	96	82123-1009	87	82510-1416-17	118	82603-0005	121	84004-0212	227	84004-0803	231
80400-0011	67	80510-0032-08	74	80802-4220	135	82118-0434	96	82123-1045	87	82510-1417-10	118	82603-0006	121	84004-0213	227	84004-0804	231
80400-0013	67	80510-0032-15	74	80802-4230	135	82118-1564-66	97	82123-2048	87	82510-1418-08	118	82603-0007	121	84004-0214	227	84004-0805	231
80400-0017	67	80510-0032-16	74	80802-4240	135	82118-1596-66	97	82123-2051	87	82510-1419-16	118	82604-0004	122	84004-0217	227	84004-0806	231
80400-0042	68	80510-0037-08	74	80802-4250	135	82118-1598-66	97	82125-0008	87	82510-1420-02	118	82604-0005	122	84004-0218	227	84004-0807	231
80400-0043	68	80510-0037-15	74	80802-4360	135	82118-1601	99	82125-0008	87	82510-1421-13	118	82700-0001	274	84004-0219	227	84004-0808	231
80400-0045	68	80510-0037-16	74	80804-1030	136	82118-1602	99	82230-1001	33	82510-1422-17	118	84000-0010	195	84004-0220	227	84004-0809	231
80400-0051	67	80510-0050	76	80804-1040	136	82118-1603	99	82230-0002	33	82510-1423-10	118	84000-0020	195	84004-0223	227	84004-0810	231
80400-0052	67	80511-0003	75	81900-0001	135	82118-1604	100	82230-0003	33	82510-1424-08	118	84000-0025	195	84004-0224	227	84004-0811	231
80400-0053	67	80511-0004	75	81900-0002	135	82118-1605	100	82230-0100	29	82510-1425-16	118	84000-0030	195	84004-0225	227	84004-0812	231
80400-0054	67	80801-1100	136	81900-0003	135	82118-1606	100	82230-0101	29	82510-1426-02	118	84000-0050	195	84004-0226	227	84004-0813	231
80400-0055	67	80801-1101	136	81900-0005	135	82118-1607	100	82230-0102	29	82510-1427-13	118	84000-0100	195	84004-0228	227	84004-0814	231
80400-0056	67	80801-1110	136	81901-1125	134	82118-1651	99	82230-0103	29	82510-1428-17	118	84000-0150	195	84004-0229	227	84004-0815	231
80400-0057	67	80801-1120	136	81901-1140	134	82118-1652	99	82230-0200	29	82510-1429-10	118	84000-0200	195	84004-0238	227	84004-0816	231
80400-0058	67	80801-1121	136	81901-1160	134	82118-1653	99	82230-0201	29	82510-1430-08	118	84000-0250	195	84004-0239	227	84004-0817	231
80400-0103	68	80801-1130	136	81901-1180	134	82118-1654	100	82230-0202	29	82510-1431-16	118	84000-0300	195	84004-0272	215	84004-0818	231
80400-0104	68	80801-1140	136	81901-1200	134	82118-1655	100	82230-0203	29	82510-1432-02	118	84000-0400	195	84004-0273	215	84004-0819	231
80400-0105	68	80801-1150	136	81901-1250	134	82118-1656	100	82230-5000-02	30	82510-1433-13	118	84000-0500	195	84004-0305	227	84004-0820	231
80400-0110	68	80801-1151	136	81902-1125	134	82118-1657	100	82230-5000-08	30	82510-1434-17	118	84000-0600	195	84004-0307	227	84004-0821	231
80400-0111	68	80801-1160	136	81902-1140	134	82118-1702	98	82230-5000-13	30	82510-1435-10	118	84000-0800	195	84004-0308	227	84004-0822	231
80400-0112	68	80801-1170	136	81902-1160	134	82118-1761	98	82230-5000-17	30	82510-1436-08	118	84000-1000	195	84004-0311	227	84004-0902	232
80400-0203	68	80801-1180	136	81902-1180	134	82118-2103-66	97	82230-6000-02	30	82510-1437-16	118	84000-2000	195	84004-0312	227	84004-0905	232
80400-0204	68	80801-1190	136	81902-1200	134	82119-0431-02	93	82230-6000-08	30	82510-1438-02	118	84000-3000	195	84004-0313	227	84004-0906	232
80400-0205	68	80801-1200	136	81902-1250	134	82119-0432-01	93	82230-6000-13	30	82510-1439-13	118	84000-5000	195	84004-0314	227	84004-1001	108
80400-0210	68	80801-1210	136	81903-1125	134	82119-0433-13	92	82230-6000-17	30	82510-1440-17	118	84001-0050	195	84004-0317	227	84004-1002	108
80400-0211	68	80801-1220	136	81903-1140	134	82119-0434-16	92	82303-1035	103	82510-1441-10	118	84001-0100	195	84004-0318	227	84004-1003	108
80400-0212	68	80801-1230	136	81903-1160	134	82120-0024	88	82303-1049	103	82510-1442-08	118	84001-0150	195	84004-0319	227	84004-1004	108
80410-0000	69	80801-1240	136	81903-1180	134	82120-0025	88	82303-1055	103	82510-1443-16	118	8400					

CODE INDEX 索引

产品编号	页码	产品编号	页码
84004-3311	227	84010-0250	203
84004-3312	227	84010-0300	203
84004-3313	227	84010-0500	203
84004-3314	227	84010-1000	203
84004-3317	227	84010-2000	203
84004-3318	227	84010-3000	203
84004-3319	227	84010-5000	203
84004-3320	227	84010-5002	203
84004-3323	227	84010-6001	239
84004-3324	227	84010-6002	239
84004-3325	227	84011-0250	203
84004-3326	227	84011-0500	203
84004-3328	227	84011-1000	203
84004-3329	227	84011-2000	203
84004-3338	227	84012-0050	203
84004-3339	227	84012-0100	203
84004-3405	228	84012-0150	203
84004-3406	228	84012-0200	203
84004-3407	228	84012-0250	203
84004-3408	228	84012-0300	203
84004-3411	228	84012-0500	203
84004-3412	228	84012-1000	203
84004-3413	228	84012-2000	203
84004-3414	228	84012-3000	203
84004-3417	228	84012-5000	203
84004-3418	228	84012-5002	203
84004-3419	228	84012-5004	203
84004-3420	228	84013-0050	201
84004-3423	228	84013-0100	201
84004-3424	228	84013-0150	201
84004-3425	228	84013-0250	201
84004-3426	228	84013-0500	201
84004-3428	228	84013-1000	201
84004-3429	228	84014-0100	203
84004-3438	228	84014-0150	203
84004-3439	228	84014-0250	203
84004-3505	228	84014-0500	203
84004-3506	228	84014-1000	203
84004-3507	228	84016-0050	200
84004-3508	228	84016-0100	200
84004-3511	228	84016-0150	200
84004-3512	228	84016-0200	200
84004-3513	228	84016-0250	200
84004-3514	228	84016-0300	200
84004-3517	228	84016-0500	200
84004-3518	228	84016-0752	209
84004-3519	228	84016-0771	209
84004-3520	228	84016-0781	209
84004-3523	228	84016-1000	200
84004-3524	228	84016-2000	200
84004-3525	228	84016-3000	200
84004-3526	228	84016-5000	200
84004-3528	228	84017-0050	200
84004-3529	228	84017-0100	200
84004-3538	228	84017-0250	200
84004-3539	228	84017-0500	200
84007-0241	197	84017-1000	200
84007-0244	197	84020-0214-02	142
84007-0246	197	84020-0214-13	142
84007-0250	197	84020-0215-02	142
84007-0252	197	84020-0215-13	142
84007-0271	197	84020-0216	131
84007-0281	197	84020-0217	131
84007-0282	197	84020-0218	131
84007-0330	197	84020-0218-02	142
84007-0341	197	84020-0218-13	142
84007-0344	197	84020-0304-02	143
84007-0346	197	84020-0304-13	143
84007-0350	197	84020-0305-02	143
84007-0352	197	84020-0305-13	143
84007-0361	197	84020-0307-02	143
84007-0381	197	84020-0307-13	143
84007-0382	197	84020-0314-02	143
84007-0741	198	84020-0314-13	143
84007-0752	198	84020-0315-02	143
84007-0771	198	84020-0315-13	143
84007-0781	198	84020-0318-02	143
84007-0782	198	84020-0318-13	143
84007-0783	198	84020-0404-02	144
84007-0791	198	84020-0404-13	144
84010-0050	203	84020-0406-02	144
84010-0100	203	84020-0406-13	144
84010-0150	203	84020-0407-02	144
84010-0200	203	84020-0407-13	144

产品编号	页码	产品编号	页码
84020-0414-02	146	84020-0832-13	149
84020-0414-13	146	84020-0832-16	149
84020-0415-02	146	84020-0833-02	149
84020-0415-13	146	84020-0833-13	149
84020-0418-02	146	84020-0833-16	149
84020-0418-13	146	84020-0834-02	147
84020-0449-02	144	84020-0834-13	147
84020-0449-13	144	84020-0834-16	147
84020-0514-02	142	84020-0835-02	147
84020-0514-13	142	84020-0835-13	147
84020-0515-02	142	84020-0835-16	147
84020-0515-13	142	84020-0836-02	147
84020-0518-02	142	84020-0836-13	147
84020-0518-13	142	84020-0901-02	150
84020-0614-02	143	84020-0901-13	150
84020-0614-13	143	84020-0901-16	150
84020-0615-02	143	84020-0902-02	150
84020-0615-13	143	84020-0902-13	150
84020-0618-02	143	84020-0902-16	150
84020-0618-13	143	84020-0903-02	150
84020-0714-02	146	84020-0903-13	150
84020-0714-13	146	84020-0903-16	150
84020-0715-02	146	84020-0904-02	148
84020-0715-13	146	84020-0904-13	148
84020-0718-02	146	84020-0904-16	148
84020-0718-13	146	84020-0905-02	148
84020-0801-02	149	84020-0905-13	148
84020-0801-13	149	84020-0905-16	148
84020-0801-16	149	84020-0906-02	148
84020-0802-02	149	84020-0906-13	148
84020-0802-13	149	84020-0906-16	148
84020-0802-16	149	84020-0911-02	150
84020-0803-02	149	84020-0911-13	150
84020-0803-13	149	84020-0911-16	150
84020-0803-16	149	84020-0912-02	150
84020-0804-02	147	84020-0912-13	150
84020-0804-13	147	84020-0912-16	150
84020-0804-16	147	84020-0913-02	150
84020-0805-02	147	84020-0913-13	150
84020-0805-13	147	84020-0913-16	150
84020-0805-16	147	84020-0914-02	148
84020-0806-02	147	84020-0914-13	148
84020-0806-13	147	84020-0914-16	148
84020-0806-16	147	84020-0915-02	148
84020-0811-02	149	84020-0915-13	148
84020-0811-13	149	84020-0915-16	148
84020-0811-16	149	84020-0916-02	148
84020-0812-02	149	84020-0916-13	148
84020-0812-13	149	84020-0916-16	148
84020-0812-16	149	84020-0921-02	150
84020-0813-02	149	84020-0921-13	150
84020-0813-13	149	84020-0921-16	150
84020-0813-16	149	84020-0922-02	150
84020-0814-02	147	84020-0922-13	150
84020-0814-13	147	84020-0922-16	150
84020-0814-16	147	84020-0923-02	150
84020-0815-02	147	84020-0923-13	150
84020-0815-13	147	84020-0923-16	150
84020-0815-16	147	84020-0924-02	148
84020-0816-02	147	84020-0924-13	148
84020-0816-13	147	84020-0924-16	148
84020-0816-16	147	84020-0925-02	148
84020-0821-02	149	84020-0925-13	148
84020-0821-13	149	84020-0925-16	148
84020-0821-16	149	84020-0926-02	148
84020-0821-19	149	84020-0926-13	148
84020-0822-02	149	84020-0926-16	148
84020-0822-13	149	84020-0926-19	148
84020-0822-16	149	84020-0931-02	150
84020-0823-02	149	84020-0931-13	150
84020-0823-13	149	84020-0931-16	150
84020-0823-16	149	84020-0932-02	150
84020-0824-02	147	84020-0932-13	150
84020-0824-13	147	84020-0932-16	150
84020-0824-16	147	84020-0933-02	150
84020-0825-02	147	84020-0933-13	150
84020-0825-13	147	84020-0933-16	150
84020-0825-16	147	84020-0934-02	148
84020-0826-02	147	84020-0934-13	148
84020-0826-13	147	84020-0934-16	148
84020-0826-16	147	84020-0935-02	148
84020-0826-19	147	84020-0935-13	148
84020-0826-22	147	84020-0935-16	148
84020-0826-25	147	84020-0936-02	148
84020-0826-28	147		
84020-0826-31	147		
84020-0826-34	147		
84020-0826-37	147		
84020-0826-40	147		
84020-0826-43	147		
84020-0826-46	147		
84020-0826-49	147		
84020-0826-52	147		
84020-0826-55	147		
84020-0826-58	147		
84020-0826-61	147		
84020-0826-64	147		
84020-0826-67	147		
84020-0826-70	147		
84020-0826-73	147		
84020-0826-76	147		
84020-0826-79	147		
84020-0826-82	147		
84020-0826-85	147		
84020-0826-88	147		
84020-0826-91	147		
84020-0826-94	147		
84020-0826-97	147		
84020-0826-100	147		

产品编号	页码	产品编号	页码
84020-0936-13	148	84020-0936-16	148
84020-1601-16	154	84020-1601-16	154
84020-1603-16	154	84020-1603-16	154
84020-1806-08	152	84020-1806-08	152
84020-1806-13	152	84020-1806-13	152
84020-1806-16	152	84020-1806-16	152
84020-1806-17	152	84020-1806-17	152
84020-1807-10	152	84020-1807-10	152
84020-1807-13	152	84020-1807-13	152
84020-1807-16	152	84020-1807-16	152
84020-1807-17	152	84020-1807-17	152
84020-1906-08	152	84020-1906-08	152
84020-1906-10	152	84020-1906-10	152
84020-1906-13	152	84020-1906-13	152
84020-1906-16	152	84020-1906-16	152
84020-1906-17	152	84020-1906-17	152
84020-1907-08	152	84020-1907-08	152
84020-1907-10	152	84020-1907-10	152
84020-1907-13	152	84020-1907-13	152
84020-1907-16	152	84020-1907-16	152
84020-1907-17	152	84020-1907-17	152
84020-2006-08	153	84020-2006-08	153
84020-2006-10	153	84020-2006-10	153
84020-2006-17	153	84020-2006-17	153
84020-2007-08	153	84020-2007-08	153
84020-2007-10	153	84020-2007-10	153
84020-2007-13	153	84020-2007-13	153
84020-2007-16	153	84020-2007-16	153
84020-2007-17	153	84020-2007-17	153
84020-2306-13	154	84020-2306-13	154
84020-2306-16	154	84020-2306-16	154
84020-2307-13	154	84020-2307-13	154
84020-2307-16	154	84020-2307-16	154
84020-2307-17	154	84020-2307-17	154
84020-2601			

CODE INDEX 索引

索引 CODE INDEX

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码		
84051-0003	156	84070-5118-17	226	84101-1000	241	84120-0050	240	84201-1000	207	84225-0005	204	84304-3050	175	84308-9050	177	84320-1503	169	84321-0003	163
84051-0004	156	84070-5120	226	84102-0060	246	84120-0250	186	84201-2000	207	84225-0010	204	84304-3100	175	84308-9100	177	84320-1504	169	84321-0004	163
84051-0005	156	84070-5120-02	226	84102-0080	246	84120-0500	186	84202-0005	207	84225-0025	204	84304-4010-15	177	84320-0111	164	84320-1505	169	84330-0001	159
84051-0006	156	84070-5120-08	226	84102-0100	246	84120-1000	186	84202-0010	207	84225-0050	204	84304-4025-15	177	84320-0112	164	84320-1506	169	84330-0003	159
84051-0007	156	84070-5120-13	226	84102-0130	246	84120-1010	186	84202-0025	207	84225-0100	204	84304-4050-15	177	84320-0113	164	84320-1601	169	84330-0004-02	159
84051-0008	156	84070-5120-17	226	84102-0160	246	84120-2006	187	84202-0050	207	84225-0200	204	84304-4100-15	177	84320-0114	164	84320-1602	169	84330-0005-02	159
84052-0001	122	84070-5125	226	84102-0216	246	84120-9500	186	84202-0100	207	84225-0250	204	84304-6010	175	84320-0115	164	84320-1603	169	84330-0006-02	159
84052-0002	122	84070-5125-02	226	84102-0254	246	84121-0005	240	84202-0250	207	84225-0500	204	84304-6025	175	84320-0116	164	84320-1604	169	84330-0007-02	159
84052-0003	122	84070-5125-08	226	84102-0305	246	84121-0010	240	84202-0500	207	84225-1000	204	84304-6050	175	84320-0211	165	84320-1605	169	84330-0008-02	159
84052-0004	122	84070-5125-13	226	84102-1100	246	84121-0015	240	84202-1000	207	84225-2000	204	84304-6100	175	84320-0212	165	84320-1701	169	84330-0009-02	159
84053-0001	122	84070-5125-17	226	84103-0060	246	84121-0018	240	84202-2000	207	84226-0005-15	204	84304-7010	177	84320-0213	165	84320-1702	169	84330-0012-02	159
84053-0002	122	84070-6012-02	128	84103-0075	246	84121-0020	240	84203-0025	207	84226-0010-15	204	84304-7025	177	84320-0214	165	84320-1703	169	84330-0013-17	159
84053-0003	122	84070-6012-02	234	84103-0090	246	84121-0025	240	84203-0050	207	84226-0025-15	204	84304-7050	177	84320-0215	165	84320-1704	169	84330-0014-17	159
84053-0004	122	84071-1112	229	84103-0120	246	84121-0030	240	84203-0100	207	84226-0050-15	204	84304-7100	177	84320-0216	165	84320-1705	169	84330-0015-17	159
84053-0005	122	84071-1112-01	229	84103-0150	246	84121-0040	240	84203-0250	207	84226-0100-15	204	84304-8010	175	84320-0311	164	84320-1706	169	84330-0016-17	159
84053-0006	122	84071-1116	229	84103-0180	246	84121-0050	240	84203-0500	207	84226-0200-15	204	84304-8025	175	84320-0312	164	84320-1801	167	84330-0017-17	159
84053-0007	122	84071-1116-01	229	84104-1120	244	84121-0070	240	84204-0010	206	84226-0250-15	204	84304-8050	175	84320-0313	164	84320-1802	167	84330-0018-17	159
84053-0008	122	84071-1120	229	84104-1150	244	84121-0100	240	84204-0025	206	84226-0500-15	204	84304-8100	175	84320-0314	164	84320-1804	167	84330-0021-17	159
84070-1012	233	84071-1120-01	229	84104-1180	244	84121-0150	240	84204-0050	206	84226-1000-15	204	84304-9010	177	84320-0315	164	84320-1805	167	84330-0022	159
84070-1012-02	233	84071-1212	230	84104-1210	244	84121-0200	240	84204-0100	206	84226-2000-15	204	84304-9025	177	84320-0316	164	84320-1901	169	84330-0023	159
84070-1012-08	233	84071-1212-01	230	84104-1240	244	84121-0300	240	84204-0250	206	84300-1001-08	171	84304-9050	177	84320-0411	165	84320-1902	169	84330-0024	159
84070-1012-09	233	84071-1216	230	84104-1300	244	84121-0400	240	84204-0500	206	84300-1002-16	171	84304-9100	177	84320-0412	165	84320-1904	169	84330-0030	159
84070-1012-13	233	84071-1216-01	230	84104-1350	244	84122-0015	240	84204-1000	206	84300-1005-08	171	84305-1010-02	176	84320-0413	165	84320-1905	169	84330-0031	159
84070-1012-16	233	84071-1220	230	84104-1400	244	84122-0018	240	84204-2000	206	84300-1010-17	171	84305-1025-02	176	84320-0414	165	84320-2001	165	84330-0136	161
84070-1013	233	84071-1220-01	230	84104-2120-15	244	84122-0020	240	84205-1110	208	84300-1020-01	171	84305-1050-02	176	84320-0415	165	84320-2101	165	84330-0144-17	161
84070-1013-02	233	84071-1308-02	125	84104-2150-15	244	84122-0025	240	84205-1125	208	84300-1050-13	171	84305-1100-02	176	84320-0416	165	84320-2201	167	84330-0147	161
84070-1013-08	233	84071-1308-10	125	84104-2180-15	244	84122-0030	240	84205-1141	208	84300-1100-10	171	84305-3010-02	176	84320-0511	165	84320-2202	167	84330-0152-02	161
84070-1013-09	233	84071-1308-12	125	84104-2210-15	244	84122-0040	240	84205-1150	208	84300-1150-08	171	84305-3025-02	176	84320-0512	165	84320-2203	167	84330-0155	161
84070-1013-13	233	84071-1308-16	125	84104-2240-15	244	84122-0050	240	84205-1152	208	84300-1200-17	171	84305-3050-02	176	84320-0513	165	84320-2204	167	84330-0162	161
84070-1013-16	233	84071-1308-17	125	84104-2300-15	244	84120-0001	240	84205-1171	208	84300-1250-16	171	84305-3100-02	176	84320-0514	165	84320-2205	167	84330-0136	162
84070-1016	233	84071-2112	230	84104-2350-15	244	84130-0002	240	84205-1181	208	84300-1500-01	171	84305-7010	176	84320-0515	165	84320-2206	167	84330-0139	162
84070-1016-02	233	84071-2116	230	84104-2400-15	244	84130-0003	240	84205-1210	208	84300-3001-08	171	84305-7025	176	84320-0516	165	84320-2301	169	84330-0141	162
84070-1016-08	233	84071-2120	230	84104-3150	244	84130-0010	185	84205-1225	208	84300-3002-16	171	84305-7050	176	84320-0611	164	84320-2302	169	84330-0144	162
84070-1016-09	233	84071-2212	230	84104-3210	244	84130-0016	185	84205-1241	208	84300-3005-08	171	84305-7100	176	84320-0612	164	84320-2303	169	84330-0152	162
84070-1016-13	233	84071-2216	230	84104-3240	244	84130-0030	185	84205-1250	208	84300-3010-17	171	84305-9010	176	84320-0613	164	84320-2304	169	84330-0155	162
84070-1016-16	233	84071-2220	230	84104-3300	244	84130-0050	185	84205-1252	208	84300-3010-01	171	84305-9025	176	84320-0614	164	84320-2305	169	84330-0162	162
84070-2012	233	84072-1115	232	84104-4150-15	244	84141-0060	242	84205-1271	208	84300-3050-13	171	84305-9050	176	84320-0615	164	84320-2306	169	84330-0136	162
84070-2012-02	233	84072-1317	232	84104-4210-15	244	84141-0090	242	84205-1281	208	84300-3100-10	171	84305-9100	176	84320-0616	164	84320-2401	167	84330-0139	162
84070-2012-08	233	84072-1722	232	84104-4240-15	244	84141-0120	242	84205-1120	198	84300-3150-08	171	84307-1010-02	176	84320-0701	167	84320-2402	167	84330-0141	162
84070-2012-09	233	84072-2026	232	84104-4300-15	244	84141-0150	242	84206-0250	198	84300-3200-17	171	84307-1025-02	176	84320-0702	167	84320-2403	167	84330-0144	162
84070-2012-13	233	84072-2229	232	84104-8001	245	84141-1006	187	84206-0500	198	84300-3250-16	171	84307-1050-02	176	84320-0703	167	84320-2404	167	84330-0152	162
84070-2012-16	233	84072-2634	232	84104-8002	245	84142-0060	242	84206-1000	198	84300-3500-01	171	84307-1100-02	176	84320-0704	167	84320-2405	167	84330-0155	162
84070-2016	233	84081-0050	199	84104-8003	245	84142-0090	242	84206-2000	198	84301-3001	172	84307-3010-02	176	84320-0705	167	84320-2406	167	84330-0162	162
84070-2016-02	233	84081-0100	199	84110-0020	249	84142-0120	242	84206-2152	199	84301-3002	172	84307-3025-02	176	84320-0801	167	84320-2501	167	84331-0152	162
84070-2016-08	233	84081-0150	199	84110-0030	249	84142-0150	242	84206-2171	199	84301-3005	172	84307-3050-02	176	84320-0802	167	84320-2502	167	84342-0001	163
84070-2016-09	233	84081-0250	199	84110-0050	249	84143-0060	243	84206-2181	199	84301-3010	172	84307-3100-02	176	84320-0803	167	84320-2503	167	84342-0002	163
84070-2016-13	233	84081-0500	199	84110-0070	249	84143-0090	243	84206-2182	199	84301-3025	172	84307-7010	176	84320-0804	167	84320-2504	167	84342-0003	163
84070-2016-16	233	84081-1000	199	84110-0090	249	84144-0100	243	84206-2183	199	84301-3050	172	84307-7025	176	84320-0805	167	84320-2505	167	84342-0004	174
84070-3013	234	84081-2000	199	84110-0110	249	84143-0125	243	84206-2191	199	84301-7001	172	84307-7050	176	84320-0901	165	84320-2506	167	84342-0005	174
84070-3013-02	234	84081-5000	199	84110-0150	249	84143-0150	243	84206-3000	198	84301-7002	172	84307-7100	176	84320-0902	165	84320-2601	167	84342-0006	

CODE INDEX 索引

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
84400-3538	191	84501-6180	253	84610-1940	179	85210-0004	258	85600-0031	271
84400-3541	191	84512-0001	247	84610-1941	179	85330-0001	119	85600-0032	271
84400-3551	191	84512-0002	247	84610-1942	179	85330-0002	119	85600-0033	271
84400-3564	191	84512-0003	247	84610-1943	179	85330-0003	119	85600-0034	271
84400-3675	191	84512-0004	247	84610-1981	181	85440-2101	110	85601-0001	155
84400-4010	192	84512-0011	247	84610-1982	181	85460-2001	109	85601-0002	155
84400-4015	192	84512-0012	247	84610-1983	181	85460-2006	109	85602-0001	274
84400-4020	192	84512-0013	247	84610-1984	181	85460-2011	110	85602-0002	274
84400-4025	192	84512-0014	247	84611-1252	188	85460-2012	110	85603-1001	256
84400-4030	192	84512-0015	247	84611-1271	188	85460-2101-10	188	85603-1002	256
84400-4035	192	84512-0016	247	84702-0005	257	85460-2102-02	188	85603-1003	256
84400-4040	192	84512-0017	247	84702-0006	257	85460-2103-08	188	85603-1004	256
84400-4045	192	84512-0018	247	84702-0007	257	85460-2104-13	188	85603-2001	257
84400-4050	192	84512-0019	247	84702-0010	258	85460-2105-10	188	85603-2002	257
84400-4055	192	84512-1001	247	84702-0011	258	85460-2106-02	188	85700-0001	273
84400-4060	192	84512-1002	247	84702-0012	258	85460-2107-08	188	85700-0002	273
84400-4070	192	84512-1003	247	84703-0001	255	85460-2108-13	188	85700-0003	273
84400-4080	192	84512-1004	247	84703-0002	255	85500-0001	261	85810-0001	125
84400-5010	192	84512-1005	247	84703-0003	255	85500-1001	261	85810-0002	125
84400-5020	192	84512-1006	247	84703-0004	255	85500-1002	261	85810-0003	125
84400-5025	192	84512-1007	247	84703-0005	255	85500-1003	261	85810-0005	125
84400-5030	192	84512-2001	252	84703-0006	255	85500-1004	261	85810-0006	125
84400-5038	192	84512-9901	250	84703-0007	255	85500-1005	261	85810-0007	125
84400-5050	192	84512-9902	250	84703-1001	254	85500-1006	261	85830-0002	126
84400-5060	192	84513-0125	250	84703-1002	254	85500-2001	261	85830-0006	126
84400-7115	191	84513-0250	250	84703-1003	254	85500-2002	261	85850-0001	39
84400-7220	191	84513-0500	250	84703-1004	254	85500-3001	261	85850-0004	39
84400-7230	191	84513-1000	250	84703-1005	254	85500-3002	261	85850-0005	39
84400-7235	191	84514-0125	251	84703-1006	254	85500-3003	261	85860-2002-16	17
84400-7330	191	84514-0250	251	84703-1007	254	85500-3004	261	85860-2102-16	17
84400-7340	191	84514-0500	251	84703-1008	254	85500-4001	262	85860-3001-12	19
84400-7350	191	84514-1000	251	84703-1009	255	85500-5001	262	85860-3001-16	19
84400-7425	191	84514-2051	252	84703-1010	255	85500-5002	262	85860-3002-16	17
84400-7440	191	84514-2052	252	84703-1017	255	85500-5003	262	85860-3101-12	19
84400-7445	191	84514-2071	252	84703-1018	255	85500-5004	262	85860-3101-16	19
84400-7450	191	84514-2081	252	84800-1004	127	85500-5005	262	85860-3102-16	17
84400-7460	191	84514-2151	252	84800-1007	127	85500-5006	262	85860-3102-16	17
84400-7470	191	84514-2152	252	84800-1017	127	85511-0171	220	85860-3101-16	19
84400-7550	191	84514-2171	252	84800-1035	127	85511-0271	220	85860-3102-16	17
84400-7560	191	84514-2181	252	84800-1070	127	85511-0371	220	85860-3102-16	17
84400-7580	191	84514-9901	252	84800-1140	127	85511-0471	220	85870-0001	132
84402-0150	192	84515-2152	245	84800-1175	127	85511-0571	220	85870-0002	132
84402-0250	192	84515-2171	245	84800-2007	127	85511-0671	220	85870-0003	132
84402-0350	192	84515-2181	245	84800-2014	127	85511-4152	221	85870-0004	132
84402-0450	192	84515-2182	245	84800-3004	128	85511-4171	221	85870-0005	132
84410-0300	249	84516-0125	250	84800-3007	128	85511-4181	221	85900-1250-06	132
84500-1060	253	84516-0250	250	84800-3017	128	85511-4252	222	85900-1250-12	132
84500-1070	253	84516-0500	250	84800-3035	128	85511-4271	222	85900-1250-13	132
84500-1090	253	84516-1000	250	84800-3070	128	85511-4281	222	85900-1250-16	132
84500-1110	253	84517-0125	251	84800-3140	128	85511-6152	221	85900-1250-18	132
84500-1125	253	84517-0250	251	84800-3175	128	85511-6171	221	85900-1250-19	132
84500-1150	253	84517-0500	251	84800-4007	127	85511-6181	221	85900-2250-06	132
84500-1180	253	84517-1000	251	84800-4014	127	85511-6252	222	85900-2250-12	132
84500-2060	253	84610-1815	184	84800-5350	127	85511-6271	222	85900-2250-13	132
84500-2070	253	84610-1816	184	84800-6070	127	85600-0001	270	85900-2250-16	132
84500-2090	253	84610-1819	109	84800-6140	127	85600-0002	270	85900-2250-18	132
84500-2110	253	84610-1821	109	84800-7350	128	85600-0003	272	85900-2250-19	132
84500-2125	253	84610-1822	184	84800-8070	127	85600-0004	271	85900-3250-12	132
84500-2150	253	84610-1842	183	84800-8140	127	85600-0005	272	85900-3250-16	132
84500-2180	253	84610-1843	184	84900-0114	260	85600-0006	272	85900-3250-19	132
84500-3060	253	84610-1844	183	84900-0550	260	85600-0007	272	85900-4250-12	132
84500-3070	253	84610-1845	183	84900-3854	260	85600-0008	272	85900-4250-16	132
84500-3090	253	84610-1846	183	84900-5470	260	85600-0009	270	85900-4250-19	132
84500-3110	253	84610-1862	184	84900-5590	260	85600-0010	271	86000-0001	65
84500-3125	253	84610-1863	184	84900-6480	260	85600-0011	270	86000-0008	65
84500-3150	253	84610-1877	180	84900-8210	260	85600-0012	270	86000-1001	66
84500-3180	253	84610-1878	180	85010-0001	262	85600-0013	270	86940-0001	141
84501-4070	253	84610-1883	180	85100-0001-16	259	85600-0014	271	86940-0005	141
84501-4090	253	84610-1885	180	85100-0002-17	259	85600-0015	271		
84501-4110	253	84610-1887	180	85100-0003-16	259	85600-0016	271		
84501-4125	253	84610-1888	180	85100-0004-17	259	85600-0017	271		
84501-4150	253	84610-1890	181	85100-0005-16	259	85600-0019	272		
84501-4180	253	84610-1890-13	181	85100-0006-17	259	85600-0020	272		
84501-5070	253	84610-1891	181	85100-0007-16	259	85600-0021	272		
84501-5090	253	84610-1891-13	181	85100-0008-17	259	85600-0022	272		
84501-5110	253	84610-1901	184	85100-0009-16	259	85600-0023	270		
84501-5125	253	84610-1903	184	85100-0010-17	259	85600-0024	270		
84501-5150	253	84610-1908	183	85100-0011-16	259	85600-0025	270		
84501-5180	253	84610-1910	183	85100-0012-17	259	85600-0026	271		
84501-6070	253	84610-1911	183	85121-0001	260	85600-0026	272		
84501-6090	253	84610-1921	179	85121-0002	260	85600-0027	271		
84501-6110	253	84610-1922	179	85210-0001	258	85600-0028	270		
84501-6125	253	84610-1923	179	85210-0002	258	85600-0029	270		
84501-6150	253	84610-1924	179	85210-0003	258	85600-0030	270		